

PHILIPS

sonicare

ソニックケア プロテクトク
リーン プロフェッショナル

Protect Clean

過圧防止センサー

3つのモード、3段階の強さ設定

ブラシヘッド認識機能

HX6489/01



歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。 手磨きより多くの歯垢を除去

過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく磨く。／歯科医院で販売中

新機能

- 強すぎるブラッシングをお知らせ
- ブラシヘッド交換お知らせ機能

口腔衛生を推進

- やさしく安心
- ブラシヘッド認識機能

使いやすさ重視の設計

- ソニックケアに慣れていただくためのイージースタート機能
- 一定の間隔でお知らせするカドペーサータイマー
- お好みの磨き方が選べる

特長

お好みの磨き方が選べる



3つのモードと3段階の強さ設定から、お好みに合わせてカスタマイズできます。クリーンモードは通常ブラッシング、ホワイトモードはステインの除去に効果的です。ガムケアモードは、クリーンモードに歯と歯ぐきの境目を磨くモードを追加した3分間のモードです。強さ設定は、強・中・弱の3段階からお選びいただけます。

やさしく安心



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、やさしく磨きます。

強すぎるブラッシングをお知らせ




歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。／画像はイメージです

ブラシヘッド認識機能



ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さは好みで変更可能）

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）。

一定の間隔でお知らせするカドパーサータイマー



磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏の4つのセクションを均等にブラッシングできます。

ソニックアーに慣れていただくためのイーゼースタート機能



フィリップス ソニックアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめてから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

仕様

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 2 週間

バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー

デザインと仕上げ

色: ホワイト

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電残量を表示

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

使用時間: 約 2 週間

内容・付属品

充電器: 1

ハンドル: プロテクトクリーン 1 本

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

タイマー: カドペーサーとスマートタイマー

過圧防止センサー機能: ハンドルの振動が変化してお知らせ

モード

3 段階の強さ設定: 弱, 中, 強

クリーン: 歯をキレイに

ホワイト: 自然な白さへ

ガムケア: 歯ぐきをケア

ブラシヘッド認識機能

C2 クリーンプラス: クリーンモードを自動選択

ガムプラス: ガムケアモードを自動選択

W ダイヤモンドクリーン: ホワイトモードを自動選択

スマートセンサーテクノロジー

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合), ブラシヘッドの交換時期がわかります

BrushSync テクノロジー: スマートハンドルと, スマートブラシヘッドの接続

* クリーンモードで 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回

