

PHILIPS

sonicare

Zestaw standardowych
główek szczoteczki

3 sztuki w opakowaniu

Rozmiar standardowy

Jedno przyciśnięcie

Funkcja Brush Sync

HX9073/07



Głębsze oczyszczanie, zdrowsze dziąsła i bielsze zęby

Kompleksowa pielęgnacja zębów i dziąseł

Główka szczoteczki C3 Premium Plaque Defence zapewnia 10-krotnie większą skuteczność usuwania płytki nazębnej* dla lepszych wyników czyszczenia. Rozwiązanie G2 Premium Gum Care zapewnia 7-krotnie zdrowsze dziąsła już w 2 tygodnie**, a wariant W Premium White usuwa o 100% więcej przebarwień już w 3 dni*.

Innovative technology

- Zaawansowana technologia soniczna Sonicare
- Mocowanie na kliknięcie ułatwia zakładanie główki szczoteczki
- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych
- Automatycznie wybiera optymalny program, dając wspaniałe efekty****

Designed to optimize performance

- Zawsze skuteczne czyszczenie z Philips Sonicare

Philips Sonicare's deep clean


- Do 4 razy większa powierzchnia kontaktu** ułatwiająca głębokie czyszczenie

Wyjątkowa pielęgnacja zębów i dziąseł

- Usuwa do 100% więcej powierzchniowych przebarwień już w 3 dni*
- Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów
- Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła już w 2 tygodnie***


Zalety

Zapomnij o płytce nazębnej



Dzięki elastycznej konstrukcji usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc*, pozwalając na naprawdę głębokie czyszczenie przestrzeni międzyzębowych oraz wzdłuż linii dziąseł.

Przede wszystkim zdrowe dziąsła



Z główką Philips Sonicare Premium Gum Care nawet najgłębsze czyszczenie jest delikatne. Gdy szczoteczka porusza się wzdłuż linii dziąseł, elastyczne brzegi i włosia główki Philips Sonicare Premium Gum Care amortyzują nadmierny nacisk podczas szczotkowania i chronią dziąsła nawet wtedy, gdy zbyt mocno szczotkujesz. Włosie skutecznie usuwa płytkę nazębną i bakterie wzdłuż linii dziąseł, poprawiając stan zdrowia jamy ustnej. Wyprofilowana konstrukcja główki zapewnia maksymalny kontakt włosia z zębami.


Białe zęby w krótkim czasie.



Gęste włosie na środku główki szczoteczki Philips Sonicare Premium White usuwa płytkę nazębną i spowodowane przez jedzenie i

napoje powierzchniowe przebarwienia z zębów. Elastyczne elementy boczne dopasowują się do kształtu zębów i dziąseł, aby zapewnić dokładniejsze czyszczenie i jaśniejszy uśmiech zaledwie w ciągu 3 dni.

Dopasowująca się technologia czyszczenia



Dopasowująca się technologia czyszczenia zapewnia indywidualne czyszczenie przy każdym myciu zębów. Miękkie, gumowe elementy boczne sprawiają, że szczoteczki Premium Plaque Control, Premium Gum Care i Premium White dopasowują się do kształtu jamy ustnej. Nasze włosie dopasowuje się do dziąseł i zębów, dzięki czemu powierzchnia kontaktu z nimi może być nawet 4 razy większa** niż w przypadku zwykłej główki szczoteczki, co pozwala na głębsze czyszczenie nawet w trudno dostępnych miejscach. Dopasowująca się technologia czyszczenia pomaga w delikatnym przesuwaniu włosia wzdłuż linii dziąseł oraz amortyzuje nadmierny nacisk podczas szczotkowania, a ulepszony ruch szczoteczki zapewnia wyjątkowe uczucie świeżości w ustach i doskonałe czyszczenie.

Parowanie w programie BrushSync



Dzięki funkcji parowania w programie BrushSync™ osiągniesz najwyższy możliwy poziom czystości****. Główki szczoteczki Premium synchronizują się z wyposażoną w program BrushSync™ rączką Philips

Sonicare**** oraz wybierają najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne czyszczenie, wybielanie i pielęgnację dziąseł. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.

Technologia Philips Sonicare



Szczoteczki Philips Sonicare, wykonują optymalną liczbę ruchów pulsacyjnych. To połączenie dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną i szerokich ruchów wymiatających – rekomendowanych przez dentystów, które usuwają rozbityą płytkę bakteryjną, przebarwienia i osad. Unikalna kombinacja kształtu włókien oraz ich ruchów sprawia, że wytwarzane są mikrobąbelki, które docierają do trudno dostępnych miejsc jak przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł.

Przypomnienie o wymianie główki szczoteczki



Pamiętaj wymieniaj końcówki co 3 miesiące dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Funkcja BrushSync™ przypomni Ci o zbliżającym się terminie wymiany. Funkcja szczoteczki rejestruje, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby i informuje, gdy nadejdzie czas na wymianę końcówki. Jeśli nie masz funkcji BrushSync™, wystarczy, że będziesz obserwować niebieskie włókna — zmiana koloru na biały świadczy o konieczności wymiany końcówki na nową.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosia: Średni

Kolor: Biały

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski kolor włosia

Materiał końcówki szczoteczki: Miękkie elastyczne brzegi

Wymiary: Standardowa

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie

Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 2 — ochrona przed

płytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp
Parowanie w programie BrushSync
Nie nadaje się do: Philips One

Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 W3 Premium White, 1 G3 Premium Gum Care

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego użytkowania

Korzyści dla zdrowia

Zdrowie dziąseł: Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła*

Usuwanie płytki nazębnej: Usuwa 10 razy więcej płytki nazębnej*

Wybielanie: Usuwanie do 100% więcej przebarwień*



* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

* * W porównaniu z główką DiamondClean

* ** W programie ochrony dziąseł w porównaniu ze zwykłą szczoteczka; mierzone przez GBI.

* *** Program parowania BrushSync™ jest zgodny tylko z rączkami szczoteczek Philips Sonicare obsługującymi tę funkcję.