

PHILIPS

sonicare

Soniczna szczoteczka
do zębów

ProtectiveClean
4300

1 program, 2 intensywności
Końcówka W2 Optimal White
Czujnik siły nacisku



HX6800/44



Bielsze zęby. Delikatne działanie.

Bielsze zęby już po 1 tygodniu.

Przekonaj się, na czym polega delikatne czyszczenie z czujnikiem nacisku. Twoje zęby będą bielsze już po 1 tygodniu.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Bezpieczne i delikatne szczotkowanie we wrażliwych miejscach, aparatach ortodontycznych i wypełnieniach
- Bielsze zęby już po jednym tygodniu

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

- Doskonały sposób na przyzwyczajenie się do nowej szczoteczki
- Zachęta do dokładnego mycia zębów

Innowacyjna technologia

- Wymieniaj końcówkę co trzy miesiące, aby mieć pewność najlepszych rezultatów
- Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare
- Łączy rączkę z końcówką szczoteczki
- Informuje, gdy zbyt mocno naciskasz

Zalety

Naturalnie bielsze zęby



Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włókna zapewniają efekt wybielenia już po 1 tygodniu.

Bezpieczeństwo i delikatność



Możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej.

Technologia Philips Sonicare



Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare wtłacza wodę w szczeliny międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną pociągnięciami szczoteczki.

Zbyt duży nacisk?



Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zbyt mocno, ale Twoja szczoteczka elektryczna z czujnikiem nacisku na pewno to zarejestruje. Jeśli będziesz zbyt mocno naciskać na dziąsła, szczoteczka wyda pulsujący dźwięk, aby przypomnieć, że należy szczotkować delikatniej.

Technologia BrushSync



Ta wykorzystująca mikrochip technologia wykrywa i synchronizuje końcówkę szczoteczki z rączką. Rączka i końcówka szczoteczki tworzą rozwiązanie pozwalające generować inteligentne przypomnienia o konieczności wymiany.


Program łatwego startu



Czasem przyzwyczajenie się do czegoś nowego wymaga czasu. Dlatego nasz program łatwego startu daje możliwość stopniowego,

delikatnego zwiększania intensywności szczotkowania podczas pierwszych 14 użyć nowej szczoteczki.

Przydatne zegary



QuadPacer informuje, kiedy upływa optymalny czas szczotkowania każdej części jamy ustnej. Z kolei SmarTimer sygnalizuje, że szczotkowanie trwa już zalecane dwie minuty.

Przypomnienie o wymianie końcówki



Wszystkie główki szczoteczki z czasem się zużywają. Ale nasza technologia BrushSync rejestruje, jak długo używasz główki szczoteczki i jak mocno szczotkujesz. Gdy nadejdzie czas na jej wymianę, zaświeci się wskaźnik na rączce i usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Dzięki temu rozwiązaniu masz pewność, że główka szczoteczki jest skuteczna.

Dane techniczne

Moc

Napięcie: 100–240 V, 50/60 Hz

Dane techniczne

Czas pracy baterii: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Czarno-szary

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Czas czyszczenia zębów: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Przypomnienie o wymianie końcówki: Ikonka na panelu szczoteczki, poinformuje Cię o zużyciu końcówki

Elementy zestawu

Ładowarka: 1

Rączka: 1 ProtectiveClean

Końcówki szczoteczki: 1 W2 Optimal White

Skuteczność czyszczenia

Korzyści dla zdrowia: Pozwala ograniczyć powstawanie ubytków

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Usuwanie przebarwień: Wybielanie zębów po 1 tygodniu

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i SmartTimer

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień
2 poziomy intensywności: Niski, Wysoki

Technologia Smart Sensor

Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki., Końcówkę wymieniaj co trzy miesiące.

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

