

# PHILIPS

## sonicare

Bielsze zęby,  
zdrowsze dziąsła

DiamondClean  
Smart

4 programy czyszczenia

Intensywność: Wysoka, średnia,  
niska

Aplikacja mobilna: mapa jamy  
ustnej

Czujnik siły nacisku: wibracje  
oraz podświetlenie



HX9901/03

## Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

Poczuj pewność siebie dzięki 100% czystości

4 programy czyszczenia (clean, white+, gum health, deep clean+), 3 poziomy intensywności (niski, średni, wysoki), Aplikacja mobilna (mapa jamy ustnej, śledzenie postępów), Czujnik siły nacisku na zęby i dziąsła, Zaawansowany Timer (30 sek. / 2min.), Przypomnienie o wymianie końcówki dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Na jednym ładowaniu pracuje do 14 dni.

### Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Usuwa do 10x więcej płytki nazębnej\*

### Spersonalizowane porady w aplikacji ułatwiają idealne czyszczenie

- Podaje wskazówki dotyczące szczotkowania i wskazuje pominięte obszary
- Wskazuje pominięte miejsca podczas szczotkowania, co pozwala umyć 100% powierzchni zębów
- Rozpocznij lepszą pielęgnację kłopotliwych obszarów
- Ostrzega, gdy zbyt mocno naciskasz
- Pomaga ograniczyć ścieranie zębów

### Zoptymalizuj czyszczenie

- Końcówka szczoteczki automatycznie wybierają optymalne ustawienie
- Zadbaj, aby wykorzystywać pełnię możliwości główki szczoteczki
- Do wyboru są 4 programy i 3 ustawienia intensywności


# Zalety

## Zapomnij o płytce nazębnej




Przymocuj główkę szczoteczki C3 Premium Plaque Control, aby poczuć, na czym polega głębokie czyszczenie. Dzięki miękkim elementom bocznym włosie dopasowuje się do kształtu każdego zęba, czterokrotnie zwiększając powierzchnię kontaktu z zębami\*\*\*. Pozwala także usunąć nawet 10 razy więcej płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc\*.

## Dokładne mycie zębów




Aplikacja Philips Sonicare informuje o dokładnym wymyciu zębów oraz uczy, jak lepiej i uważniej je szczotkować.

## Funkcja TouchUp




Jeśli zdarzy się, że pominiesz jakieś miejsce podczas szczotkowania zębów, funkcja TouchUp aplikacji poinformuje Cię o tym. Możesz wrócić do tego miejsca i mieć pewność, że za każdym razem dokładnie myjesz zęby.

## Inteligentne przypomnienia o wymianie




Końcówki szczoteczki z czasem się zużywają i stają się mniej skuteczne w usuwaniu kamienia. Dzięki inteligentnemu rozpoznawaniu końcówki szczoteczki zawsze będziesz wiedzieć, kiedy nadszedł czas na wymianę główki szczoteczki. Szczoteczka do zębów rejestruje, jak długo i jak mocno szczotkujesz zęby każdą końcówką szczoteczki, i informuje, gdy nadejdzie czas na jej wymianę. Można również monitorować czas używania szczotek do zębów w aplikacji Philips Sonicare, a nawet zamówić nowe końcówki, aby nigdy nie być zaskoczonym.

## Obszary, którym należy poświęcić więcej uwagi i ustawianie celów



Masz jakieś kłopotliwe obszary, które wskazał dentysta? Pokażemy je na trójwymiarowej mapie uzębienia w aplikacji i przypomnimy o zwróceniu na nie szczególnej uwagi.

## Zbyt duży nacisk?



Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zęby zbyt mocno, ale szczoteczka DiamondClean Smart na pewno to zarejestruje. Jeśli zbyt


mocno będziesz dociskać szczoteczkę, podświetlany pierścień na końcu rączki zacznie migać. Jest to subtelne przypomnienie, aby szczotkować delikatniej i pozwolić główce szczoteczki wykonać całą pracę. 7 na 10 osób uznało, że dzięki tej funkcji lepiej szczotkuje zęby.

## Zrób to z łatwością



Korzystając z elektrycznej szczoteczki, pozwalasz jej szczotkować zęby. Umieściliśmy w ręczce szczoteczki czujnik ścierania, który przypomina, aby ograniczyć zbyt mocne szczotkowanie. W ten sposób można udoskonalić technikę i czyścić zęby w bardziej delikatny oraz skuteczniejszy sposób.

## Funkcja Brush Sync



Zastanawiasz się, jakiego trybu lub poziomu intensywności użyć? Koniec z rozterkami. Mikrochip w końcówce szczoteczki informuje szczoteczkę DiamondClean Smart, z jakiego programu korzystasz. Jeśli nałożysz końcówkę szczoteczki Gum Care, szczoteczka do zębów będzie wiedziała, że ma wybrać optymalny tryb i intensywność, aby zapewnić delikatną i skuteczną pielęgnację dziąseł. Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania.

# Dane techniczne

## Możliwości połączeń

**Bluetooth®:** Bezprzewodowe połączenie z aplikacją Sonicare

## Moc

**Napięcie:** 110–220 V

## Dane techniczne

**Czas pracy baterii:** 14 dni\*\*\*\*\*

**Akumulator:** Akumulator (wielokrotne ładowanie)

**Rodzaj baterii/akumulatora:** Litowo-jonowy

## Stylistyka i wykończenie

**Kolor:** Biały

## Serwis

**Gwarancja:** 2-letnia ograniczona gwarancja

## Zgodność

**Zgodność z systemem Android:** Telefony z systemem Android, Tablety z włączoną funkcją Bluetooth 4.0

**Zgodność z systemem iOS:** Urządzenie iPad trzeciej generacji lub wyższej, Telefon iPhone 4S lub wyższy, z systemem iOS7 lub wyższym

## Łatwość użytkowania

**Wyświetlacz:** Podświetlany wyświetlacz

**Wskaźnik akumulatora:** Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora

**Rączka:** Wąska, ergonomiczna konstrukcja

**Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips Sonicare:** Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

**Rozpoznawanie główki szczoteczki:**

Synchronizacja z optymalnym programem

**Przypomnienie o wymianie końcówki:** Ikonka na panelu szczoteczki, poinformuje Cię o zużyciu końcówki

## Elementy zestawu

**Końcówki szczoteczki:** 1 C3 Premium Plaque Control

**Rączka:** 1 DiamondClean Smart

**Szklanka do ładowania:** 1

**Ładująca podstawka do szklanki:** 1

## Skuteczność czyszczenia

**Szybkość:** Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

**Korzyści dla zdrowia:** Pomaga poprawić zdrowie dziąseł

**Wydajność:** Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej\*

**Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):**

Odmierza zalecane przez dentystów 2 minuty oraz cykle 20 sekundowe

## Informacje na temat siły nacisku szczoteczki

**na zęby i dziąsła:** Krag świeci na fioletowo, Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

**TouchUp:** Gwarantuje czyszczenie 100% powierzchni

## Tryby

**3 poziomy intensywności:** Niski, Średni, Wysoki

**Clean:** Precyzyjne czyszczenie na co dzień

**Deep Clean+:** Pobudzające głębokie czyszczenie

**Gum Health:** Skuteczne czyszczenie bardzo delikatne dla dziąseł

**White+:** Usuwanie przebarwień

## Technologia Smart Sensor

**Czujnik siły nacisku:** Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

**Czujnik położenia:** Śledzi i poprawia dokładność szczotkowania

**Czujnik ścierania:** Pomaga ograniczyć ścieranie

**Mapa jamy ustnej 3D:** Wskazuje kłopotliwe obszary

**TouchUp:** Ułatwia powrót do miejsc, które zostały pominięte



\* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

\*\* W porównaniu ze zwykłą szczoteczką i pastą wybielającą wiodącej marki.

\*\* w porównaniu ze szczoteczką manualną

\*\*\*\* W trybie zdrowia dziąseł Gum Health, w porównaniu ze zwykłą szczoteczką, w ciągu dwóch tygodni.

\*\*\*\*\* Po 3 dniach używania w trybie White+ w porównaniu ze zwykłą szczoteczką.

\*\*\*\*\* W przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie w trybie standardowym