

PHILIPS

sonicare

Niewielkie główki
szczoteczki sonicznej

W2c Optimal White
compact

4 sztuki w opakowaniu

Mały rozmiar

Jedno przyciśnięcie

Funkcja Brush Sync

HX6074/27



Nawet o 100% bielsze zęby w zaledwie tydzień*

Zaawansowane czyszczenie — usuwanie przebarwień i bielsze zęby

Główka szczoteczki W2c Optimal White nadaje się idealnie dla osób, które chcą nie tylko dokładnie wyczyścić zęby, ale również pozbyć się przebarwień, aby uzyskać promienny, bielszy uśmiech. Świetnie sprawdza się również jako sposób na zachowanie jasnego koloru zębów w przerwach między profesjonalnymi zabiegami wybielającymi.

Innovative technology

- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych
- Zaawansowana technologia soniczna Sonicare
- Automatycznie wybiera optymalny program, dając wspaniałe efekty**

Designed to optimize performance


- Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie
- Wymieniaj końcówkę co 3 miesiące

Widocznie bielsze zęby

- Dzięki włóknom w kształcie rombu zęby stają się do 100% bielsze w ciągu 1 tygodnia

Zalety

Białe zęby w krótkim czasie.



Końcówka W2 Optimal White (Bielsze zęby) jest wyposażona w gęsto ułożone włosie w kształcie rombu ze specjalnie zaprojektowanym środkiem główki odpowiedzialnym za usuwanie przebarwień spowodowanych przez jedzenie i napoje. Twój uśmiech stanie się nawet o 100%* bielszy w zaledwie 7 dni.

Parowanie w programie BrushSync™



Dzięki funkcji parowania w programie BrushSync™ osiągniesz najwyższy możliwy poziom czystości**. Główka szczoteczki W2 Optimal White synchronizuje się z wyposażoną w program BrushSync™ rączką Philips Sonicare** oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne wybielanie. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.

Wymiana końcówki szczoteczki



Pamiętaj wymieniaj końcówki co 3 miesiące dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Funkcja BrushSync™ przypomni Ci o zbliżającym się terminie wymiany. Funkcja szczoteczki rejestruje, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby i informuje, gdy nadejdzie czas na wymianę końcówki. Jeśli nie masz funkcji BrushSync™, wystarczy, że będziesz obserwować niebieskie włókna — zmiana koloru na biały świadczy o konieczności wymiany końcówki na nową.

Łatwy montaż




Każda końcówka Philips Sonicare pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem Philips One. Prosty, zatrzaskowy mechanizm ułatwia wymianę i codzienne czyszczenie końcówki. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.

Technologia Philips Sonicare



Szczoteczki Philips Sonicare, wykonują optymalną liczbę ruchów pulsacyjnych. To połączenie dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną i szerokich ruchów wymiatających – rekomendowanych przez dentystów, które usuwają rozbityą płytkę bakteryjną, przebarwienia i osad. Unikalna kombinacja kształtu włókien oraz ich ruchów sprawia, że wytwarzane są mikrobąbelki, które docierają do trudno dostępnych miejsc jak przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł.

Pełen komfort psychiczny podczas szczotkowania



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są skuteczne w czyszczeniu, ale i bezpieczne dla zębów i dziąseł. Poddane wszechstronnym i wymagającym testom, gwarantują najwyższą jakość i wyjątkową skuteczność przy każdym szczotkowaniu.

Dane techniczne

Jednostka handlowa

Height: 22.1
Width: 6
Length: 2.5
Net Weight: 0.027
Gross Weight: 0.044
GTIN: 8710103870340
Country of origin: DE
Harmonized system code: 96032100

Karton zewnętrzny

Height: 7.5
Width: 13
Length: 38
Net Weight: 0.27
Gross Weight: 0.515
GTIN: 18710103870347

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biały
Miętkość włosia: Średni
Włókna Przypominające: Zanikający niebieski kolor włosia
Wymiary: Mała

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie
Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean
Parowanie w programie BrushSync
Nie nadaje się do: Philips One

Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 4 W2c Optimal White — małe

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące
Testowane: pod kątem optymalnego użytkowania

Korzyści dla zdrowia

Zdrowie dziąseł: Pomaga poprawić zdrowie dziąseł
Usuwanie płytki nazębnej: Pomaga usuwać płytkę nazębną
Wybielanie: Usuwanie do 100% więcej przebarwień*, Bielsze zęby w zaledwie tydzień

