

# PHILIPS

## sonicare

Zestaw standardowych  
główek szczoteczki

3 sztuki w opakowaniu

Rozmiar standardowy

Jedno przyciśnięcie

Funkcja Brush Sync

HX9076/07



## Głębsze oczyszczanie, zdrowsze dziąsła i bielsze zęby

### Kompleksowa pielęgnacja zębów i dziąseł

Główka szczoteczki C3 Premium Plaque Defence zapewnia 10-krotnie większą skuteczność usuwania płytki nazębnej\* dla lepszych wyników czyszczenia. Rozwiązanie G3 Premium Gum Care zapewnia 7-krotnie zdrowsze dziąsła już w 2 tygodnie\*\*, a wariant W Premium White usuwa o 100% więcej przebarwień już w 3 dni\*.

#### Innovative technology

- Zaawansowana technologia soniczna Sonicare
- Mocowanie na kliknięcie ułatwia zakładanie główki szczoteczki
- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych
- Automatycznie wybiera optymalny program, dając wspaniałe efekty\*\*\*\*

#### Designed to optimize performance

- Zawsze skuteczne czyszczenie z Philips Sonicare

#### Philips Sonicare's deep clean


- Do 4 razy większa powierzchnia kontaktu\*\* ułatwiająca głębokie czyszczenie

#### Wyjątkowa pielęgnacja zębów i dziąseł

- Usuwa do 100% więcej powierzchniowych przebarwień już w 3 dni\*
- Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów
- Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła już w 2 tygodnie\*\*\*


# Zalety

## Zapomnij o płytce nazębnej



Dzięki elastycznej konstrukcji usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc\*, pozwalając na naprawdę głębokie czyszczenie przestrzeni międzyzębowych oraz wzdłuż linii dziąseł.

## Przede wszystkim zdrowe dziąsła



Z główką Philips Sonicare Premium Gum Care nawet najgłębsze czyszczenie jest delikatne. Gdy szczoteczka porusza się wzdłuż linii dziąseł, elastyczne brzegi i włosia główki Philips Sonicare Premium Gum Care amortyzują nadmierny nacisk podczas szczotkowania i chronią dziąsła nawet wtedy, gdy zbyt mocno szczotkujesz. Włosie skutecznie usuwa płytkę nazębną i bakterie wzdłuż linii dziąseł, poprawiając stan zdrowia jamy ustnej. Wyprofilowana konstrukcja główki zapewnia maksymalny kontakt włosia z zębami.

## Białe zęby w krótkim czasie.



Gęste włosie na środku główki szczoteczki Philips Sonicare Premium White usuwa płytkę nazębną i spowodowane przez jedzenie i


napoje powierzchniowe przebarwienia z zębów. Elastyczne elementy boczne dopasowują się do kształtu zębów i dziąseł, aby zapewnić dokładniejsze czyszczenie i jaśniejszy uśmiech zaledwie w ciągu 3 dni.

## Parowanie w programie BrushSync



Dzięki funkcji parowania w programie BrushSync™ osiągniesz najwyższy możliwy poziom czystości\*\*\*\*. Główki szczoteczki Premium synchronizują się z wyposażoną w program BrushSync™ rączką Philips Sonicare\*\*\*\* oraz wybierają najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne czyszczenie, wybielanie i pielęgnację dziąseł. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.

## Dopasowująca się technologia czyszczenia



Dopasowująca się technologia czyszczenia zapewnia indywidualne czyszczenie przy każdym myciu zębów. Miękkie, gumowe elementy boczne sprawiają, że szczoteczki Premium Plaque Control, Premium Gum Care i Premium White dopasowują się do kształtu jamy ustnej. Nasze włosie dopasowuje się do dziąseł i zębów, dzięki czemu powierzchnia kontaktu z nimi może być nawet 4 razy większa\*\* niż w przypadku zwykłej główki szczoteczki, co pozwala na głębsze czyszczenie nawet w trudno dostępnych miejscach. Dopasowująca się technologia czyszczenia pomaga w delikatnym

przesuwaniu włosia wzdłuż linii dziąseł oraz amortyzuje nadmierny nacisk podczas szczotkowania, a ulepszony ruch szczoteczki zapewnia wyjątkowe uczucie świeżości w ustach i doskonałe czyszczenie.

## Technologia Philips Sonicare



Szczoteczki Philips Sonicare, wykonują optymalną liczbę ruchów pulsacyjnych. To połączenie dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną i szerokich ruchów wymiatających – rekomendowanych przez dentystów, które usuwają rozbity płytkę bakteryjną, przebarwienia i osad. Unikalna kombinacja kształtu włókien oraz ich ruchów sprawia, że wytwarzane są mikrobąbelki, które docierają do trudno dostępnych miejsc jak przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł.

## Przypomnienie o wymianie główki szczoteczki



Pamiętaj wymieniaj końcówki co 3 miesiące dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Funkcja BrushSync™ przypomni Ci o zbliżającym się terminie wymiany. Funkcja szczoteczki rejestruje, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby i informuje, gdy nadejdzie czas na wymianę końcówki. Jeśli nie masz funkcji BrushSync™, wystarczy, że będziesz obserwować niebieskie włókna — zmiana koloru na biały świadczy o konieczności wymiany końcówki na nową.

## Dane techniczne

### Stylistyka i wykończenie

**Miękkość włosia:** Średni

**Kolor:** Biały

**Włókna Przypominające:** Zanikający niebieski kolor włosia

**Materiał końcówki szczoteczki:** Miękkie elastyczne brzegi

**Wymiary:** Standardowa

### Zgodność

**Końcówki:** Jedno przyciśnięcie

**Parowanie w programie BrushSync**

**Pasujące modele:** Seria 2 — ochrona przed

plytką nazębną, Seria 2 — ochrona przed  
plytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł,  
DiamondClean, DiamondClean Smart,  
EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare  
Platinum, FlexCare Platinum Connected,  
FlexCare+, for Kids, HealthyWhite,  
HealthyWhite+, PowerUp

### Elementy zestawu

**Końcówki szczoteczki:** 2 C3 Premium Plaque  
Defence, 2 G3 Premium Gum Care, 2 W3  
Premium White

### Jakość i skuteczność

**Wymiana:** Co 3 miesiące

**Testowane:** pod kątem optymalnego  
użytkowania

### Korzyści dla zdrowia

**Zdrowie dziąseł:** Nawet 7 razy zdrowsze  
dziąsła\*

**Usuwanie płytki nazębnej:** Usuwa 10 razy  
więcej płytki nazębnej\*

**Wybielanie:** Usuwanie do 100% więcej  
przebarwień\*



\* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła  
szczoteczka

\*\* W porównaniu z główką DiamondClean

\*\*\* W programie ochrony dziąseł w porównaniu ze zwykłą  
szczoteczka; mierzone przez GBI.

\*\*\*\* Program parowania BrushSync™ jest zgodny tylko z  
rączkami szczoteczek Philips Sonicare obsługującymi tę  
funkcję.