

PHILIPS

sonicare

Bielsze zęby,
zdrowsze dziąsła

DiamondClean
Smart

4 programy czyszczenia

Intensywność: wysoka, średnia,
niska

Aplikacja mobilna: śledzenie
postępów

Czujnik siły nacisku: wibracje
oraz podświetlenie



HX9901/63



Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

Poczuj pewność siebie dzięki 100% czystości

4 programy czyszczenia (clean, white+, gum health, deep clean+), 3 poziomy intensywności (niski, średni, wysoki), Aplikacja mobilna wspierająca w dbaniu o zdrowie jamy ustnej, Czujnik siły nacisku na zęby i dziąsła, Zaawansowany Timer (30 sek. / 2min.), Przypomnienie o wymianie końcówki dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Na jednym ładowaniu pracuje do 14 dni.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Usuwa do 10x więcej płytki nazębnej*

Spersonalizowane porady w aplikacji ułatwiają idealne czyszczenie

- Podaje wskazówki dotyczące szczotkowania i wskazuje pominięte obszary
- Wskazuje pominięte miejsca podczas szczotkowania, co pozwala umyć 100% powierzchni zębów
- Rozpocznij lepszą pielęgnację kłopotliwych obszarów
- Ostrzega, gdy zbyt mocno naciskasz
- Pomaga ograniczyć ścieranie zębów

Zoptymalizuj czyszczenie

- Końcówka szczoteczki automatycznie wybierają optymalne ustawienie
- Zadbaj, aby wykorzystywać pełnię możliwości główki szczoteczki
- Do wyboru są 4 programy i 3 ustawienia intensywności


Zalety

Zapomnij o płytce nazębnej




Przymocuj główkę szczoteczki C3 Premium Plaque Control, aby poczuć, na czym polega głębokie czyszczenie. Dzięki miękkim elementom bocznym włosie dopasowuje się do kształtu każdego zęba, czterokrotnie zwiększając powierzchnię kontaktu z zębami***. Pozwala także usunąć nawet 10 razy więcej płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc*.

Dokładne mycie zębów




Aplikacja Philips Sonicare informuje o dokładnym wymyciu zębów oraz uczy, jak lepiej i uważniej je szczotkować.

Funkcja TouchUp




Jeśli zdarzy się, że pominiesz jakieś miejsce podczas szczotkowania zębów, funkcja TouchUp aplikacji poinformuje Cię o tym. Możesz wrócić do tego miejsca i mieć pewność, że za każdym razem dokładnie myjesz zęby.

Inteligentne przypomnienia o wymianie




Końcówki szczoteczki z czasem się zużywają i stają się mniej skuteczne w usuwaniu kamienia. Dzięki inteligentnemu rozpoznawaniu końcówki szczoteczki zawsze będziesz wiedzieć, kiedy nadszedł czas na wymianę główki szczoteczki. Szczoteczka do zębów rejestruje, jak długo i jak mocno szczotkujesz zęby każdą końcówką szczoteczki, i informuje, gdy nadejdzie czas na jej wymianę. Można również monitorować czas używania szczotek do zębów w aplikacji Philips Sonicare, a nawet zamówić nowe końcówki, aby nigdy nie być zaskoczonym.

Obszary, którym należy poświęcić więcej uwagi i ustawianie celów



Masz jakieś kłopotliwe obszary, które wskazał dentysta? Pokażemy je na trójwymiarowej mapie uzębienia w aplikacji i przypomnimy o zwróceniu na nie szczególnej uwagi.

Zbyt duży nacisk?



Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zęby zbyt mocno, ale szczoteczka DiamondClean Smart na pewno to zarejestruje. Jeśli zbyt


mocno będziesz dociskać szczoteczkę, podświetlany pierścień na końcu rączki zacznie migać. Jest to subtelne przypomnienie, aby szczotkować delikatniej i pozwolić główce szczoteczki wykonać całą pracę. 7 na 10 osób uznało, że dzięki tej funkcji lepiej szczotkuje zęby.

Zrób to z łatwością



Korzystając z elektrycznej szczoteczki, pozwalasz jej szczotkować zęby. Umieściliśmy w ręczce szczoteczki czujnik ścierania, który przypomina, aby ograniczyć zbyt mocne szczotkowanie. W ten sposób można udoskonalić technikę i czyścić zęby w bardziej delikatny oraz skuteczniejszy sposób.

Funkcja Brush Sync



Zastanawiasz się, jakiego trybu lub poziomu intensywności użyć? Koniec z rozterkami. Mikrochip w końcówce szczoteczki DiamondClean Smart, z jakiego programu korzystasz. Jeśli nałożysz końcówkę szczoteczki Gum Care, szczoteczka do zębów będzie wiedziała, że ma wybrać optymalny tryb i intensywność, aby zapewnić delikatną i skuteczną pielęgnację dziąseł. Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania.

Dane techniczne

Możliwości połączeń

Bluetooth®: Bezprzewodowe połączenie z aplikacją Sonicare

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Czas pracy baterii: 14 dni*****

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Różowo-złoty

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Zgodność

Zgodność z systemem Android: Telefony z systemem Android, Tablety z włączoną funkcją Bluetooth 4.0

Zgodność z systemem iOS: Urządzenie iPad trzeciej generacji lub wyższej, Telefon iPhone 4S lub wyższy, z systemem iOS7 lub wyższym

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Wskaźnik akumulatora: Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Rozpoznawanie główki szczoteczki:

Synchronizacja z optymalnym programem

Przypomnienie o wymianie końcówki: Ikonka na panelu szczoteczki, poinformuje Cię o zużyciu końcówki

Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 1 C3 Premium Plaque Control

Rączka: 1 DiamondClean Smart

Szklanka do ładowania: 1

Ładująca podstawka do szklanki: 1

Skuteczność czyszczenia

Korzyści dla zdrowia: Pomaga poprawić zdrowie dziąseł

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Wydajność: Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej*

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Odmierza zalecane przez dentystów 2 minuty oraz cykle 20 sekundowe

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki

na zęby i dziąsła: Krąg świeci na fioletowo, Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

TouchUp: Gwarantuje czyszczenie 100% powierzchni

Tryby

3 poziomy intensywności: Niski, Średni, Wysoki

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Deep Clean+: Pobudzające głębokie czyszczenie

Gum Health: Skuteczne czyszczenie bardzo delikatne dla dziąseł

White+: Usuwanie przebarwień

Technologia Smart Sensor

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

Czujnik położenia: Śledzi i poprawia dokładność szczotkowania

Czujnik ścierania: Pomaga ograniczyć ścieranie

Mapa jamy ustnej 3D: Wskazuje kłopotliwe obszary

TouchUp: Ułatwia powrót do miejsc, które zostały pominięte



* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

** W porównaniu ze zwykłą szczoteczką i pastą wybielającą wiodącej marki.

** w porównaniu ze szczoteczką manualną

**** W trybie zdrowia dziąseł Gum Health, w porównaniu ze zwykłą szczoteczką, w ciągu dwóch tygodni.

***** Po 3 dniach używania w trybie White+ w porównaniu ze zwykłą szczoteczką.

***** W przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie w trybie standardowym