

PHILIPS

sonicare

Soniczna szczoteczka
do zębów z aplikacją

DiamondClean
Smart 9400

4 programy, 3 intensywności

Aplikacja mobilna pozwala
śledzić postępy

Końcówka All-in-One i Gum Care

Czujnik siły nacisku i szarowania

HX9917/88



Pozwala w pełni zadbać o higienę jamy ustnej

Poczuj pewność siebie dzięki 100% czystości

DiamondClean Smart 9400 to nasza najlepsza szczoteczka do zębów umożliwiająca kompleksową pielęgnację jamy ustnej. Niezwykle wydajne główki szczoteczek pozwalają skupić się jednocześnie na wszystkich aspektach zdrowia jamy ustnej, a technologia Smart Sensor pozwala korzystać ze spersonalizowanych komunikatów i porad.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Usuwa do 20x więcej płytki bakteryjnej*

Spersonalizowane porady w aplikacji ułatwiają idealne czyszczenie

- Podaje wskazówki dotyczące szczotkowania i wskazuje pominięte obszary
- Wskazuje pominięte miejsca podczas szczotkowania, co pozwala umyć 100% powierzchni zębów
- Rozpocznij lepszą pielęgnację kłopotliwych obszarów
- Ostrzega, gdy zbyt mocno naciskasz
- Pomaga ograniczyć ścieranie zębów

Zoptymalizuj czyszczenie

- Końcówka szczoteczki automatycznie wybiera optymalne ustawienie
- Zadбай, aby wykorzystywać pełnię możliwości główki szczoteczki
- Do wyboru są 4 programy i 3 ustawienia intensywności
- Łatwe i stylowe ładowanie w domu i w podróży

DiamondClean Smart 9400

Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją

HX9917/88

Zalety

Zapomnij o płytce nazębnej




Przymocuj końcówkę szczoteczki G3 Premium Plaque Control, aby poczuć, na czym polega najdokładniejsze doczyszczenie. Dzięki miękkim elementom bocznym włókna dopasowują się do kształtu każdego zęba, czterokrotnie zwiększając powierzchnię kontaktu z zębami**. Pozwala także usunąć nawet do 20 razy więcej płytki bakteryjnej z trudno dostępnych miejsc*.

4 programy, 3 poziomy intensywności




Dzięki szczoteczce DiamondClean Smart otrzymujesz pełny zestaw funkcji. 3 ustawienia intensywności pozwalają udoskonalić styl mycia zębów, a 4 tryby zaspokoją wszystkie potrzeby w zakresie szczotkowania. Tryb czyszczenia zapewnia wyjątkową czystość każdego dnia, tryb White+ usuwa przebarwienia, tryb głębokiego czyszczenia Deep Clean+ pobudza i oczyszcza, a tryb zdrowia dziąseł Gum Health delikatnie czyści wzdłuż linii dziąseł.

Dokładne mycie zębów




Aplikacja Philips Sonicare informuje o dokładnym wymyciu zębów oraz uczy, jak lepiej i uważniej je szczotkować.

Funkcja TouchUp



Jeśli zdarzy się, że pominiesz jakieś miejsce podczas szczotkowania zębów, funkcja TouchUp aplikacji poinformuje Cię o tym. Możesz wrócić do tego miejsca i mieć pewność, że za każdym razem dokładnie myjesz zęby.


Inteligentne przypomnienia o wymianie



Końcówki szczoteczki z czasem się zużywają i stają się mniej skuteczne w usuwaniu kamienia. Dzięki inteligentnemu rozpoznawaniu końcówek szczoteczki zawsze będziesz wiedzieć, kiedy nadszedł czas na wymianę główki szczoteczki.


Szczoteczka do zębów rejestruje, jak długo i jak mocno szczotkujesz zęby każdą końcówką szczoteczki, i informuje, gdy nadejdzie czas na jej wymianę. Można również monitorować czas używania szczotek do zębów w aplikacji Philips Sonicare, a nawet zamówić nowe końcówki, aby nigdy nie być zaskoczonym.

Obszary, którym należy poświęcić więcej uwagi i ustawianie celów



Masz jakieś kłopotliwe obszary, które wskazał dentysta? Pokażemy je na trójwymiarowej mapie uzębienia w aplikacji i przypomnimy o zwróceniu na nie szczególnej uwagi.

Zbyt duży nacisk?



Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zęby zbyt mocno, ale szczoteczka DiamondClean Smart na pewno to zarejestruje. Jeśli zbyt mocno będziesz dociskać szczoteczkę, podświetlany pierścień na końcu ręczki zacznie migać. Jest to subtelne przypomnienie, aby szczotkować delikatniej i pozwolić główce szczoteczki wykonać całą pracę. 7 na 10 osób uznało, że dzięki tej funkcji lepiej szczotkuje zęby.

DiamondClean Smart 9400

Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją

HX9917/88


Zalety

Zrób to z łatwością



Korzystając z elektrycznej szczoteczki, pozwalasz jej szczotkować zęby. Umieściliśmy w ręczce szczoteczki czujnik ścierania, który przypomina, aby ograniczyć zbyt mocne szczotkowanie. W ten sposób można udoskonalić technikę i czyścić zęby w bardziej delikatny oraz skuteczniejszy sposób.

Funkcja Brush Sync



Zastanawiasz się, jakiego trybu lub poziomu intensywności użyć? Koniec z rozterkami. Mikrochip w końcówce szczoteczki informuje szczoteczkę DiamondClean Smart, z jakiego programu korzystasz. Jeśli nałożysz końcówkę szczoteczki Gum Care, szczoteczka do zębów będzie wiedziała, że ma wybrać optymalny tryb i intensywność, aby zapewnić delikatną i skuteczną pielęgnację dziąseł. Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania.

Zaprojektowano z myślą o higienicznym przechowywaniu



Po jednokrotnym pełnym naładowaniu można regularnie używać szczoteczki przez dwa tygodnie. Jednak jeśli potrzebujesz naładować szczoteczkę w podróży, luksusowe etui podróżne USB może posłużyć za ładowarkę. Wystarczy umieścić szczoteczkę do zębów w etui i podłączyć je do laptopa lub gniazdka elektrycznego. W przypadku ładowania w domu trzeba tylko umieścić szczoteczkę w eleganckiej szklance do ładowania, która jest stylowym dodatkiem do łazienki, a także może służyć jako szklanka do płukania zębów.

Dane techniczne

Aktualizacja produktu

Okres pomocy technicznej: Firma Philips będzie dostarczać niezbędne aktualizacje zabezpieczeń do 31 grudnia 2026 roku.

Łączność WiFi

Bluetooth®: Bezprzewodowe połączenie z aplikacją Sonicare

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: Do 14 dni pracy na jednym ładowaniu

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biały

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Zgodność

Zgodność z systemem Android: System Android w wersji 8.0 lub nowszej

Zgodność z systemem iOS: iPhone z systemem iOS 13.0 lub nowszym

Łatwość użytkowania

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Wskaźnik akumulatora: Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Rozpoznawanie główek szczoteczki:

Synchronizacja z optymalnym programem

Przypomnienie o wymianie końcówki: Ikonka na panelu szczoteczki, poinformuje Cię o zużyciu końcówki

Elementy zestawu

Etui podróżne: Etui podróżne z możliwością ładowania USB

Rączka: 1 DiamondClean Smart

Końcówki szczoteczki: 1 końcówka szczoteczki All in-1 Premium, 1 G3 Premium Gum Care

Szklanka do ładowania: 1

Skuteczność czyszczenia

Wydajność: Usuwa do 20 razy więcej płytki nazębnej*

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Odmierza zalecane przez dentystów 2 minuty oraz cykle 20 sekundowe

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Krąg świeci na fioletowo, Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

TouchUp: Gwarantuje czyszczenie 100% powierzchni

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

3 poziomy intensywności: Niski, Średni, Wysoki

Deep Clean+: Pobudzające głębokie czyszczenie

Gum Health: Dla skutecznego czyszczenia delikatnego dla dziąseł

White+: Usuwanie przebarwień

Parowanie w programie BrushSync

Główka szczoteczki G3 Premium Gum Care:

Łączy się z trybem zdrowia dziąseł

Premium All-in-One: Łączy się z programem czyszczenia Clean

Technologia Smart Sensor

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

Czujnik położenia: Śledzi i poprawia dokładność szczotkowania

Czujnik ścierania: Pomaga ograniczyć ścieranie

Mapa jamy ustnej 3D: Wskazuje kłopotliwe obszary

TouchUp: Ułatwia powrót do miejsc, które zostały pominięte

Pomoc w zakresie oprogramowania

Aktualizacje oprogramowania: Firma Philips zapewnia stosowne aktualizacje oprogramowania przez okres 2 lat od daty zakupu.



* Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

** w porównaniu ze szczoteczką DiamondClean

*** w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie w trybie standardowym