

PHILIPS

sonicare



Szczoteczka soniczna

ProtectiveClean 4300

Czujnik siły nacisku

1 program czyszczenia

1 funkcja BrushSync



HX6848/92

Bielsze zęby. Delikatne działanie.

Bielsze zęby już po 1 tygodniu.

Przekonaj się, na czym polega delikatne czyszczenie z czujnikiem nacisku. Twoje zęby będą bielsze już po 1 tygodniu.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Bielsze zęby już po jednym tygodniu

Innowacyjna technologia

- Delikatne przypomnienie o delikatnym szczotkowaniu
- Pacjenci w pełni wykorzystają możliwości główek szczoteczki
- Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare
- Łączy rączkę z końcówką szczoteczki
- Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Improves patients' oral health

- Wypełnienia, korony, wrażliwe miejsca? Nie ma się czym martwić.

Designed around your patient

- Doskonały sposób na przyzwyczajenie się do nowej szczoteczki
- Zachęta do dokładnego mycia zębów

Zalety

Naturalnie bielsze zęby



Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włókna zapewniają efekt wybielenia już po 1 tygodniu.

Poprawa zdrowia dziąseł



Główka szczoteczki i InterCare jest wyposażona w bardzo długie włosie o dużej gęstości, które umożliwia usuwanie płytki nazębnej ukrytej głęboko między zębami. Badania kliniczne dowiodły, że pozwala ona ograniczyć zapalenie dziąseł i krwawienie w zaledwie dwa tygodnie.

Zbyt duży nacisk?



Pacjenci mogą nie zauważyć, że szczotkują zęby zbyt mocno, ale szczoteczka na pewno to zarejestruje. Jeśli nacisk wywierany na dziąsła jest zbyt silny, szczoteczka wyda pulsujący dźwięk, aby przypomnieć, że należy szczotkować delikatniej.

Bezpieczeństwo i delikatność




Możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej.

Technologia Philips Sonicare




Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare wtłacza wodę w szczeliny międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną pociągnięciami szczoteczki.

Inteligentne przypomnienia o wymianie



Wszystkie główki szczoteczki z czasem się zużywają. Zadbaliśmy jednak i o to: technologia inteligentnego rozpoznawania szczoteczki rejestruje, jak długo pacjenci używają główki szczoteczki i jak mocno szczotkują. Gdy nadejdzie czas na jej wymianę, zaświeci się wskaźnik na ręczce. Dzięki temu rozwiązaniu pacjenci mają pewność, że główka szczoteczki jest ciągle maksymalnie skuteczna.

Przydatne zegary




QuadPacer informuje pacjentów, kiedy upływa optymalny czas szczotkowania każdej części jamy ustnej. Z kolei SmartTimer sygnalizuje, że szczotkowanie trwa już zalecane dwie minuty.

Technologia BrushSync



Ta wykorzystująca mikrochip technologia wykrywa i synchronizuje końcówkę szczoteczki z ręczką. Rączka i końcówka szczoteczki tworzą rozwiązanie pozwalające generować inteligentne przypomnienia o konieczności wymiany.

Program łatwego startu



Czasem przyzwyczajanie się do czegoś nowego wymaga czasu. Dlatego nasz program łatwego startu daje możliwość stopniowego, delikatnego zwiększania intensywności szczotkowania podczas pierwszych 14 użyciu nowej szczoteczki.

ProtectiveClean 4300

Szczoteczka soniczna

HX6848/92

Dane techniczne

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biało-niebieski

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips

Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Czas czyszczenia zębów: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Elementy zestawu

Rączka: 1 ProtectiveClean

Końcówki szczoteczki: 1 mała W2c Optimal White, 1 ic InterCare — mała, 1 standardowe do wrażliwych zębów

Ładowarka: 1

Skuteczność czyszczenia

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie, Pozwala ograniczać powstawanie ubytków

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i SmartTimer

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

2 poziomy intensywności: Niski, Wysoki

Technologia Smart Sensor

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki., Końcówkę wymieniaj co trzy miesiące.

