

PHILIPS

sonicare

Szczoteczka
soniczna z aplikacją

FlexCare Platinum
Connected

Spersonalizowane porady

Inteligentne czujniki
szczotkowania

3 programy, 3 poziomy
intensywności

2 główki szczoteczki i
dezynfektor UV



HX9192/02



Inteligentne czyszczenie. Doskonale rezultaty.
Nawet 10-krotnie skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej i
zdrowsze dziąsła*

Z rozwiązaniem FlexCare Platinum Connected pielęgnacja jamy ustnej nie ma
tajemnic. Czujniki wysyłają dane dotyczące szczotkowania zębów do aplikacji
Sonicare za pośrednictwem połączenia Bluetooth®, umożliwiając korzystanie ze
spersonalizowanych komunikatów i porad. Zęby nigdy nie były czystsze.

Track your brushing with real-time guidance

- Ostrzega, gdy szczotkujesz zbyt mocno
- Uczy, jak ograniczyć ścieranie zębów
- Śledź i poprawiaj dokładność szczotkowania zębów

Sonicare app delivers personalized feedback


- Funkcja TouchUp daje drugą szansę na wyczyszczenie miejsc, które zostały pominięte
- Zawsze miej świadomość skuteczności główki szczoteczki do zębów
- Zaczynaj lepiej pielęgnować kłopotliwe obszary
- Porady pozwalające udoskonalić sposób dbania o jamę ustną

Philips Sonicare's deepest, most complete clean

- Spersonalizowane sposoby czyszczenia
- Dostosowuje się do kształtu zębów i dziąseł, aby je dokładniej wyczyścić
- Zaprojektowano z myślą o Twoim stylu życia
- Dynamiczny sposób czyszczenia zapewnia lepszy stan zdrowia jamy ustnej
- Zegar sprzyja dokładnemu szczotkowaniu

Zalety

Czujnik położenia




Czujnik położenia szczoteczki FlexCare Platinum Connected pokazuje, gdzie szczotkujesz zbyt słabo, i pozwala poprawić dokładność mycia zębów. Jeśli jakieś obszary stale pomijasz podczas szczotkowania, czujnik położenia Cię o nich informuje.

Czujnik siły nacisku



Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zęby zbyt mocno, ale szczoteczka soniczna FlexCare Platinum Connected na pewno to zarejestruje. Jeśli będziesz zbyt mocno dociskać szczoteczkę, intuicyjny czujnik nacisku sprawi, że rączka szczoteczki będzie lekko pulsować, informując Cię, że należy szczotkować delikatniej. Badania wykazały, że 7 na 10 osób, które zbyt mocno szczotkowały zęby, zmniejszyło siłę szczotkowania dzięki czujnikowi nacisku.


Czujnik ścierania



Korzystając z elektrycznej szczoteczki, pozwalasz jej wykonać całą pracę za siebie. Szczoteczka FlexCare Platinum Connected jest


wyposażona w czujnik ścierania, który informuje, kiedy należy ograniczyć ścieranie zębów, aby zoptymalizować technikę szczotkowania i zapewnić dokładniejsze czyszczenie.

TouchUp




Aplikacja Philips Sonicare śledzi umyte miejsca i pozwala wprowadzić poprawki, jeśli ominiesz jakiś obszar. Funkcja TouchUp zapewnia spersonalizowane porady na podstawie osobistych danych na temat szczotkowania, co pozwala natychmiast wrócić do miejsc, które zostały ominięte, i dokładniej umyć zęby.

Spersonalizowane porady




Szczoteczka FlexCare Platinum Connected pozwala ustawiać codzienne cele i śledzić postępy. Aplikacja Sonicare stale zapisuje historię szczotkowania, aby można było w prosty sposób przeglądać swoje postępy. Dzięki spersonalizowanym porodom, wskazówkom i alertom z aplikacji można z czasem udoskonalić swoją technikę szczotkowania. Można nawet udostępnić raport dotyczący postępów swojemu dentyście.

Obszary, którym należy poświęcić więcej uwagi



Jeśli dentysta wskaże jakieś miejsca w jamie ustnej, które wymagają szczególnej uwagi ze względu na nagromadzenie płytki nazębnej, cofanie się dziąseł lub inny problem, szczoteczka FlexCare Platinum Connected może pomóc. Takie miejsca można oznaczyć na osobistej mapie jamy ustnej w aplikacji Sonicare, która przy każdym szczotkowaniu zębów przypomni o tym, aby poświęcić im więcej uwagi.

Monitorowanie działania główki szczoteczki



W ciągu kilku miesięcy normalnego użytkowania główki szczoteczki zużywają się i tracą sztywność. Aplikacja Sonicare zawiera inteligentną funkcję, która monitoruje wydajność główki szczoteczki w oparciu o faktyczny czas i nacisk podczas szczotkowania. Informuje o konieczności wymiany główki szczoteczki, aby zapewnić niezmiennie doskonałe rezultaty szczotkowania. Można nawet zamówić nowe główki szczoteczki bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Dane techniczne

Łączność WiFi

Bluetooth®: Bezprzewodowe połączenie z aplikacją Sonicare

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biały

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Zgodność

Zgodność z systemem Android: Telefony z systemem Android, Tablety z włączoną funkcją Bluetooth 4.0

Zgodność z systemem iOS: Urządzenie iPad trzeciej generacji lub wyższej, Telefon iPhone 4S lub wyższy, z systemem operacyjnym iOS7

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Czas czyszczenia zębów: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Elementy zestawu

Rączki: 1 FlexCarePlatinum Connected

Ładowarka: 1

Końcówki szczoteczki: 1 główka

AdaptiveClean, 1 InterCare — standardowa

Etui podróżne: 1

Stacja dezynfekująca UV: 1

Skuteczność czyszczenia

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Wydajność: Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej*

Czujnik siły nacisku: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Usuwanie przebarwień: Pomoc w naturalnym usuwaniu przebarwień

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Odmierza zalecane przez dentystów 2 minuty oraz cykle 20 sekundowe

Tryby

3 poziomy intensywności: Niski, Średni, Wysoki

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Biały: Usuwanie przebarwień

Głębokie czyszczenie: Pobudzające głębokie czyszczenie

