

# PHILIPS

## sonicare

Szczoteczka  
soniczna

3100 series

Technologia soniczna

Czujnik siły nacisku

QuadPacer i SmarTimer

Wąska, ergonomiczna  
konstrukcja



HX3673/11



Pożegnaj ręczną szczoteczkę. Przywitaj technologię soniczną.

Do 3 razy lepsze usuwanie płytki nazębnej\*

Technologia soniczna w połączeniu z naszą szczoteczką delikatnie usuwa płytkę nazębną do 3 razy lepiej\* niż zwykła szczoteczka.

#### Produkt zaprojektowany dla Ciebie

- Wymieniaj końcówkę co trzy miesiące, aby mieć pewność najlepszych rezultatów
- 14 dni pracy akumulatora
- Ułatwia podróżowanie

#### Zoptymalizuj czyszczenie

- Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i QuadPacer

#### Łatwe przejście na szczoteczkę Sonicare

- Easy-Start ułatwia przyzwyczajenie się do nowego sposobu szczotkowania

#### Chroni dziąsła

- Wbudowany czujnik nacisku chroni zęby i dziąsła

#### Doskonale czyszczenie

- Do 3 razy skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej w porównaniu ze zwykłą szczoteczką\*
- Nasza wyjątkowa technologia zapewnia efektywne i delikatne czyszczenie


# Zalety

## Zaawansowana technologia Sonicare




Silne wibracje włosia powodują powstawanie mikrobąbelków głęboko między zębami i wzdłuż linii dziąseł, co zapewnia odświeżające doznania. W ciągu zaledwie 2 minut otrzymasz efekt porównywalny do efektu po dwumiesięcznym myciu zębów szczoteczką manualną. Szczoteczka wykonuje 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę, delikatnie czyści zęby, rozbija płytkę nazębną i wymiata ją, zapewniając na co dzień wyjątkową czystość.

## Usuwa płytkę nazębną 3 razy lepiej\*



Dowodzono klinicznie, że elektryczna szczoteczka Philips Sonicare z zaawansowaną technologią soniczną usuwa do 3 razy więcej\* płytki bakteryjnej niż manualna szczoteczka do zębów. Usuwa płytkę nazębną z zębów i wzdłuż linii dziąseł, jednocześnie chroniąc dziąsła.

## Chroni dziąsła



Wbudowany czujnik nacisku automatycznie wykrywa siłę nacisku, ostrzega i automatycznie redukuje drgania szczoteczki, pomagając chronić Twoje dziąsła. Szczoteczka emituje pulsujący dźwięk, który przypomina o zmniejszeniu siły nacisku. 7 na 10 osób potwierdziło, że ta funkcja pomogła im lepiej szczotkować zęby.

## SmarTimer i QuadPacer



Zegar SmartTimer odliczający 2 minuty i QuadPacer odliczający 30 sekund wskazują zalecany czas czyszczenia poszczególnych obszarów jamy ustnej.

## Przypomnienie o wymianie końcówki



Wszystkie końcówki z czasem się zużywają, więc warto zwracać uwagę na swoją. Szczoteczka DiamondClean 9000 śledzi jak

długo korzystasz z końcówki i jak często jej używałeś. Ikona na dole rączki poinformuje Cię, gdy nadejdzie czas wymiany na nową.

## Program Easy-Start



Program Easy-Start daje możliwość stopniowego, delikatnego zwiększania intensywności szczotkowania podczas pierwszych 14 użyci nowej szczoteczki.

## Długi czas pracy akumulatora



Czas pracy akumulatora wynosi nawet 14 dni, dzięki czemu można używać urządzenia przez długi czas bez ładowania.

## Kompaktowy futerał podróżny



Wysokiej klasy futerał podróżny pozwala na higieniczne przechowywanie szczoteczki w podróży

# Dane techniczne

## Moc

Napięcie: DC5V

## Dane techniczne

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Czas pracy baterii: 14 dni\*\*\*\*\*

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

## Stylistyka i wykończenie

Kolor: Róża cukrowa

## Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

## Łatwość użytkowania

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

## Przypomnienie o wymianie końcówki:

Przypomnienie o wymianie końcówki, Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki., Końcówkę wymieniaj co trzy miesiące., Świeci się ikonka przypomnienia, w celu zapewnienia najlepszych rezultatów

## Elementy zestawu

Ładowarka: 1

Rączka: 1 z serii 3100

Etui podróżne: 1

Główka szczoteczki: 1 C1 ProResults — standardowa

## Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Wydajność: Usuwa do 3 razy więcej płytki nazębnej\*

## Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i SmartTimer

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

## Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

## Technologia Smart Sensor

Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki., Końcówkę wymieniaj co trzy miesiące.

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

