

# PHILIPS

## sonicare

Niewielkie główki  
szczoteczki sonicznej

InterCare

2 sztuki w opakowaniu

Mały rozmiar

Jedno przyciśnięcie

Czyszczenie przestrzeni  
międzyzębowych

HX9012/07



## Doskonałe czyszczenie\* głęboko między zębami

Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych i trudno dostępnych miejsc

Główka szczoteczki Philips Sonicare InterCare to doskonały wybór dla osób chcących pozbyć się płytki nazębnej spomiędzy zębów, ulżyć krwawiącym i zaognionym dziąsłom oraz pochwalić się zdrowym, pięknym uśmiechem.

### **A brush head that fits multiple handles**

- Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie

### **Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej**

- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych

### **Designed to optimize performance**

- Włókna Przypominające zapewniają najbardziej skuteczne czyszczenie
- Stworzona, aby docierać dalej i głębiej
- Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

## Zalety

### Dociera dalej i głębiej



Główka szczoteczki Philips Sonicare jest wyposażona w bardzo długie włosie o dużej gęstości, które umożliwia usuwanie płytki nazębnej ukrytej pomiędzy zębami i w innych trudno dostępnych miejscach. Produkt dostępny jest także w większym, standardowym rozmiarze umożliwiającym precyzyjne czyszczenie.

### Maksymalny ruch soniczny



Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare wtłacza wodę w szczeliny międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną pociągnięciami szczoteczki.

### Główka szczoteczki mocowana na kliknięcie



Każda końcówka Philips Sonicare pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem Philips One. Prosty, zatraskowy


mechanizm ułatwia wymianę i codzienne czyszczenie końcówki. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.

### Poprawa zdrowia jamy ustnej



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są skuteczne w czyszczeniu, ale i bezpieczne dla zębów i dziąseł. Poddane wszechstronnym i wymagającym testom, gwarantują najwyższą jakość i wyjątkową skuteczność przy każdym szczotkowaniu.

### Włókna Przypominające



Na pierwszy rzut oka to może nie być oczywiste, ale po kilku miesiącach normalnego użytkowania włosie główki szczoteczki traci swoją sztywność i stopniowo się zużywa. Niebieski kolor naszych Włókien Przypominających zanika i zmienia się w biały, co pomaga zauważyć, że nadszedł czas na wymianę główki szczoteczki. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy wymieniać główkę szczoteczki co trzy miesiące.

## Dane techniczne

### Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosia: Średni

Kolor: Biały

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski kolor włosia

Wymiary: Małe wymiary

### Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie

Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite

### Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 2 InterCare — małe

### Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego użytkowania

### Korzyści dla zdrowia

Usuwanie płytki nazębnej: Pomaga usuwać płytkę nazębną

Zdrowie dziąseł: Pomaga poprawić zdrowie dziąseł

