

PHILIPS

sonicare

Электрическая звуковая
зубная щетка с приложением

ExpertClean 7300

Удобное приложение для чистки
зубов

Встроенный датчик давления

Распознавание чистящей насадки

3 режима, 3 уровня интенсивности



HX9681/01



Умные технологии для правильного ухода за полостью рта

Полная чистота для здоровья ваших пациентов

Philips Sonicare ExpertClean выполняет роль личного стоматолога, используя интеллектуальные технологии и датчики, а также отчеты о сеансах для отслеживания привычек пользователя и предоставления сведений, которые помогут им чистить зубы эффективнее.

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Улучшенная обработка поверхности для устранения налета
- Здоровые десны для здоровой полости рта

Улучшает состояние полости рта пациентов


- Удаляет в 10 раз больше налета* для тщательной чистки
- Состояние десен в 7 раз лучше* всего за 2 недели

Создано для ваших пациентов

- 3 режима, 3 уровня интенсивности
- Оповещение о низком заряде аккумулятора
- Максимально эффективная чистка каждый день
- Помогает пациенту давить на щетку с нужным усилием
- Пациенты привыкают к уходу за зубами
- Чистящие насадки автоматически выбирает оптимальный режим


Особенности

Удаляет до 10 раз больше налета*




Насадка C3 Premium Plaque Control обеспечивает по-настоящему тщательную чистку. Мягкие и гибкие ребра позволяют щетинкам подстраиваться под форму каждого зуба, обеспечивая охват в 4 раза более широкой поверхности** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах*.

Состояние десен в 7 раз лучше*



Чистящая насадка G3 Premium Gum Care улучшает состояние десен пациента. Благодаря небольшому размеру и щетинкам, предназначенным специально для линии десен, она обеспечивает бережную и эффективную чистку вдоль линии десен, где обычно зарождаются заболевания пародонта. Клинически доказано, что ее использование может на 100 % снизить риск воспаления десен* и улучшить их состояние в 7 раз всего за две недели*.

Отчет о сеансе



Датчики отслеживают и измеряют привычки пациентов, а ручка Philips Sonicare ExpertClean предлагает отчет о сеансе в режиме реального времени. Приложение Sonicare сохраняет и анализирует эти привычки, а затем создает отчет, помогающий отточить технику чистки.

3 режима, 3 уровня интенсивности




Три режима чистки (Clean (Чистка), Gum Health (Здоровье десен), DeepClean+ (Глубокая очистка+) и три режима интенсивности (низкая, средняя и высокая) позволяют пациентам настраивать параметры чистки для оптимального комфорта и максимальной эффективности. Более подробную информацию о режимах см. в технических характеристиках.

Распознавание чистящей насадки



Микрочип в чистящей насадке синхронизируется с ручкой Philips Sonicare ExpertClean. Если пациент установит чистящую насадку C3 Premium Plaque Control/Defense/Defence, G3 Premium Gum Care или W3 Premium White, зубная щетка автоматически выберет оптимальный режим чистки и уровень интенсивности. От пациента требуется лишь начать процедуру чистки. Это поможет пациентам с выбором оптимальных параметров для максимально эффективной чистки согласно их потребностям.

Датчик давления



Если пациент будет давить на щетку слишком сильно, интуитивный датчик силы нажатия в ручке зубной щетки начнет аккуратно пульсировать, оповещая о

необходимости давить на щетку не так сильно. По результатам проведенного в США исследования, 7 из 10 пациентов, которые раньше чистили с чрезмерным давлением на щетку, после использования датчика силы нажатия стали чистить зубы более бережно****.

C3 Premium Plaque Control



Насадка C3 Premium Plaque Control — это наша насадка для наиболее тщательной чистки. Мягкие и гибкие ребра позволяют щетинкам подстраиваться под форму каждого зуба, обеспечивая охват в 4 раза более широкой поверхности и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах*.

Чистящая насадка G3 Premium Gum Care



Чистящая насадка G3 Premium Gum Care — наша лучшая насадка для улучшения состояния десен пациента. Благодаря небольшому размеру и щетинкам, предназначенным специально для линии десен, она обеспечивает бережную и эффективную чистку вдоль линии десен, где обычно зарождаются заболевания пародонта. Клинически доказано, что ее использование может улучшить состояние десен в 7 раз* всего за 2 недели.

Характеристики

Подключения

Беспроводная технология Bluetooth®: Обучающее приложение

Мощность

Напряжение: 110–220 В

Технические характеристики

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 14 дней***

Батарея: Перезарядка

Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Белый и голубой

Обслуживание

Гарантия: Ограниченная гарантия сроком на 2 года

Совместимость

Совместимость с ОС Android: Телефоны на базе ОС Android, Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0

Совместимость с ОС iOS: iPad 3-го или более высокого поколения, iPhone 4S или более поздней версии, с iOS7 или более поздней версией, с операционной системой версии iOS7

Удобство использования

Совместимость ручки: Удобные съемные насадки

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Индикатор замены: Для наилучших результатов, в качестве напоминания загорается значок

В комплекте

Дорожный футляр: 1

Зарядное устройство: 1

Насадки: C3 Premium Plaque Control, 1 шт., G3 Premium Gum Care, 1 шт.

Ручка: 1 ExpertClean

Качество чистки

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Высокое качество: Удаляет до 10 раз больше налета*

Польза для здоровья: Состояние десен в 7 раз лучше*

Таймер: BrushPacer и SmartTimer

Эффект осветления: Помогает удалять налет естественным образом

Оценка силы нажатия: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
3 уровня интенсивности: Низкий, Средняя, Высокий
Deep Clean+ (Глубокая чистка+): Для эффективной тщательной чистки

Gum Health: Особый уход за коренными зубами

Функция подключения BrushSync

C3 Premium Plaque Control: Синхронизация с режимом Clean (Чистка)

Чистящая насадка G3 Premium Gum Care:

Сопряжение с режимом Gum Health (Здоровые десны)

Технология интеллектуального датчика

Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

BrushSync: напоминания о замене: Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

Технология BrushSync: Синхронизация зубной щетки и, чистящих насадок

Поддержка ПО

Обновления ПО: Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.



* по сравнению с обычной зубной щеткой

** по сравнению с DiamondClean

*** при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме

**** в рамках исследования с участием пользователей обычных зубных щеток