

PHILIPS

sonicare

Szczoteczka
soniczna

FlexCare Platinum

3 programy, 3 poziomy
intensywności

2 główki szczoteczki

Z czujnikiem nacisku

Stacja dezynfekująca UV



HX9142/32



Różne techniki szczotkowania, taki sam efekt

Nasza pierwsza szczoteczka z dopasowującą się technologią czyszczenia

Podstawą dopasowującej się technologii czyszczenia są dwa elementy: innowacyjna główka AdaptiveClean i intuicyjny czujnik nacisku. Obydwie funkcje pomagają pacjentom skuteczniej czyścić zęby bez zwiększania nacisku.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Quadpacer
- SmarTimer
- Stacja dezynfekująca UV

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

- Główka szczoteczki InterCare

Guides you to follow dental recommendations

- Intuicyjny czujnik nacisku

Doskonałe czyszczenie

- Główka szczoteczki AdaptiveClean
- Możliwość spersonalizowania szczotkowania zębów
- Opatentowana technologia szczoteczki Sonicare

Offers a customized brushing experience

- Nowe głębokie czyszczenie: z łatwością radzi sobie z kłopotliwymi miejscami

Zalety

Główka szczoteczki AdaptiveClean




Miękkie, elastyczne brzozy z gumy sprawiają, że włosie dostosowuje się do kształtu zębów i dziąseł użytkownika, zapewniając do 4 razy większą powierzchnię kontaktu*. Elastyczność główki szczoteczki pomaga w delikatnym przesuwaniu włosia wzdłuż linii dziąseł oraz amortyzuje nadmierny nacisk podczas szczotkowania. Ulepszony ruch szczoteczki zapewnia wyjątkowe uczucie świeżości w ustach i doskonałe czyszczenie trudno dostępnych miejsc*. Udowodniono, że szczoteczka soniczna usuwa 10 razy więcej płytki nazębnej w trudno dostępnych miejscach niż zwykła szczoteczka*.

Główka szczoteczki InterCare



Bardzo długie włosie o dużej gęstości dociera głębiej między zęby, pomagając usuwać znacznie więcej płytki nazębnej* z powierzchni stycznych. Jest idealne dla użytkowników cierpiących na krwawienie dziąseł lub podatnych na zapalenie dziąseł.

Intuicyjny czujnik nacisku



Gdy nacisk jest zbyt duży, ręczka delikatnie pulsuje, informując użytkownika, że szczotkuje zęby zbyt mocno i należy zastosować


prawidłową technikę. W badaniu przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych 7 z 10 użytkowników szczotkujących zbyt mocno zmniejszyło stosowany nacisk dzięki działaniu czujnika.

Program głębokiego czyszczenia



Nasz całkowicie nowy program głębokiego czyszczenia zapewnia wyjątkowe efekty czyszczenia w trudno dostępnych miejscach. Wyjątkowe ruchy główki szczoteczki w tym programie oraz dłuższy, trzyminutowy czas szczotkowania sprawiają, że jest to doskonały wybór, kiedy musisz zwrócić szczególną uwagę na kłopotliwe miejsca.

Spersonalizowane szczotkowanie zębów



3 ustawienia intensywności i 3 programy czyszczenia zapewniają optymalny komfort i skuteczność oraz pozwalają spersonalizować szczotkowanie i dostosować je do wymagań użytkownika. 3-minutowy program głębokiego czyszczenia umożliwia wyjątkowo skuteczne czyszczenie trudno dostępnych miejsc. To idealny program dla użytkowników, którzy muszą skupić się na określonych miejscach jamy ustnej.

Stacja dezynfekująca UV




Zabija do 99% bakterii i wirusów*. Dostępna jako akcesorium w jednej z wyznaczonych jednostek magazynowych.

SmarTimer



Dwuminutowy zegar pomaga myć zęby przez czas, jaki zalecają dentyści.

Quadpacer



Zegar odmierzający 30-sekundowe okresy ułatwia dokładne szczotkowanie wszystkich czterech części jamy ustnej.

Technologia soniczna



Kieruje płyn między zęby i wzdłuż linii dziąseł, zapewniając skuteczne i delikatne czyszczenie.

Dane techniczne

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Czas pracy baterii: Do 3 tygodni**

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Szary

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o

stanie naładowania akumulatora

Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Czas czyszczenia zębów: Do 3 tygodni***

Elementy zestawu

Ładowarka: 1

Rączki: 1 FlexCare Platinum

Końcówki szczoteczki: 1 główka

AdaptiveClean, 1 InterCare — standardowa

Etui podróżne: 1

Stacja dezynfekująca UV: 1

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Wydajność: Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej*

Czujnik siły nacisku: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Usuwanie przebarwień: Pomoc w naturalnym usuwaniu przebarwień

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Quadpacer i Smartimer

Tryby

3 poziomy intensywności: Wysoki, Niski, Średni

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Biały: Usuwanie przebarwień

Głębokie czyszczenie: Pobudzające głębokie czyszczenie



* W porównaniu z główką DiamondClean

* W porównaniu ze zwykłą szczoteczką

* Na podstawie dostępnych danych

* Po pojedynczym użyciu każdej ze szczoteczek — porównanie ze szczoteczką Oral-B 3000/6000 CrossAction

* ** w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie