

PHILIPS

sonicare

Końcówka Bielsze
Zęby do szczoteczki

W2 Optimal White

Do 7x mniej płytki bakteryjnej

Do 100% mniej przebarwień już
po 7 dniach

Naturalnie bielsze zęby już po
tygodniu

2 sztuki w opakowaniu

HX6062/10



Do 100% mniej przebarwień już po 7 dniach*

Bielsze zęby i usuwanie przebarwień

Końcówki W2 Optimal White (Bielsze zęby) nadaje się idealnie dla osób, które chcą nie tylko dokładnie wyczyścić zęby, ale również pozbyć się przebarwień, aby uzyskać promienny, bielszy uśmiech. Świetnie sprawdza się również jako sposób na zachowanie białego koloru zębów, w przerwach między profesjonalnymi zabiegami wybielającymi.

Innovative technology

- Automatycznie wybiera optymalny program
- Zaawansowana technologia soniczna Sonicare

Designed to optimize performance

- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych
- Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie
- Wymieniaj końcówkę co 3 miesiące

Widocznie bielsze zęby

- Dzięki włóknom w kształcie rombu zęby stają się do 100% bielsze w ciągu 1 tygodnia

Wyjątkowa pielęgnacja zębów i dziąseł

- Usuwa do 7x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna

Zalety


Zapomnij o płytce nazębnej



Gęsto ułożone włókna wysokiej jakości pozwalają usunąć 7x więcej płytki bakteryjnej** niż szczoteczka manualna.

Specjalnie zakrzywiona, precyzyjna końcówka zapewnia dotarcie do trudnodostępnych miejsc i wzdłuż linii dziąseł.

Białe zęby w krótkim czasie.



Końcówka W2 Optimal White (Bielsze zęby) jest wyposażona w gęsto ułożone włosie w kształcie rombu ze specjalnie zaprojektowanym środkiem główki odpowiedzialnym za usuwanie przebarwień spowodowanych przez jedzenie i napoje. Twój uśmiech stanie się nawet o 100%* bielszy w zaledwie 7 dni.

Parowanie w programie BrushSync™



Dzięki unikalnej technologii parowania końcówki BrushSync™, główka szczoteczki Philips Sonicare W2 Optimal White (Bielsze

zęby) synchronizuje się z wyposażoną w funkcję BrushSync™ rączką Philips Sonicare oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne usuwanie płytki bakteryjnej. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.

Wymiana końcówki szczoteczki



Pamiętaj wymieniaj końcówki co 3 miesiące dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Funkcja BrushSync™ przypomni Ci o zbliżającym się terminie wymiany. Funkcja szczoteczki rejestruje, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby i informuje, gdy nadejdzie czas na wymianę końcówki. Jeśli nie masz funkcji BrushSync™, wystarczy, że będziesz obserwować niebieskie włókna — zmiana koloru na biały świadczy o konieczności wymiany końcówki na nową.

Pełen komfort psychiczny podczas szczotkowania



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są skuteczne w czyszczeniu, ale i bezpieczne dla zębów i dziąseł. Poddane wszechstronnym i wymagającym testom, gwarantują najwyższą jakość i wyjątkową skuteczność przy każdym szczotkowaniu.

Technologia Philips Sonicare



Szczoteczki Philips Sonicare, wykonują optymalną liczbę ruchów pulsacyjnych. To połączenie dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną i szerokich ruchów wymiatających – rekomendowanych przez dentystów, które usuwają rozbity płytkę bakteryjną, przebarwienia i osad. Unikalna kombinacja kształtu włókien oraz ich ruchów sprawia, że wytwarzane są mikrobąbelki, które docierają do trudno dostępnych miejsc jak przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł.

Łatwy montaż



Każda końcówka Philips Sonicare pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem Philips One. Prosty, zatraskowy mechanizm ułatwia wymianę i codzienne czyszczenie końcówki. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosia: Średni

Kolor: Biały

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski kolor włosia

Wymiary: Standardowa

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie

Parowanie w programie BrushSync

Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean, Seria 1100, Seria 2100, Seria 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000

Nie nadaje się do: Philips One

Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 2 W2 Optimal White — standardowe

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego użytkownika

Korzyści dla zdrowia

Zdrowie dziąseł: Pomaga poprawić zdrowie dziąseł

Usuwanie płytki nazębnej: Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej*

Wybielanie: Bielsze zęby w zaledwie tydzień



* Dotyczy usuwania przebarwień powierzchniowych ze szczoteczka Philips Sonicare w trybie White+ z użyciem wodącej pasty wybielającej.

* Program parowania BrushSync™ jest zgodny tylko z rączkami szczoteczek Philips Sonicare obsługującymi tę funkcję