

Philips Sonicare
AirFloss Ultra – irygator

ProtectiveClean

Czujnik siły nacisku
1 program czyszczenia
1 funkcja BrushSync

HX8443/71



Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach** — potwierdzone

klucznie*

Alternatywa dla nici dentystycznych

Dla osób, które nieregularnie korzystają z nici dentystycznych, urządzenie AirFloss Ultra**** to najłatwiejszy sposób na wyczyszczenie przestrzeni międzyzębowych. Urządzenia AirFloss Ultra można używać z płynem do płukania jamy ustnej lub wodą. Badania kliniczne dowiodły, że poprawia ono zdrowie dziąseł równie skutecznie jak nici dentystyczne.**

Improves oral health

- Poprawa zdrowia dziąseł taka jak przy stosowaniu nici dentystycznych — potwierdzone klinicznie**
- Usuwa do 99,9% płytki nazębnej***
- Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków między zębami

Innovative technology

- Łączy rączkę z główką szczoteczki
- Delikatne przypomnienie o delikatnym szczotkowaniu
- Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie
- Pacjenci w pełni wykorzystują możliwości główek szczoteczki
- Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

PHILIPS
sonicare

Zalety

Poprawa zdrowia dziąseł




Główka szczoteczki i InterCare jest wyposażona w bardzo długie włosie o dużej gęstości, które umożliwia usuwanie płytki nazębnej ukrytej głęboko między zębami. Badania kliniczne dowiodły, że pozwala ona ograniczyć zapalenie dziąseł i krwawienie w zaledwie dwa tygodnie.

Technologia BrushSync



Ta wykorzystująca mikrochip technologia wykrywa i synchronizuje główkę szczoteczki z rączką. Rączka i główka szczoteczki tworzą rozwiązanie pozwalające generować inteligentne przypomnienia o konieczności wymiany.


Inteligentne przypomnienia o wymianie



Wszystkie główki szczoteczki z czasem się zużywają. Zadbaliśmy jednak i o to: technologia inteligentnego rozpoznawania szczoteczki rejestruje, jak długo pacjenci używają główki szczoteczki i jak mocno szczotkują. Gdy

nadejdzie czas na jej wymianę, zaświeci się wskaźnik na rączce. Dzięki temu rozwiązaniu pacjenci mają pewność, że główka szczoteczki jest ciągle maksymalnie skuteczna.

Zbyt duży nacisk?




Pacjenci mogą nie zauważyć, że szczotkują zęby zbyt mocno, ale szczoteczka na pewno to zarejestruje. Jeśli nacisk wywierany na dźwiało jest zbyt silny, szczoteczka wyda pulsujący dźwięk, aby przypomnieć, że należy szczotkować delikatniej.

Technologia Philips Sonicare




Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare wtłacza wodę w szczeliny międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną pociągnięciami szczoteczki.

Usuwa do 99,9% płytki nazębnej



AirFloss Ultra usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach***.

Technologia wykorzystująca mikrokropelki



Osiągnięcie klinicznie potwierdzonych rezultatów jest możliwe dzięki naszej wyjątkowej technologii łączącej powietrze i płyn do płukania jamy ustnej lub wodę, aby skutecznie, a jednocześnie delikatnie oczyścić przestrzenie międzyzębowe i powierzchnie wzdłuż linii dziąseł.

Wspiera zdrowie dziąseł



Badania kliniczne dowiodły, że urządzenie Philips Sonicare AirFloss Ultra poprawia zdrowie dziąseł równie skutecznie jak nici dentystyczne.** Poprawa zdrowia dziąseł następuje już po dwóch tygodniach.

Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków



Urządzenie Philips Sonicare AirFloss Ultra delikatnie rozbija i wypłukuje płytkę nazębną, którą szczoteczka mogła ominąć, pomagając zapobiegać powstawaniu próchnicy w przestrzeniach międzyzębowych.

Dane techniczne

Moc

- Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka

Dane techniczne

- Czas pracy baterii: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu
- Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
- Czas ładowania: Na pełne naładowanie wystarczą 24 godziny

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Białe z szarymi akcentami, Niebieski

Serwis

- Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

- Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora, Wskaźniki LED rączki pokazują poziom naładowania
- Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja
- Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób
- Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie
- Żywotność akumulatora: 1–3 tygodni****
- Czas czyszczenia zębów: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu
- Przypomnienie o wymianie końcówki: Ikonka na panelu szczoteczki, poinformuje Cię o zużyciu końcówki

Elementy zestawu

- Ładowarka: 1
- Rączka: 1 ProtectiveClean
- Końcówki szczoteczki: 1 standardowa główka InterCare, 1 mała W2c Optimal White

- Rączka AirFloss Ultra: 1
- Końcówka AirFloss Ultra: 1

Skuteczność czyszczenia

- Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę
- Korzyści dla zdrowia: Pozwala ograniczyć powstawanie ubytków, Czyści jamę ustną w 60 sekund, Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie
- Wydajność: Usuwa do 99,9% płytki nazębnej**
- Rezultaty potwierdzone badaniami klinicznymi: Równie jak skuteczny jak nici dentystyczne, w poprawie zdrowia dziąseł, w redukcji płytki nazębnej, w ograniczaniu krwawienia z dziąseł
- Regulowane ustawienia: Automatyczne lub ręczne uwalnianie strumienia, Pojedynczy, podwójny, potrójny strumień*
- Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Quadpacer i SmartTimer
- Dla najlepszych rezultatów: Końcówkę wymieniał co 6 miesięcy
- Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Tryby

- Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień
- 2 poziomy intensywności: Niski, Wysoki

Technologia Smart Sensor

- Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki., Końcówkę wymieniał co trzy miesiące.
- Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania



Data wydania 2023-08-28

Wersja: 17.0.2

EAN: 87 10103 86155 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* w przeciwnym razie zwracamy pieniądze

* U pacjentów z lekkim zapaleniem dziąseł w przypadku stosowania z manualną szczoteczką i antybakteryjnym płynem do płukania jamy ustnej. Urządzenie AirFloss zostało opracowane, aby pomóc osobom nieregularnie używającym nici dentystycznych w wyrobieniu nawyku codziennego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.philips.com/airfloss/faq.

** W badaniu laboratoryjnym; indywidualne rezultaty mogą się różnić.

*** Urządzenia AirFloss Ultra i Pro to ten sam produkt, mogą jednak mieć różne nazwy w zależności od kraju i kanału sprzedaży.
**** w zależności od użytego trybu pracy strumienia