

Philips Sonicare
Zestaw Airfloss Ultra +
FlexCare Platinum

FlexCare Platinum
1 dysza i 1 główka szczoteczki



HX8492/48

Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach*

Alternatywa dla nici dentystycznych

Dla osób, które nieregularnie korzystają z nici dentystycznych, urządzenie AirFloss Ultra**** to najłatwiejszy sposób na wyczyszczenie przestrzeni międzyzębowych. Urządzenia AirFloss Ultra można używać z płynem do płukania jamy ustnej lub wodą. Badania kliniczne dowiodły, że poprawia ono zdrowie dziąseł równie skutecznie jak nici dentystyczne.**

Improves oral health

- Poprawa zdrowia dziąseł taka jak przy stosowaniu nici dentystycznych — potwierdzone klinicznie**
- Usuwa do 99,9% płytki nazębnej***
- Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków między zębami

Optimize your brushing

- Do wyboru są 3 programy i 3 ustawienia intensywności

Superior technology

- Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki
- Końcówka o wysokiej wydajności
- Trzy regulowane ustawienia strumienia


The easiest way to effectively clean between teeth

- Wystarczy 60 sekund: skieruj, naciśnij, wyczyść!
- Świeża i czysta jama ustna każdego dnia

PHILIPS
sonicare


Zalety

3 programy, 3 poziomy intensywności



Szczoteczka FlexCare Platinum zapewnia prawdziwie głębokie czyszczenie. 3 ustawienia intensywności pozwalają dokładniej wyczyścić zęby, a 3 tryby zaspokoją określone potrzeby w zakresie szczotkowania. Tryb czyszczenia zapewnia wyjątkową czystość każdego dnia, tryb wybielania usuwa przebarwienia, a tryb głębokiego czyszczenia zapewnia pobudzającą świeżość.

Usuwa do 99,9% płytki nazębnej




AirFloss Ultra usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach**.

Technologia wykorzystująca mikrokropelki




Osiągnięcie klinicznie potwierdzonych rezultatów jest możliwe dzięki naszej wyjątkowej technologii łączącej powietrze i płyn do płukania jamy ustnej lub wodę, aby skutecznie, a jednocześnie delikatnie czyścić przestrzenie międzyzębowe i powierzchnie wzdłuż linii dziąseł.

Łatwy początek zdrowego nawyku



Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych jest ważne dla ogólnego zdrowia jamy ustnej. Urządzenie AirFloss Ultra stanowi łatwy sposób na dotarcie głęboko między zęby, dzięki czemu pomaga wyrobić zdrowy nawyk.

Wspiera zdrowie dziąseł



Badania kliniczne dowiodły, że urządzenie Philips Sonicare AirFloss Ultra poprawia zdrowie dziąseł równie skutecznie jak nici dentystyczne.** Poprawa zdrowia dziąseł następuje już po dwóch tygodniach.

Czyszczenie w zaledwie 60 sekund



Urządzenie AirFloss Ultra pozwala wyczyścić całą jamę ustną w czasie krótszym niż 60 sekund dziennie. Wystarczy wybrać tryb pracy strumienia (pojedynczy, podwójny lub potrójny) i przytrzymać przycisk aktywacyjny, aby uzyskać ciągle strumienie w trybie automatycznym. Można również korzystać z ręcznego aktywowania strumienia poprzez każdorazowe naciśnięcie przycisku aktywacyjnego.

Świeżość i czystość dzięki płukaniu jamy ustnej



Napełnij zbiornik na ręczce płynem do płukania jamy ustnej lub wodą, a następnie odpowiednio skieruj końcówkę i naciśnij przycisk. Stosowanie płynu do płukania jamy ustnej zamiast wody zapewnia maksymalną świeżość i ochronę antybakteryjną.

Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków



Urządzenie Philips Sonicare AirFloss Ultra delikatnie rozbija i wyplukuje płytkę nazębną, którą szczoteczka mogła ominąć, pomagając zapobiegać powstawaniu próchnicy w przestrzeniach międzyzębowych.

Końcówka o wysokiej wydajności



Nowa dysza AirFloss Ultra o wysokiej wydajności wzmacnia działanie technologii wykorzystującej powietrze i mikrokropelki płynu, aby zapewnić wyjątkową skuteczność.

Dane techniczne

Moc

- Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka, 110–220 V

Dane techniczne

- Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Czas pracy baterii: Do 3 tygodni**
- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
- Czas ładowania: Na pełne naładowanie wystarcza 24 godziny

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały z szarymi akcentami, Szary

Serwis

- Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

- Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz
- Wskaźnik akumulatora: Wskaźniki LED rączki pokazują poziom naładowania, Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora
- Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja
- Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób
- Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie
- Żywotność akumulatora: 1–3 tygodni*****
- Czas czyszczenia zębów: Do 3 tygodni***

Elementy zestawu

- Ładowarka: 1
- Rączka: 1 FlexCare Platinum
- Końcówki szczoteczki: 1 główka AdaptiveClean

- Rączka AirFloss Ultra: 1
- Końcówka AirFloss Ultra: 1

Skuteczność czyszczenia

- Korzyści dla zdrowia: Czyści jamę ustną w 60 sekund, Poprawia zdrowie dziąseł w 2 tygodnie*
- Szybkość: Do 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę
- Wydajność: Usuwa do 99,9% płytki nazębnej**
- Rezultaty potwierdzone badaniami klinicznymi: Równie jak skuteczny jak nici dentystyczne, w poprawie zdrowia dziąseł, w redukcji płytki nazębnej, w ograniczaniu krwawienia z dziąseł
- Regulowane ustawienia: Automatyczne lub ręczne uwalnianie strumienia, Pojedynczy, podwójny, potrójny strumień*
- Czujnik siły nacisku: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk
- Usuwanie przebarwień: Pomoc w naturalnym usuwaniu przebarwień
- Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Quadpacer i SmartTimer
- Dla najlepszych rezultatów: Końcówkę wymieniaj co 6 miesięcy

Tryby

- 3 poziomy intensywności: Wysoki, Średni, Niski
- Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień
- Biały: Usuwanie przebarwień
- Głębokie czyszczenie: Pobudzające głębokie czyszczenie



Data wydania 2023-08-28

Wersja: 5.0.2

EAN: 87 10103 83425 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* w przeciwnym razie zwracamy pieniądze

** U pacjentów z lekkim i umiarkowanym zapaleniem dziąseł w przypadku stosowania z manualną szczoteczką do zębów i antybakteryjnym płynem do płukania jamy ustnej; urządzenie AirFloss zostało opracowane, aby pomóc osobom nieregularnie używającym nici dentystycznych w wyrobieniu nawyku codziennego czyszczenia przestrz. międzyzęb. Więcej informacji na karcie Pomoc techniczna.

*** Z obszarów, które czyszczono przy jego użyciu; w badaniu laboratoryjnym — indywidualne rezultaty mogą się różnić

**** w zależności od użytego trybu pracy strumienia

**** Urządzenia AirFloss Ultra i Pro to ten sam produkt, mogą jednak mieć różne nazwy w zależności od kraju i kanału sprzedaży.