

Philips Sonicare AirFloss
Ultra
AirFloss Ultra – irygator

2 końcówki

HX8438/01



Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach*

Alternatywa dla nici dentystycznych

Airfloss Ultra**** to skuteczny sposób na precyzyjne dotarcie do przestrzeni międzyzębowych. Używaj go z wodą lub płynem do płukania jamy ustnej jako dopełnienie dbania o higienę jamy ustnej dla idealnego efektu**.

Improves oral health

- Poprawa zdrowia dziąseł taka jak przy stosowaniu nici dentystycznych — potwierdzone klinicznie**
- Usuwa do 99,9% płytki nazębnej***
- Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków między zębami

Superior technology

- Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki
- Końcówka o wysokiej wydajności
- Trzy regulowane ustawienia strumienia


The easiest way to effectively clean between teeth

- Wystarczy 60 sekund: skieruj, naciśnij, wyczyść!
- Świeża i czysta jama ustna każdego dnia
- Łatwy sposób na wykształcenie zdrowego nawyku

PHILIPS
sonicare

Zalety

Usuwa do 99,9% płytki nazębnej




AirFloss Ultra usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach***.

Technologia wykorzystująca mikrokropelki



Osiągnięcie klinicznie potwierdzonych rezultatów jest możliwe dzięki naszej wyjątkowej technologii łączącej powietrze i płyn do płukania jamy ustnej lub wodę, aby skutecznie, a jednocześnie delikatnie oczyścić przestrzenie międzyzębowe i powierzchnie wzdłuż linii dziąseł.

Łatwy początek zdrowego nawyku



Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych jest ważne dla ogólnego zdrowia jamy ustnej. Urządzenie AirFloss Ultra stanowi łatwy sposób na dotarcie głęboko między zęby, dzięki czemu pomaga wyrobić zdrowy nawyk.

Wspiera zdrowie dziąseł



Badania kliniczne dowiodły, że urządzenie Philips Sonicare AirFloss Ultra poprawia zdrowie dziąseł równie skutecznie jak nici dentystyczne.** Poprawa zdrowia dziąseł następuje już po dwóch tygodniach.

Czyszczenie w zaledwie 60 sekund



Urządzenie AirFloss Ultra pozwala wyczyścić całą jamę ustną w czasie krótszym niż 60 sekund dziennie. Wystarczy wybrać tryb pracy strumienia (pojedynczy, podwójny lub potrójny) i przytrzymać przycisk aktywacyjny, aby uzyskać ciągłe strumienie w trybie automatycznym. Można również korzystać z ręcznego aktywowania strumienia poprzez każdorazowe naciśnięcie przycisku aktywacyjnego.

Świeżość i czystość dzięki płukaniu jamy ustnej



Napełnij zbiornik na ręczce płynem do płukania jamy ustnej lub wodą, a następnie odpowiednio skieruj końcówkę i naciśnij przycisk. Stosowanie płynu do płukania jamy ustnej

zamiast wody zapewnia maksymalną świeżość i ochronę antybakteryjną.

Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków




Urządzenie Philips Sonicare AirFloss Ultra delikatnie rozbija i wypłukuje płytkę nazębną, którą szczoteczka mogła ominąć, pomagając zapobiegać powstawaniu próchnicy w przestrzeniach międzyzębowych.

Końcówka o wysokiej wydajności



Nowa dysza AirFloss Ultra o wysokiej wydajności wzmacnia działanie technologii wykorzystującej powietrze i mikrokropelki płynu, aby zapewnić wyjątkową skuteczność.

Trzy tryby pracy strumienia



Wydajny strumień dyszy AirFloss Ultra można dostosować do swoich upodobań, uzyskując pojedynczy, podwójny lub potrójny wystrzał strumienia po każdym naciśnięciu przycisku aktywacyjnego.

Dane techniczne

Moc

- Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka

Dane techniczne

- Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
- Czas ładowania: Na pełne naładowanie wystarczą 24 godziny

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały z szarymi akcentami, Szary

Serwis

- Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

- Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja
- Wskaźnik akumulatora: Wskaźniki LED rączki pokazują poziom naładowania
- Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie
- Żywotność akumulatora: 1–3 tygodni*****

Elementy zestawu

- Ładowarka: 1
- Rączka AirFloss Ultra: 1
- Końcówka AirFloss Ultra: 2

Skuteczność czyszczenia

- Korzyści dla zdrowia: Czyści jamę ustną w 60 sekund, Poprawia zdrowie dziąseł w 2 tygodnie*
- Wydajność: Usuwa do 99,9% płytki nazębnej**
- Rezultaty potwierdzone badaniami klinicznymi: Równie jak skuteczny jak nici dentystyczne, w poprawie zdrowia dziąseł, w redukcji płytki nazębnej, w ograniczaniu krwawienia z dziąseł
- Regulowane ustawienia: Automatyczne lub ręczne uwalnianie strumienia, Pojedynczy, podwójny, potrójny strumień*
- Dla najlepszych rezultatów: Końcówkę wymieniaj co 6 miesięcy



Data wydania 2024-06-30

Wersja: 4.4.1

EAN: 87 10103 92856 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* w przeciwnym razie zwracamy pieniądze

** U pacjentów z lekkim i umiarkowanym zapaleniem dziąseł w przypadku stosowania z manualną szczoteczką do zębów i antybakteryjnym płynem do płukania jamy ustnej; urządzenie AirFloss zostało opracowane, aby pomóc osobom nieregularnie używającym nici dentystycznych w wyrobieniu nawyku codziennego czyszczenia przestrz. międzyzęb. Więcej informacji na karcie Pomoc techniczna.

*** Z obszarów, które czyszczono przy jego użyciu; w badaniu laboratoryjnym — indywidualne rezultaty mogą się różnić

**** Urządzenia AirFloss Ultra i Pro to ten sam produkt, mogą jednak mieć różne nazwy w zależności od kraju i kanału sprzedaży.

***** w zależności od użytego trybu pracy strumienia