


Philips Sonicare  
AirFloss Ultra do  
przestrzeni  
międzyzębowych

ze szczoteczką do zębów  
DiamondClean

1 dysza i 1 główka szczoteczki  
Szlanka do ładowania, etui  
podróżne



HX8491/03

## Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach\*

### Alternatywa dla nici dentystycznych

Dla osób, które nieregularnie korzystają z nici dentystycznych, urządzenie AirFloss Ultra\*\*\*\* to najłatwiejszy sposób na wyczyszczenie przestrzeni międzyzębowych. Urządzenia AirFloss Ultra można używać z płynem do płukania jamy ustnej lub wodą. Badania kliniczne dowiodły, że poprawia ono zdrowie dziąseł równie skutecznie jak nici dentystyczne.\*\*

#### Improves oral health

- Poprawa zdrowia dziąseł taka jak przy stosowaniu nici dentystycznych — potwierdzone klinicznie\*\*
- Usuwa do 99,9% płytki nazębnej\*\*\*
- Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków między zębami
- Zapewnia ponad 2 razy lepszy efekt wybielenia zębów niż zwykła szczoteczka

#### Provides a superior clean

- Główka DiamondClean zapewnia najwyższą skuteczność procesu wybielenia szczoteczek Sonicare
- Produkt stworzony, aby zmaksymalizować ruch soniczny

#### Superior technology

- Końcówka o wysokiej wydajności
- Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki
- Trzy regulowane ustawienia strumienia

**PHILIPS**  
sonicare

AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych ze szczoteczką do zębów DiamondClean 1 dysza i 1 główka szczoteczki, Szklanka do ładowania, etui podróżne

## Zalety

### Zapewnia 2 razy lepszy efekt wybielenia zębów



Szczoteczka Philips Sonicare zapewnia ponad 2 razy lepszy efekt wybielenia zębów już po pierwszym tygodniu stosowania niż szczoteczka manualna. Usuwa do 100% więcej przebarwień, dzięki czemu zęby są bielsze już po tygodniu stosowania.

### Maksymalny ruch soniczny




Główki szczoteczek Philips Sonicare to podstawowy element naszej technologii, która obejmuje wysoką częstotliwość i amplitudę ruchu szczoteczki umożliwiającej wykonywanie ponad 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę. Nasza niezrównana technologia soniczna zwiększa moc szczoteczki od jej rączki aż do główki. Drgania soniczne generują dynamiczny przepływ płynu, który kieruje go głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł, za każdym razem zapewniając doskonałe, a jednocześnie delikatne czyszczenie.

### Usuwa do 99,9% płytki nazębnej




AirFloss Ultra usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach\*\*\*.

### Technologia wykorzystująca mikrokropelki



Osiągnięcie klinicznie potwierdzonych rezultatów jest możliwe dzięki naszej wyjątkowej technologii łączącej powietrze i płyn do płukania jamy ustnej lub wodę, aby skutecznie, a jednocześnie delikatnie czyścić przestrzenie międzyzębowe i powierzchnie wzdłuż linii dziąseł.


### Łatwy początek zdrowego nawyku



Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych jest ważne dla ogólnego zdrowia jamy ustnej. Urządzenie AirFloss Ultra stanowi łatwy sposób na dotarcie głęboko między zęby, dzięki czemu pomaga wyrobić zdrowy nawyk.

HX8491/03

### Wspiera zdrowie dziąseł



Badania kliniczne dowiodły, że urządzenie Philips Sonicare AirFloss Ultra poprawia zdrowie dziąseł równie skutecznie jak nici dentystyczne.\*\* Poprawa zdrowia dziąseł następuje już po dwóch tygodniach.

### Czyszczenie w zaledwie 60 sekund



Urządzenie AirFloss Ultra pozwala wyczyścić całą jamę ustną w czasie krótszym niż 60 sekund dziennie. Wystarczy wybrać tryb pracy strumienia (pojedynczy, podwójny lub potrójny) i przytrzymać przycisk aktywacyjny, aby uzyskać ciągłe strumienie w trybie automatycznym. Można również korzystać z ręcznego aktywowania strumienia poprzez każdorazowe naciśnięcie przycisku aktywacyjnego.

### Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków



Urządzenie Philips Sonicare AirFloss Ultra delikatnie rozbija i wypłukuje płytkę nazębną, którą szczoteczka mogła ominąć, pomagając zapobiegać powstawaniu próchnicy w przestrzeniach międzyzębowych.

AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych  
ze szczoteczką do zębów DiamondClean 1 dysza i 1 główka szczoteczki, Szklanka do ładowania, etui podrózne

HX8491/03

## Dane techniczne

### Moc

- Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka

### Dane techniczne

- Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
- Czas ładowania: Na pełne naładowanie wystarczą 24 godziny

### Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny

### Serwis

- Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

### Łatwość użytkowania

- Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz
- Wskaźnik akumulatora: Wskaźniki LED rączki pokazują poziom naładowania
- Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja
- Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób
- Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie
- Żywotność akumulatora: 1–3 tygodni\*\*\*\*

### Elementy zestawu

- Ładowarka: 1
- Końcówki szczoteczki: 1 DiamondClean — standardowa
- Rączka: 1 DiamondClean
- Etui podrózne: Ładowarka podróżna USB

- Szklanka do ładowania: 1
- Rączka AirFloss Ultra: 1
- Końcówka AirFloss Ultra: 1

### Skuteczność czyszczenia

- Szybkość: Do 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę
- Korzyści dla zdrowia: Czyści jamę ustną w 60 sekund, Poprawia zdrowie dziąseł w 2 tygodnie\*
- Wydajność: Usuwa do 99,9% płytki nazębnej\*\*
- Rezultaty potwierdzone badaniami klinicznymi: Równie jak skuteczny jak nici dentystyczne, w poprawie zdrowia dziąseł, w redukcji płytki nazębnej, w ograniczaniu krwawienia z dziąseł
- Regulowane ustawienia: Automatyczne lub ręczne uwalnianie strumienia, Pojedynczy, podwójny, potrójny strumień\*
- Usuwanie przebarwień: Wybiela zęby 2 razy lepiej\*
- Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Quadpacer i SmartTimer
- Dla najlepszych rezultatów: Końcówkę wymieniaj co 6 miesięcy

### Tryby

- Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień
- Ochrona dziąseł: Delikatny masaż dziąseł
- Białe: Usuwanie przebarwień
- polski: Jaśniejsze i gładze zęby
- Delikatne czyszczenie: Delikatne czyszczenie zębów i dziąseł



Data wydania 2024-04-02

Wersja: 5.0.2

EAN: 87 10103 81886 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* w przeciwnym razie zwracamy pieniądze

\*\* U pacjentów z lekkim i umiarkowanym zapaleniem dziąseł w przypadku stosowania z manualną szczoteczką do zębów i antybakteryjnym płynem do płukania jamy ustnej; urządzenie AirFloss zostało opracowane, aby pomóc osobom nieregularnie używającym nici dentystycznych w wyrobieniu nawyku codziennego czyszczenia przestrz. międzyzęb. Więcej informacji na karcie Pomoc techniczna.

\*\*\* Z obszarów, które czyszczono przy jego użyciu; w badaniu laboratoryjnym — indywidualne rezultaty mogą się różnić

\*\*\*\* Urządzenia AirFloss Ultra i Pro to ten sam produkt, mogą jednak mieć różne nazwy w zależności od kraju i kanału sprzedaży.  
\*\*\*\*\* w zależności od użytego trybu pracy strumienia