

# PHILIPS

## sonicare

Bielsze zęby,  
zdrowsze dziąsła

ProtectiveClean  
5100

3 programy czyszczenia

Intensywność: wysoka  
(standardowa)

Czujnik siły nacisku: wibracje

Oraz inne zaawansowane  
funkcje!



HX6850/57



## Bielsze zęby. Delikatne działanie.

Bielsze zęby już po 1 tygodniu.

3 programy czyszczenia (clean, white, gum care), 1 poziom intensywności (wysoki), Czujnik siły nacisku na zęby i dziąsła, Zaawansowany Timer (30 sek. / 2min.), Przypomnienie o wymianie końcówki dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Na jednym ładowaniu pracuje do 14 dni.

### Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Bielsze zęby już po jednym tygodniu

### Produkt zaprojektowany dla Ciebie

- Zachęta do dokładnego mycia zębów
- Ułatwia podróżowanie
- Wymieniaj końcówkę co trzy miesiące, aby mieć pewność najlepszych rezultatów

### Innowacyjna technologia

- Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania
- Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare
- Łączy rączkę z końcówką szczoteczki

### Zoptymalizuj czyszczenie

- Do wyboru są trzy programy

### Kills germs on brush heads

- Dezynfektor UV zabija do 99% bakterii i wirusów\*\*\*


# Zalety

## Naturalnie bielsze zęby



Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włókna zapewniają efekt wybielenia już po 1 tygodniu.

## Trzy programy



Ta szczoteczka oferuje trzy programy pracy, dzięki czemu pozwala dostosować szczotkowanie do własnych potrzeb. Program Clean to standardowy program do doskonałego czyszczenia zębów, program White jest idealny do usuwania przebarwień, a program Gum Care to dodatkowa minuta szczotkowania z mniejszą mocą, podczas której można delikatnie masować dziąsła.


## Dezynfektor UV w zestawie



Utrzymuj główki szczoteczek Sonicare w czystości dzięki specjalnie opracowanemu dezynfektorowi UV firmy Philips. Wystarczy włożyć 1 lub 2 główki szczoteczki do środka i

nacisnąć przycisk. Proces dezynfekcji trwa 10 minut i zabija do 99% bakterii i wirusów bez użycia środków chemicznych.\*\*

## Monitoruj nacisk szczotkowania



Zbyt mocne szczotkowanie może uszkodzić zęby i dziąsła. Aby temu zapobiec, szczoteczka Philips Sonicare ProtectiveClean emituje delikatny, pulsujący dźwięk, który przypomina o konieczności zmniejszenia nacisku.

## Technologia BrushSync



Ta wykorzystująca mikrochip technologia wykrywa i synchronizuje końcówkę szczoteczki z rączką. Rączka i końcówka szczoteczki tworzą rozwiązanie pozwalające generować inteligentne przypomnienia o konieczności wymiany.


## Przypomnienie o wymianie końcówki



Wszystkie końcówki szczoteczki z czasem się zużywają. Ale nasza technologia BrushSync rejestruje, jak długo używasz końcówki szczoteczki i jak mocno szczotkujesz. Gdy nadejdzie czas na jej wymianę, zaświeci się wskaźnik na rączce i usłyszysz krótki sygnał

dźwiękowy. Dzięki temu rozwiązaniu masz pewność, że końcówka szczoteczki jest skuteczna.

## Przydatne zegary



Marzy Ci się elektryczna szczoteczka do zębów z odliczaniem czasu? Nasza szczoteczka QuadPacer informuje, kiedy upływa optymalny czas szczotkowania każdej części jamy ustnej. Z kolei SmarTimer sygnalizuje, że szczotkowanie trwa już zalecane dwie minuty.

## Technologia Philips Sonicare



Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare wtłacza wodę w szczeliny międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną pociągnięciami szczoteczki.

## Poręczny futerał podróżny i ładowarka



Wysokiej klasy futerał podróżny pozwala na higieniczne przechowywanie szczoteczki w podróży, a dzięki kompaktowej podstawie ładującej nie zabraknie Ci zasilania. Po pełnym naładowaniu można regularnie używać szczoteczki przez dwa tygodnie, a ładowarka ułatwia nawet dłuższe wyjazdy.

# Dane techniczne

## Moc

Napięcie: 110–220 V

## Dane techniczne

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Czas pracy baterii: 14 dni\*\*

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

## Stylistyka i wykończenie

Kolor: Czarno-szary

## Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

## Łatwość użytkowania

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips

Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Rozpoznawanie główki szczoteczki:

Synchronizacja z optymalnym programem

Przypomnienie o wymianie końcówki: Ikonka na panelu szczoteczki, poinformuje Cię o zużyciu końcówki

## Elementy zestawu

Ładowarka: 1

Końcówki szczoteczki: 1 W2 Optimal White

Rączka: 1 ProtectiveClean

Etui podróżne: 1

Stacja dezynfekująca UV: 1

## Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Korzyści dla zdrowia: Pozwala ograniczać powstawanie ubytków

Wydajność: Zabija do 99% bakterii, i wirusów\*\*\*

Usuwanie przebarwień: Wybielanie zębów po 1 tygodniu

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i SmarTimer

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki

na zęby i dziąsła: Rączka zawibruje

sygnalizując zbyt mocny nacisk

Dezynfektor: Zaprojektowany do dezynfekcji, główek szczoteczki Sonicare, Automatycznie wyłącza się po zakończeniu, 10 minutowego cyklu. Prosta i bezpieczna obsługa, za naciśnięciem przycisku, Wbudowana ładowarka szczoteczki, Sonicare\*\*

## Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Ochrona dziąseł: Delikatny masaż dziąseł

Biały: Usuwanie przebarwień

## Technologia Smart Sensor

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki., Końcówkę wymieniaj co trzy miesiące.



\* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

\*\* Brak zgodności ze szczoteczkami DiamondClean, DiamondClean 9000 lub DiamondClean Smart

\*\*\* H.A.; pałeczka okrężnicy; streptococcus mutans; HSV-1. Do stosowania z modelami InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) i Premium Plaque Control (C3).