

PHILIPS

sonicare

Końcówka do przestrzeni międzyzębowych

I InterCare

Do 7x mniej płytki bakteryjnej

Zdrowsze dziąsła w ciągu 2 tygodni

Pomocne przy aparacie ortodontycznym

2 sztuki w opakowaniu

HX9004/10



Dociera głębiej w przestrzenie międzyzębowe

Idealna do aparatów ortodontycznych

Dzięki zaawansowanej technologii umieszczania włókien w główce oraz bardzo długim włóknom końcówki, InterCare pomaga usunąć do 7 razy więcej płytki nazębnej* między zębami, niż zwykła szczoteczka manualna. Dzięki temu poprawia zdrowie dziąseł już w ciągu 2 tygodni.

Innovative technology

- Automatycznie wybiera optymalny program
- Zaawansowana technologia soniczna Sonicare

Designed to optimize performance

- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych
- Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie
- Wymieniaj końcówkę co 3 miesiące

For exceptional gum care

- Poprawia zdrowie dziąseł zaledwie w 2 tygodnie**

For exceptional plaque removal

- Usuwa do 7x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna*


Zalety

Usuwać do 7 razy więcej płytki nazębnej



Gęsto ułożone włókna wysokiej jakości pozwalają usunąć 7x więcej płytki bakteryjnej* niż szczoteczka manualna w zaledwie 2 tygodnie**. Bardzo długie włókna pozwalają zadbać o zdrowie dziąseł poprzez usuwanie płytki nazębnej ukrytej pomiędzy zębami i w innych trudno dostępnych miejscach oraz wzdłuż linii dziąseł.

Bardzo długie włosie



Końcówka szczoteczki InterCare jest wyposażona w bardzo długie włókna o dużej gęstości, które umożliwiają usuwanie płytki nazębnej ukrytej głęboko między zębami. Badania kliniczne dowiodły, że pozwala ona ograniczyć zapalenie dziąseł i krwawienie w zaledwie 2 tygodnie.

Parowanie w programie BrushSync™



Dzięki unikalnej technologii parowania końcówki BrushSync™, główka szczoteczki Philips Sonicare InterCare synchronizuje się z

wyposażoną w funkcję BrushSync™ rączką Philips Sonicare oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne usuwanie płytki bakteryjnej. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.

Wymiana końcówki szczoteczki



Pamiętaj wymieniaj końcówki co 3 miesiące dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Funkcja BrushSync™ przypomni Ci o zbliżającym się terminie wymiany. Funkcja szczoteczki rejestruje, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby i informuje, gdy nadejdzie czas na wymianę końcówki. Jeśli nie masz funkcji BrushSync™, wystarczy, że będziesz obserwować niebieskie włókna — zmiana koloru na biały świadczy o konieczności wymiany końcówki na nową.

Łatwy montaż




Każda końcówka Philips Sonicare pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem Philips One. Prosty, zatraskowy mechanizm ułatwia wymianę i codzienne czyszczenie końcówki. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.

Jedyna prawdziwa technologia soniczna



Szczoteczki Philips Sonicare, wykonują optymalną liczbę ruchów pulsacyjnych. To połączenie dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną i szerokich ruchów wymiatających – rekomendowanych przez dentystów, które usuwają rozbitą płytkę bakteryjną, przebarwienia i osad. Unikalna kombinacja kształtu włókien oraz ich ruchów sprawia, że wytwarzane są mikrobańki, które docierają do trudno dostępnych miejsc jak przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł.

Pełen komfort psychiczny podczas szczotkowania



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są skuteczne w czyszczeniu, ale i bezpieczne dla zębów i dziąseł. Poddane wszechstronnym i wymagającym testom, gwarantują najwyższą jakość i wyjątkową skuteczność przy każdym szczotkowaniu.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biały

Miękkość włosia: Średni

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski kolor włosia

Wymiary: Standardowa

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie

Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected,

FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean, Seria 1100, Seria 2100, Seria 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000

Parowanie w programie BrushSync

Nie nadaje się do: Philips One

Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 4 x i InterCare — standardowe

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego użytkowania

Korzyści dla zdrowia

Zdrowie dziąseł: Poprawia zdrowie dziąseł w 2 tygodnie

Usuwanie płytki nazębnej: Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej*



* Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Clean w porównaniu do szczoteczki manualnej

* Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Gum Health w porównaniu do szczoteczki manualnej, na podstawie wskaźnika krwawień dziąseł (GBI)