

PHILIPS

sonicare

Końcówki Usuwanie
Płytki Nazębnej

C2 Optimal Plaque
Defence

Do 7x mniej płytki bakteryjnej

Do 4x większy kontakt
powierzchni czyszczącej

Elastyczne boki dostosowują się
do dziąseł

4 sztuki w opakowaniu

HX9024/10



Końcówka do walki z płytką bakteryjną Do 7x mniej płytki bakteryjnej*

Końcówka szczoteczki C2 Optimal Plaque Defence (Usuwanie Płytki Nazębnej) usuwa do 7x więcej płytki bakteryjnej niż szczoteczka manualna*. Nadaje się idealnie dla osób, które chcą w optymalny sposób usuwać płytkę bakteryjną w ramach codziennej pielęgnacji jamy ustnej. Bezpieczna i delikatna dla mostów dentystycznych, koron i implantów oraz aparatów ortodontycznych.

Innovative technology

- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych
- Zaawansowana technologia soniczna Sonicare
- Automatycznie wybiera optymalny program

Designed to optimize performance

- Wymieniaj końcówkę co 3 miesiące
- Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie końcówki

Wyjątkowa pielęgnacja zębów i dziąseł

- Usuwa do 7x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna

Zalety

Zapomnij o płytce nazębnej



Gęsto ułożone włókna wysokiej jakości pozwala usunąć 7x więcej płytki bakteryjnej niż szczoteczka manualna. Specjalnie zakrzywiona, precyzyjna końcówka można zapewnia dotarć do trudnodostępnych miejsc i wzdłuż linii dziąseł.

Wymiana końcówki szczoteczki



Pamiętaj wymieniaj końcówki co 3 miesiące dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Funkcja BrushSync™ przypomni Ci o zbliżającym się terminie wymiany. Funkcja szczoteczki rejestruje, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby i informuje, gdy nadejdzie czas na wymianę końcówki. Jeśli nie masz funkcji BrushSync™, wystarczy, że będziesz obserwować niebieskie włókna — zmiana koloru na biały świadczy o konieczności wymiany końcówki na nową.

Jedyna prawdziwa technologia soniczna



Szczoteczki Philips Sonicare, wykonują optymalną liczbę ruchów pulsacyjnych. To połączenie dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną i szerokich ruchów wymiatających – rekomendowanych przez dentystów, które usuwają rozbityą płytkę bakteryjną, przebarwienia i osad. Unikalna kombinacja kształtu włókien oraz ich ruchów sprawia, że wytwarzane są mikrobąbelki, które docierają do trudno dostępnych miejsc jak przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł.

Pełen komfort psychiczny podczas szczotkowania



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są skuteczne w czyszczeniu, ale i bezpieczne dla zębów i dziąseł. Poddane wszechstronnym i wymagającym testom, gwarantują najwyższą jakość i wyjątkową skuteczność przy każdym szczotkowaniu.

Parowanie w programie BrushSync™



Dzięki unikalnej technologii parowania końcówki BrushSync™, główka szczoteczki C2 Optimal Plaque Defence (Usuwanie Płytki Nazębnej) synchronizuje się z wyposażoną w funkcję BrushSync™ rączką Philips Sonicare oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne usuwanie płytki bakteryjnej. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.

Łatwy montaż



Końcówka C2 Optimal Plaque Defence (Usuwanie Płytki Nazębnej) pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem Philips One. Prosty montaż ułatwia wymianę i codzienne czyszczenie. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosia: Średni

Kolor: Biały

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski kolor włosia

Wymiary: Standardowa

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie

Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł, DiamondClean, DiamondClean Smart,

EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

Parowanie w programie BrushSync

Nie nadaje się do: Philips One

Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 4 C2 Optimal Plaque Defence

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego użytkowania

Korzyści dla zdrowia

Usuwanie płytki nazębnej: Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej*

