

PHILIPS

sonicare

TongueCare+-
spraysett

TongueCare+

Én tungebørste

Én tungspray

Paring i BrushSync-modus

HX8071/17



Ren tunge, frisk pust

En Philips Sonicare-rengjøring av tungen

Klikk på plass. Spray. Rengjør. Den smarte, banebrytende TongueCare+-tungebørsten og sprayen forvandler Philips Sonicare-tannbørsten til en kraftig løsning for frisk pust på et øyeblikk. Tungen din får en Sonicare-rengjøring. Du får langvarig frisk pust.

En enkel del av den daglige tannhygienerutinen din

- Fra tannbørste til tungerengjører med bare ett klikk
- Dreper bakterier som gir dårlig ånde, og nøytraliserer lukt umiddelbart
- Enkelt å nå alle deler av tungen

Nyskapende teknologi

- 240 mikrobuster for skånsom og grundig rengjøring
- En Philips Sonicare-rengjøring av tungen
- Pares automatisk med tannbørstehåndtaket


Høydepunkter

Mikrobuster




Med 240 gummibuster er TongueCare+-tungebørsten spesielt utformet til å rengjøre den myke og svampaktige overflaten på tungen. Den fleksible konturen til mikrobustene rengjør skånsomt i porene og fjerner oppsamlede bakterier, samtidig som at den påfører Philips Sonicare BreathRx-tungesprayen som dreper bakterier. Den kompakte formen gjør at du enkelt kan rengjøre hele tungen.

Sonisk teknologi



TongueCare+ er den eneste tungebørsten med Philips Sonicare-kraft som fjerner bakterier som gir dårlig ånde, med hvert strøk. 31 000 vibrasjoner i minuttet bryter opp tungeavfall, river bort bakterier som gir dårlig ånde, og påfører de bakteriedrepende ingrediensene i Philips Sonicare BreathRx-tungesprayen dypere. Tungen din vil føles renere, og pusten holder seg frisk lenger.

Paring i smartmodus



Den smarte TongueCare+-tungebørsten har en mikrobrikke inni som kommuniserer med tannbørstehåndtaket. Så når du klikker den på, gjenkjenner håndtaket den automatisk og velger riktig modus og intensitetsnivå for å optimalisere tungerengjøringen. Alt du trenger å gjøre er å trykke på av/på-knappen.

Klikkes enkelt på plass



TongueCare+-tungebørsten forvandler raskt Philips Sonicare-tannbørsten til en sonisk tungerengjører. Tungebørstene klikkes på plass på Philips Sonicare-tannbørstehåndtaket, akkurat som et vanlig børstehode. Disse nyskapende tungebørstene er compatible med nesten alle Philips Sonicare-tannbørstehåndtak, og de er enkle å bruke, bytte ut og rengjøre, slik at du enkelt kan legge til tungerengjøring til den daglige tannpussen


din. Tungebørsten passer til alle Philips Sonicare-tannbørstehåndtak unntatt: PowerUp Battery og Essence.

BreathRx-tungespray



Stinkende VSC-gasser er ingen match for vår BreathRx-tungespray som er bevist å drepe bakterier som forårsaker lukt, og nøytraliserer dårlig ånde umiddelbart. Den spesielle formelen legger seg på tungen for å gi en skånsom rengjøringsopplevelse med TongueCare+-tungebørsten. Myntesmaken gjør at munnen føles frisk og ren etter rengjøringen.

Få tungen virkelig ren



For å kunne rengjøre tungen ordentlig må du komme til overalt. Takket være den ergonomiske formen kommer du til overalt med TongueCare+-tungebørsten på en komfortabel måte. Den lille og fleksible hodet gjør det enkelt å fjerne bakterier som gir dårlig ånde fra alle kroker og kroker.

Spesifikasjoner

Utforming og utseende

Farge: Hvit

Materiale

Elastomer: Uten lateks

Kompatibilitet

Børstehodesystem: Klikkes på plass

Paring i BrushSync-modus

Passer til disse modellene: Plakk-kontroll i 2-

serien, Plakk-forsvar i 2-serien, Sunt tannkjøtt i 3-serien, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

Deler som medfølger

Børstehoder: 1 TongueCare+-tungebørste

Antibakteriell tungespray: 2 oz (ca. 59 ml)

Ingredienser

Ingredienser i tungespray: Aqua, propylenglyserol, PEG-40 hydrert hjulolje, Aroma, sinkglukonat, PEG-12 dimetikon, Cetylpyridiniumklor, Eukalyptus, citriodoraolje, Tymol, natriumsakkarin, Limonen, CI42090

Utløper etter

Når åpnet: Seks måneder

Holdbarhetstid for tungespray: 36 måneder

