

PHILIPS

sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel

ProtectiveClean
4300

Ingebouwde poetsdruksensor

1 poetsstand

1 x BrushSync-functie



HX6803/04



Schonere tanden. Zachte reiniging.

Verwijder tot wel 7 keer meer tandplak dan met een handtandenborstel

Voel het verschil van een zachte reiniging met onze poetsdruksensor en verwijder tegelijkertijd tot 7x meer tandplak dan met een handtandenborstel

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel
- Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen

Ontworpen voor u

- Een geweldige manier om te wennen aan uw nieuwe tandenborstel
- Aanmoediging om grondig te poetsen

Innovatieve technologie

- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie
- Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels
- Laat u weten wanneer u te hard drukt

Kenmerken

Tandplak behoort tot het verleden



Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel. Speciaal gebogen punt maakt het gemakkelijk om bij de kiezen achter in de mond te komen.

Veilig en zacht




U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.

De enige echte sonische technologie



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

Poetst u te hard?



U merkt het mogelijk niet dat u te hard poetst, maar de elektrische tandenborstel met poetsdruksensor wel. Als u de borstel te hard op het tandvlees drukt, maakt de tandenborstel een pulserend geluid als signaal om het rustiger aan te doen.

BrushSync-technologie



Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

BrushSync-vervangingsherinnering



Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel gebruikt en hoe

hard u poetst. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden en hoort u een korte piep. Op die manier weet u zeker dat uw opzetborstel altijd optimaal presteert.

Easy-start-programma



Soms duurt het even om aan iets nieuws te wennen. Daarom geeft ons EasyStart-programma u de mogelijkheid om geleidelijk de poetskracht te verhogen tijdens de eerste 14 poetsbeurten met uw nieuwe tandenborstel.

Handige timers



Onze QuadPacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van uw mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.

Specificaties

Vermogen

Spanning: 110-220 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): 14 dagen**

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Lichtblauw

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: Het lampje geeft de batterijstatus aan

Compatibel met handvat: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Handvat: Slank, ergonomisch design

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 ProtectiveClean

Opzetborstels: 1 C2 Optimal Plaque Defense

Docking station: 1

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Gezondheidsvoordelen: Helpt gaatjes verminderen

Prestaties: Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Feedback bij te veel druk: Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

2 sterktes: Laag, Hoog

Slimme sensortechnologie

Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te hard poetst

BrushSync-ervangingsherinnering: Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

