

# PHILIPS

## sonicare

Tarpdančių valiklis

AirFloss Pro/Ultra

w/ „DiamondClean 9000“

w/ 1 antgalis ir 1 šepetėlio galvutė

Kroviklis–stiklinė, kelioninis dėklas



HX8494/03



## Užtikrintai sveikesnės dantenos per 2 savaites\* Sukurta nenuosekliai naudojantiems tarpdančių siūlą

Nereguliariai naudojantiems tarpdančių siūlą „AirFloss Ultra“ – lengviausias būdas veiksmingai išvalyti tarpdančius. „AirFloss Ultra“ gali būti naudojamas su burnos skalavimo skysčiu arba vandeniu; klinikiniais tyrimais įrodyta, kad jis veiksmingai išvalo tarpdančius ir pagerina dantenuų sveikatą.\*\*

### Improves oral health

- Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad tai taip pat veiksminga kaip ir tarpdančių siūlas, o jūs galėsite džiaugtis sveikomis dantenomis\*\*
- Pašalina iki 99,9 % apnašų\*\*\*
- Padeda išvengti ertmių tarpdantėse

### Provides a superior clean

- Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų\* ir giliai valo
- Individualiems poreikiams pritaikytas valymas
- Mūsų unikali technologija valo veiksmingai, tačiau švelniai

### Superior technology

- Oro ir mikrolašelių technologija
- Efektyvus antgalis

### The easiest way to effectively clean between teeth

- Lengvas būdas išsiugdyti sveiką įprotį
- Išvalo per 60 sekundžių: nukreipkite, paspauskite, valykite!


# Ypatybės

## Pašalina iki 99,9 % apnašų




„AirFloss Ultra“ gydomose zonose pašalina iki 99,9 % apnašų.\*\*

## Mikrolašelių technologija




Kliniškai patvirtinti rezultatai gauti pritaikius unikalą technologiją, kai naudojant orą ir burnos skalavimo skystį arba vandenį švelniai išvalomi tarpdančiai ir sritis prie dantenu.

## Išsiugdykite sveiką įprotį



Interproksimalinis valymas labai svarbus visos burnos sveikatai. Naudojami „AirFloss“ lengvai išvalysite giliose tarpdantėse esančias sritis ir išsiugdysite sveiką įprotį.

## Sveikesnės dantenos



Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad naudojant „Philips Sonicare AirFloss Ultra“ dantenos yra sveikesnės, kaip ir naudojant tarpdančių siūlą.\*\* Sveikesnės dantenos per dvi savaites.

## Padeda išvengti ertmių



Su „Philips Sonicare AirFloss Ultra“ antgaliu švelniai išvalysite apnašas, kurių nepasiekėte šepetėliu, todėl tarpdančiuose nesiformuos ertmės.

## Efektyvus antgalis



Naujasis „AirFloss Ultra“ antgalis valo dar stipresniu oro ir mikrolašelių srautu, todėl jis yra itin efektyvus ir ekonomiškąs.

## Išvalo vos per 60 sekundžių



Naudojami „AirFloss Ultra“ visą burną išvalysite greičiau nei per 60 sekundžių. Pasirinkite purškimo dažnumą (vienas, du arba trys) ir laikykite nuspauštą įjungimo mygtuką, jei norite naudoti nuolatinio automatinio pliūpsnio funkciją, arba nuspauskite ir atleiskite, jei norite naudoti rankinio pliūpsnio režimą.

## 4 režimai, 3 intensyvumai



„DiamondClean 9000“ komplektuojami su „Clean“, „White+“, „Gum Health“ ir „Deep Clean+“ režimais, kad būtų pasirūpinta valymo poreikiais. Režimas „Clean“ skirtas išskirtiniam kasdieniam valymui, „White+“ – dėmėms šalinti, „Gum Health“ valo danteną švelniai, tačiau veiksmingai, o „Deep Clean+“ išsiskiria gaviu, giliu valymu. Yra trys intensyvumo nustatymai, todėl galite rinktis nuo didesnio nustatymo, kad valymas būtų geresnis, iki žemesnio nustatymo jautresnei burnai.

# Specifikacijos

## Maitinimas

**Įtampa:** Kelių įtampų kroviklis

## Techniniai duomenys

**Baterija:** Pakartotinai įkraunama

**Baterijos tipas:** Ličio jonų

**Įkrovos laikas:** Visiškai įkraunama per 24 val.

## Dizainas ir apdaila

**Spalva:** Juoda

## Techninė priežiūra

**Garantija:** 2-jų metų ribota garantija

## Lengva naudoti

**Rankenėlė:** Plonas ir ergonomiškas dizainas

**Ekranas:** Apšviestas ekranas

**Baterijos indikatorius:** Rankenos LED rodo įkrovimo lygį

**Šepetėlio galvutės sistema:** Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

**Antgalio priedas:** Lengva uždėti ir nuimti

## Pridėti priedai

**Rankenėlė:** 1 „DiamondClean 9000“

**Įkroviklis:** 1

**Šepetėlių galvutės:** 1 „C3 Premium Plaque Control“

**Kelioninis dėklas:** Kelioninis USB įkrovimo dėklas

**Stiklinis kroviklis:** 1

**„AirFloss Ultra“ rankena:** 1

**Antgalis:** 1

## Valymo veiksmingumas

**Greitis:** Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

**Nauda sveikatai:** Visą burną išvalysite per 60 sekundžių. Pagerinkite dantenų sveikatą per 2 savaites\*

**„Performance“:** Pašalina iki 99,9 % apnašų\*\*

**Klinikiniais tyrimais patvirtinti rezultatai:** Toks pat veiksmingas, kaip ir tarpdančių siūlas, sveikesnės dantenos, mažiau apnašų, mažiau kraujuojančios dantenos

**Tinkinami nustatymai:** Automatinis arba rankinis įpurškimas, Vienas / dvigubas / trigubas įpurškimas\*\*\*

**Geriausiams rezultatams:** Keiskite antgalį kas 6 mėnesius

**Balinamoji nauda:** 2 kartus geriau balina dantis\*

**Laikmatis:** „Quadpacer“ ir „SmarTimer“ laikmačiai

## Režimai

**„Clean“:** Išskirtiniam valymui kasdien

**„Deep Clean+“:** Stiprinantis gilus valymas

**„Gum Health“:** Ypatingas dėmesys krūminiams dantims

**„White+“:** Paviršinėms dėmėms šalinti



\* arba sugrąžinsime pinigais

\*\* \* pacientai, turintys nedidelį arba vidutinį dantenų uždegimą, naudojo kartu su įprastu dantų šepetėliu ir antibakteriniu burnos skalavimo skysčiu; „AirFloss“ skirtas žmonėms, kurie tarpdančius valo nereguliariai, įprasti prie kasdienės tarpdančių valymo procedūros. Daugiau informacijos rasite palaikymo skirtuke, klausimuose ir atsakymuose.

\*\*\* \* Iš gydytų vietų; tyrimas atliktas laboratorijoje, individualūs rezultatai gali skirtis