

Philips Sonicare AirFloss
Víko na nádržku pro
přístroj AirFloss



CRP122/01

Tekutinu uchovávejte uskladněnou

Aby tekutina zůstala v přístroji AirFloss, použijte toto víko na nádržku.

PHILIPS
sonicare

Specifikace



Datum vydání 2024-10-28

Verze: 3.3.3

EAN: 87 10103 78810 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com