

PHILIPS

sonicare

Cepillo dental eléctrico
sónico con aplicación

DiamondClean Smart

Formación personalizada

Sensores int. del cabezal del
cepillo

Rec. intel. del cabezal del cepillo

5 modos, 3 intensidades



HX9957/51



Nuestro mejor cepillo dental, para un cuidado bucal completo

Siéntase seguro con una cobertura del 100 %

DiamondClean Smart es nuestro mejor cepillo dental, para un cuidado completo. Gracias a los cuatro cabezales del cepillo de alto rendimiento puede ocuparse de todas las áreas de su salud bucal y nuestra tecnología Smart Sensor le ofrece comentarios y asesoramiento personalizados.

Optimización de la higiene bucal comprobada

- Elimina hasta 10 veces más placa* para una limpieza profunda
- Encías hasta siete veces más sanas en tan solo dos semanas
- Elimina hasta un 100 % más de manchas** en tan solo tres días
- Disfrute de un aliento fresco más tiempo

Asesoramiento en aplicación para cepillado perfecto

- Le avisa de las zonas que ha dejado sin cepillar para conseguir una cobertura del 100 %
- Recibirá alertas cuando aplique demasiada presión durante el cepillado
- Empiece a cuidar mejor las zonas problemáticas
- Lo guía para cepillarse e indica las zonas sin cepillar
- Lo guía para que reduzca la fricción

Optimice su cepillado

- Carga fácil y con estilo en casa y fuera de ella
- Los cabezales del cepillo seleccionan automáticamente los ajustes óptimos
- Elija entre 5 modos y 3 ajustes de intensidad


Destacados

Di adiós al sarro




Coloca el cabezal del cepillo Control antiplaca Premium C3 para disfrutar de nuestra limpieza más profunda. Con laterales suaves y flexibles, las cerdas siguen la forma de los dientes para ofrecer cuatro veces más superficie de contacto*** y eliminar hasta 10 veces más placa en las zonas de más difícil acceso*.

Cuidado de las encías



Coloca el cabezal del cepillo Cuidado de las encías Premium G3 para mejorar la salud de tus encías. Su tamaño más pequeño y las cerdas orientadas a la línea de las encías ofrecen una limpieza tan suave como eficaz a lo largo de esta línea, donde se inician las enfermedades. Se ha demostrado clínicamente que ofrece hasta un 100 % menos de inflamación de las encías* y unas encías hasta siete veces más sanas en solo dos semanas*.

Dientes más blancos, más rápido



Coloca el cabezal del cepillo Blanqueamiento Premium W3 para eliminar las manchas superficiales y mostrar tu sonrisa más blanca.


Con sus densas cerdas centrales para eliminar las manchas, se ha demostrado clínicamente que elimina hasta un 100 % más de manchas en solo tres días**.

Cepillo lingual TongueCare+




Coloque el cepillo lingual TongueCare+ para eliminar suavemente las bacterias que causan el mal olor de los poros de la lengua. Sus 240 microcerdas diseñadas especialmente penetran entre las rugosidades y ranuras de la lengua para eliminar las bacterias y la suciedad que generan el mal aliento. Combínelo con nuestro spray lingual BreathRx antibacteriano para disfrutar de una limpieza superior y un aliento superfresco.

Zonas de enfoque y establecimiento de objetivos



¿Su dentista ha destacado algunas zonas problemáticas? Las resaltaremos en el mapa de la boca en 3D de la aplicación y le recordaremos que debe prestar especial atención a estas zonas.

Ningún espacio sin limpiar




La aplicación Philips Sonicare le permite saber cuándo ha conseguido una limpieza en profundidad y lo ayuda a mejorar su cepillado.

La simplicidad es la clave



Con un cepillo dental eléctrico, deja que haga todo el trabajo. Hemos integrado un sensor de fricción en el mango para recordarle que debe reducir el movimiento. De esta forma, podrá mejorar su técnica y conseguir una limpieza más suave y eficaz.

Emparejamiento de modo BrushSync



¿Se ha preguntado qué modo o intensidad debería utilizar? Puede dejar de hacerlo. Un microchip en el cabezal del cepillo indica al DiamondClean Smart el cabezal que está utilizando. Así, si coloca un cabezal del cepillo para cuidar las encías, por ejemplo, el cepillo sabrá el modo y el ajuste de intensidad óptimos que hay que seleccionar para ofrecer un cuidado suave y eficaz de las encías. Solo tiene que pulsar el botón de encendido.

Especificaciones

Conectividad

Tecnología inalámbrica Bluetooth®: Aplicación de cepillado conectada

Potencia eléctrica

Voltaje: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (de llena a vacía): 14 días*****

Batería: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Diseño y acabado

Color: Azul

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

Compatibilidad

Compatibilidad con Android: Teléfonos Android, Tabletas con Bluetooth 4.0

Compatibilidad con iOS: iPad de tercera generación o superior, iPhone 4S o superior, con iOS7 o superior

Fácil de usar

Compatibilidad con otros mangos: Cabezales fáciles de montar

Asa: Diseño delgado y ergonómico

Pantalla: Pantalla iluminada

Indicador de batería: El icono iluminado indica la vida útil de la batería

Reconocimiento del cabezal del cepillo: Se sincroniza con el modo óptimo

Recordatorio de reemplazo: Para garantizar siempre los mejores resultados, el icono de recordatorio se ilumina

Elementos incluidos

Cabezales de cepillado: 3

C3 Premium Plaque Control, 2

G3 Premium Gum Care, 2 Blanqueamiento

Premium W3 estándar, 1 cepillo lingual

TongueCare+

Mango: 1 DiamondClean Smart

Funda de viaje: Estuche de carga USB para viaje

Cargador de vaso: 1

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/min

Beneficios de salud: Encías hasta siete veces más sanas****

Rendimiento: Elimina hasta 10 veces más placa*

Beneficios del blanqueamiento: Hasta un 100 % menos de manchas*****

Temporizador: BrushPacer y SmarTimer

Respuesta a la presión: El anillo se ilumina en morado, Mango que vibra para avisar al usuario

TouchUp: Garantiza un 100 % de cobertura

Modos

3 niveles de intensidad: Alta, Medio, Bajo
Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional
Deep Clean+: Para una refrescante limpieza en profundidad

Salud de las encías: Especial atención a las muelas

TongueCare+: Para un aliento fresco durante más tiempo

White+: Para eliminar las manchas superficiales

Emparejamiento de modo BrushSync

Premium Plaque Control C3: Se empareja con el modo Limpieza

Cabezal del cepillo Cuidado de las encías

Premium G3: Se empareja con el modo Salud de las encías

Cabezal del cepillo Premium White W3: Se empareja con el modo White+

Cepillo lingual TongueCare+: Se empareja con el modo TongueCare

Tecnología de sensor inteligente

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Sensor de ubicación: Controla y mejora la cobertura

Sensor de fricción: Lo guía para reducir la fricción

Mapa de la boca en 3D: Resalta las zonas problemáticas

TouchUp: Para cubrir las zonas que se han pasado por alto



* que con un cepillo manual

** en comparación con un cepillo dental manual con la mejor pasta dental blanqueadora

** en comparación con DiamondClean

**** en el modo Salud de las encías en comparación con un cepillo dental manual a las dos semanas

***** después de tres días de uso en el modo

Blanqueamiento+ en comparación con un cepillo dental manual

***** basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar