

PHILIPS

sonicare

Cepillo dental
eléctrico sónico

ProtectiveClean
4300

Sensor de presión incorporado

1 modo de limpieza

1 x función BrushSync

Estuche de viaje



HX6800/35



Dientes más limpios con un cepillado suave.
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo manual

Nota la diferencia de una limpieza suave con nuestro sensor de presión a la vez que eliminas hasta 7 veces más placa que con un cepillo dental manual

Probado, mejora la higiene bucal

- Elimina hasta 7 veces más placa con nuestro cabezal de cepillado InterCare*
- Seguro y suave en zonas sensibles, ortodoncias y trabajos dentales

Diseñado para ti

- El programa EasyStart fomenta tu rutina con Philips Sonicare
- Fomentando un cepillado a fondo
- Hace que viajar sea más fácil para ti

Innovative technology

- Avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza
- Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales de cepillado
- Conecta el mango inteligente a los cabezales inteligentes del cepillo
- Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

Destacados

Elimina hasta 7 veces más placa



Coloca nuestro cabezal de cepillado InterCare para mejorar la salud de las encías en solo 2 semanas. Las cerdas extralargas ayudan a eliminar más placa en zonas de difícil acceso y entre los dientes para tener unas encías sanas.

Controla la presión del cepillado



Cepillarse con demasiada fuerza puede dañar los dientes y las encías. Para evitarlo, el Philips Sonicare ProtectiveClean emite un suave sonido intermitente para recordarte que debes reducir la presión.

Seguro y suave



Puedes estar seguro de disfrutar de una experiencia de cepillado segura: nuestra tecnología sónica es adecuada para uso con ortodoncia, empastes, coronas y carillas, y ayuda a evitar las caries y mejorar la salud de las encías.

Tecnología Philips Sonicare




Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.

Recordatorio de sustitución BrushSync



Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo. Pero nuestra tecnología BrushSync registra durante cuánto tiempo ha estado utilizando el cabezal del cepillo y con qué presión. Cuando llega el momento de reemplazarlo, una luz en el mango y un pitido corto te avisará. Así, puedes estar seguro de que tus cabezales de cepillado funcionan correctamente.

Temporizadores útiles




¿Necesitas un cepillo dental eléctrico con temporizador? Nuestro QuadPacer te permite saber cuándo has empleado el tiempo necesario limpiando cada parte de la boca, mientras que nuestro SmarTimer te informa de cuándo terminan los dos minutos recomendados de cepillado.

Tecnología BrushSync



Una tecnología con microchip que detecta y sincroniza el cabezal inteligente con el mango inteligente. El mango inteligente y el cabezal inteligente son una potente combinación que permite emitir recordatorios inteligentes de sustitución.

Nueva rutina de forma sencilla



Cuando haces algo nuevo, siempre hay un cierto periodo de adaptación. Nuestro programa EasyStart te da la opción de aumentar de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos de tu nuevo cepillo dental.

Práctico estuche de viaje y cargador



Nuestro estuche de viaje de alta calidad te permite guardar el cepillo dental manteniendo las medidas higiénicas necesarias, mientras que nuestra base de carga compacta te permite mantener el nivel de batería durante los desplazamientos. De este modo, no solo disfrutarás de dos semanas de uso normal con una sola carga completa, sino que el cargador te permitirá hacer viajes aún más largos.

Especificaciones

Potencia

Tensión: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): 14 días**

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Diseño y acabado

Color: Negro, Rosa pastel

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Fácil de usar

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Compatibilidad con mangos: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Indicador de batería: El indicador muestra el estado de la batería

Piezas incluidas

Estuche de viaje: 2

Cargador: 1

Cabezales: 2 i InterCare

Mango: 2 ProtectiveClean

Rendimiento de limpieza

Rendimiento: Elimina hasta 7 veces más placa*

Beneficios para la salud: Mejora la salud de las encías en solo dos semanas. Ayuda a reducir las caries

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

Temporizador: QuadPacer y SmarTimer

Información sobre la presión aplicada: El mango vibra para avisar al usuario

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

2 intensidades: Baja, Alta

Tecnología de sensor inteligente

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Recordatorio de sustitución BrushSync: Siempre sabrás cuándo, sustituir los cabezales de cepillado

