

# PHILIPS

## sonicare

Cepillo dental eléctrico  
sónico - Blanco

3100 series

Sensor de presión

El temporizador SmarTimer de 2 minutos

Elimina hasta 3 veces más placa

Duración de la batería de 14 días



HX3671/13



Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.

Elimina hasta 3 veces más placa\*

La tecnología sónica combinada con nuestra acción de cepillado elimina suavemente hasta 3 veces más placa\* que un cepillo dental manual.

#### Diseñado para ti

- Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales de cepillado
- Duración de la batería de 14 días
- El diseño ergonómico facilita la sujeción y el uso del cepillo dental

#### Optimiza tu cepillado

- Optimiza el cepillado con SmarTimer y QuadPacer

#### Easy transition to Sonicare

- Programa EasyStart para facilitar la transición

#### Protects your gums

- El sensor de presión integrado protege los dientes y las encías

#### Provides superior clean

- Eliminación de la placa dental tres veces superior a la de un cepillo dental manual\*
- Nuestra exclusiva tecnología te ofrece una limpieza tan potente como suave


# Destacados

## Tecnología Sonicare avanzada




Las potentes vibraciones de las cerdas impulsan las microburbujas en profundidad entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para una experiencia refrescante. Obtendrás dos meses de cepillado manual en solo dos minutos.\*\* Los 31 000 movimientos de cepillado por minuto limpian suavemente los dientes y eliminan la placa para una limpieza diaria excepcional.

## Elimina la placa dental tres veces mejor\*



Se ha demostrado clínicamente que el cepillo dental eléctrico Sonicare con tecnología Sonicare avanzada elimina hasta tres veces mejor\*\* la placa que un cepillo dental manual, eliminando la placa de los dientes y de la línea de las encías, a la vez que las protege.

## Protege tus encías



El sensor de presión integrado detecta automáticamente la presión que se aplica, te avisa y reduce las vibraciones del cepillo

dental automáticamente para ayudar a proteger las encías. El cepillo dental emitirá un sonido intermitente para recordarte que debes reducir la presión. Siete de cada 10 personas opinan que esta función les ha ayudado a cepillarse mejor.

## SmarTimer y QuadPacer



El temporizador SmarTimer de 2 minutos y el QuadPacer de 30 segundos te guían en el cepillado durante el tiempo recomendado en todas las zonas de la boca para garantizar una limpieza completa.

## Diseñado para ti



El diseño compacto, ligero y ergonómico hace que sujetar y usar el cepillo dental sea muy fácil para conseguir una limpieza increíble sin ningún esfuerzo.

## Recordatorio de sustitución BrushSync



Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo, por lo que querrás vigilar el tuyo para asegurarte de que realizas una limpieza excelente en todo momento. Nuestra tecnología BrushSync realiza un seguimiento del tiempo que llevas utilizando el cabezal del cepillo y de su intensidad de uso. El recordatorio de sustitución de BrushSync que aparece en el mango y un pitido corto te avisan cuando llega el momento de sustituirlo.

## Easy-Start



Nuestro programa EasyStart te da la opción de aumentar de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos de tu nuevo cepillo dental.

## Larga duración de la batería



La batería dura hasta 14 días, por lo que puede pasar mucho tiempo antes de que tengas que cargarla.

# Especificaciones

## Potencia

Tensión: 5 V de CC

## Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): 14 días\*\*\*\*\*

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

## Diseño y acabado

Color: Blanco

## Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

## Fácil de usar

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Indicador de batería: El indicador muestra el estado de la batería

Recordatorio de sustitución BrushSync:

Recordatorio de sustitución, Siempre sabrás cuándo, sustituir los cabezales de cepillado, El icono de recordatorio se ilumina, para garantizar siempre los mejores resultados

## Piezas incluidas

Cargador: 1

Mango: Serie 1 3100

Cabezal de cepillado: 1 C1 ProResults estándar

## Rendimiento de limpieza

Rendimiento: Elimina hasta 3 veces más placa\*

Velocidad: Hasta 31 000 movimientos de cepillado/minuto

Temporizador: QuadPacer y SmarTimer

Información sobre la presión aplicada: El mango vibra para avisar al usuario

## Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

## Tecnología de sensor inteligente

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Recordatorio de sustitución BrushSync:

Siempre sabrás cuándo, sustituir los cabezales de cepillado



\* en comparación con el cepillo manual para dientes y encías más saludables

\* Los resultados reales pueden variar

\*\* Datos de archivo

\*\*\*\*\*basado en dos periodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar