

PHILIPS

sonicare

Niewielkie główki
szczoteczki sonicznej

W2c Optimal White
compact

4 sztuki w opakowaniu

Mały rozmiar

Jedno przyciśnięcie

Funkcja Brush Sync

HX6074/27



Nawet o 100% bielsze zęby w zaledwie tydzień*

Zaawansowane czyszczenie — usuwanie przebarwień i bielsze zęby

Główka szczoteczki W2c Optimal White nadaje się idealnie dla osób, które chcą nie tylko dokładnie wyczyścić zęby, ale również pozbyć się przebarwień, aby uzyskać promienny, bielszy uśmiech. Świetnie sprawdza się również jako sposób na zachowanie jasnego koloru zębów w przerwach między profesjonalnymi zabiegami wybielającymi.

Innovative technology

- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych
- Zaawansowana technologia soniczna Sonicare
- Automatycznie wybiera optymalny program, dając wspaniałe efekty**

Designed to optimize performance


- Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie
- Wymieniaj końcówkę co 3 miesiące

Widocznie bielsze zęby

- Dzięki włóknom w kształcie rombu zęby stają się do 100% bielsze w ciągu 1 tygodnia

Zalety

Białe zęby w krótkim czasie.



Końcówka W2 Optimal White (Bielsze zęby) jest wyposażona w gęsto ułożone włosie w kształcie rombu ze specjalnie zaprojektowanym środkiem główki odpowiedzialnym za usuwanie przebarwień spowodowanych przez jedzenie i napoje. Twój uśmiech stanie się nawet o 100%* bielszy w zaledwie 7 dni.

Parowanie w programie BrushSync™



Dzięki funkcji parowania w programie BrushSync™ osiągniesz najwyższy możliwy poziom czystości**. Główna szczoteczki W2 Optimal White synchronizuje się z wyposażoną w program BrushSync™ rączką Philips Sonicare** oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne wybielanie. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.

Wymiana końcówki szczoteczki



Pamiętaj wymieniaj końcówki co 3 miesiące dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Funkcja BrushSync™ przypomni Ci o zbliżającym się terminie wymiany. Funkcja szczoteczki rejestruje, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby i informuje, gdy nadejdzie czas na wymianę końcówki. Jeśli nie masz funkcji BrushSync™, wystarczy, że będziesz obserwować niebieskie włókna — zmiana koloru na biały świadczy o konieczności wymiany końcówki na nową.

Łatwy montaż




Każda końcówka Philips Sonicare pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem Philips One. Prosty, zatraskowy mechanizm ułatwia wymianę i codzienne czyszczenie końcówki. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.

Technologia Philips Sonicare



Szczoteczki Philips Sonicare, wykonują optymalną liczbę ruchów pulsacyjnych. To połączenie dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną i szerokich ruchów wymiatających – rekomendowanych przez dentystów, które usuwają rozbitą płytkę bakteryjną, przebarwienia i osad. Unikalna kombinacja kształtu włókien oraz ich ruchów sprawia, że wytwarzane są mikrobańki, które docierają do trudno dostępnych miejsc jak przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł.

Pełen komfort psychiczny podczas szczotkowania



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są skuteczne w czyszczeniu, ale i bezpieczne dla zębów i dziąseł. Poddane wszechstronnym i wymagającym testom, gwarantują najwyższą jakość i wyjątkową skuteczność przy każdym szczotkowaniu.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biały

Miękkość włosia: Średni

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski kolor włosia

Wymiary: Mała

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie

Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł, DiamondClean, DiamondClean Smart,

EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

Parowanie w programie BrushSync

Nie nadaje się do: Philips One

Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 4 W2c Optimal White — małe

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego użytkownika

Korzyści dla zdrowia

Zdrowie dziąseł: Pomaga poprawić zdrowie dziąseł

Usuwanie płytki nazębnej: Pomaga usuwać płytkę nazębną

Wybielanie: Usuwanie do 100% więcej przebarwień*, Bielsze zęby w zaledwie tydzień



* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

** Program parowania BrushSync™ jest zgodny tylko z rączkami szczoteczek Philips Sonicare obsługującymi tę funkcję