


Philips Sonicare Cordless  
Power Flosser 3000  
Jet dentaire

Technologie Quad Stream  
La technologie Pulse Wave vous  
guide



HX3806/31

## La technologie Quad Stream réinvente le nettoyage interdentaire

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire\* dans les zones nettoyées

Un nettoyage précis et sans effort entre les dents pour améliorer la santé de vos gencives. La canule Quad Stream unique couvre davantage de surface plus facilement, pour un nettoyage interdentaire des plus efficaces à chaque utilisation.

### Easy and convenient

- Réservoir de 250 ml facile à remplir
- Technique sans effort
- Canule standard pour un nettoyage localisé
- Charge rapide et universelle avec un câble USB-C

### Faster, more effective flossing

- 2 modes de nettoyage interdentaire, 3 intensités
- Nettoyage complet en 60 secondes
- La technologie Pulse Wave vous guide le long des dents
- Technologie Quad Stream pour un nettoyage interdentaire plus rapide et efficace

**PHILIPS**  
sonicare


## Points forts

### Technologie Quad Stream



La canule Quad Stream unique en forme de croix sépare le flux en 4 jets d'eau, qui couvrent davantage de surface entre les dents et au niveau du sillon gingival. Un nettoyage plus rapide et plus poussé, sans fil dentaire.

### Technologie Pulse Wave



Les légères impulsions du jet d'eau en mode Deep Clean vous assistent en vous guidant le long des dents, pour un résultat parfait à chaque fois.


### 2 modes, 3 intensités



Choisissez le nettoyage le mieux adapté à votre sourire. Le mode Clean fournit un débit continu pour un nettoyage quotidien efficace, et les impulsions du mode Deep Clean offrent un nettoyage en profondeur. Le niveau

d'intensité réglable s'adapte pour plus de confort.

### Nettoyage complet en 60 secondes



Accédez aux zones difficiles d'accès grâce à une canule qui tourne à 360 degrés pour vous permettre d'utiliser l'appareil dans n'importe quelle orientation. Offrez-vous un nettoyage poussé à 360° en seulement 60 secondes, du début à la fin.

### Recharge via USB-C



La charge pratique avec un câble USB-C utilise la même connexion que la plupart des téléphones mobiles ou des tablettes. Profitez de 14 jours de nettoyage maximum avec une seule charge.

### Réservoir de 250 ml




Le réservoir de 250 ml contient suffisamment d'eau pour les 60 secondes de nettoyage recommandées. Dévissez-le tout simplement afin de le retirer, ou utilisez l'orifice de remplissage latéral pour le remplir facilement.

### Technique sans effort



Il vous suffit de positionner l'appareil et d'appuyer sur le bouton pour réaliser un nettoyage interdentaire plus efficace. Dirigez la canule entre vos dents et le long des gencives : elle se charge du reste !

### Canule standard pour un nettoyage localisé



Une canule standard à jet unique augmente la pression pour le nettoyage localisé et l'élimination des résidus alimentaires lorsque vous en avez besoin.

# Caractéristiques

## Alimentation

- Tension: Chargeur multi-tension

## Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

## Facile d'utilisation

- Manche: Design ergonomique ultracompact
- Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement

## Performances

- Nettoyage: Nettoie entièrement la bouche en 60 à 90 secondes

## Accessoires inclus

- Power Flosser sans fil: 1

- Canule F1 Standard: 1
- Canule F3 Quad Stream: 1
- Housse de transport: 1
- Câble de recharge USB: 1
- Adaptateur secteur USB: 1

## Modes

- Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
- Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur
- Intensités: 3

## Bénéfices santé

- Élimination de la plaque dentaire: Élimine jusqu'à 99 % de la plaque dans les zones nettoyées\*

## Design et finition

- Couleur: Blanche



Date de publication  
2023-12-10

Version: 14.8.2

EAN: 87 10103 99178 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dans une étude in vitro. Les résultats réels peuvent différer.