

# PHILIPS

## sonicare

Standartinės „Sonic“  
dantų šepetėlio galvutės

W Optimal White

4 vienetai

Standartinis dydis

Įstatoma

„BrushSync“ režimas-poravimas

HX6064/11



## Iki 100 % baltesni dantys vos per vieną savaitę\*

Pažangus valymas pašalinant dėmes, kad dantys būtų baltesni

Dantų šepetėlio galvutė „W2 Optimal White“ skirta tiems, kurie nori ne tik kruopščiai valyti dantis, bet ir pašalinti paviršines dėmes bei džiaugetis akinančia, baltesne šypsena. Ši šepetėlio galvutė puikiai tiks norint palaikyti dantų baltumą tarp profesionalių dantų balinimo procedūrų.

### **Innovative technology**

- Automatiškai parenkamas optimalus režimas geriausiems rezultatams pasiekti\*\*
- Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“

### **Designed to optimize performance**

- Išbandyta, kad patenkintų burnos sveikatos poreikius
- Įstatoma galvutė, kad galėtumėte lengvai pakeisti
- Visada žinokite, kada laikas keisti. Visada valykitės veiksmingai.

### **Išskirtinai baltesniems dantims**

- Naudojant deimanto forma suformuotus šerelius dantys taps 100 % baltesni per 1 savaitę

### **Išskirtinei dantų ir dantenų priežiūrai**

- Pašalina iki 7 k. daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis


## Ypatybės

### Atsisveikinkite su apnašomis



Tankūs, geros kokybės šereliai pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis.

### Baltesni dantys, greitai



„DiamondClean“ dėmių šalinimo zona, iš tankių, deimanto forma suformuotų šerelių, pašalina nuo gėrimų ir maisto atsiradusias paviršines dėmes. Pastebėsite, kad šypsena taps iki 100 %\* baltesnė vos per 7 dienas.

### Keičiamos šepetėlio galvutės



Po 3 naudojimo mėnesių šepetėlių galvutės valo nebe taip veiksmingai. Naudojant „BrushSync™“ jums bus apie tai priminta

anksčiau, nei taip nutiks. Išmanusis dantų šepetėlis seks, kaip dažnai ir kaip stipriai valotės šepetėliu, ir praneš, kai ateis laikas pakeisti galvutę. Neturite išmaniojo dantų šepetėlio „Philips Sonicare“? Tiesiog stebėkite mėlynus šerelius, kai jie taps balti, laikas šepetėlio galvutę pakeisti nauja.

### Valymasis šepetėliu nesijaudinant



Visos šepetėlių galvutės „Philips Sonicare“ saugiai ir švelniai valo dantis ir dantenas. Bandymų metu kiekviena šepetėlio galvutė išbandoma jos tempu, kad būtų užtikrinta, jog kaskart valant galvutės yra patvarios ir valo išskirtinai gerai.

### „Philips Sonicare“ technologija



Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“ veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų išskirtinai švarūs.

### Lengvai įstatoma



Šepetėlio galvutė „DiamondClean“ puikiai tiks bet kuriai dantų šepetėlio rankenai „Philips Sonicare“, išskyrus „Philips One“ ir „Essence“. Tiesiog įstatykite ir nuimkite; jas lengva keisti ir lengva su jomis valyti dantis.

### „BrushSync™“ režimas-poravimas



Visada išsivalysite kiek įmanoma geriausiai su mūsų „BrushSync™“ režimo-poravimo funkcija\*\*. Šepetėlio galvutė „Philips Sonicare W2 Optimal White“ sinchronizuojasi su dantų šepetėlio rankena „Philips Sonicare“, kurioje veikia „BrushSync™“\*\*\*, parenkamas optimalus valymo šepetėliu režimas ir intensyvumo lygis, kad dantenų priežiūra būtų išskirtinė. Jums reikia pradėti valyti.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

**Spalva:** Juoda

**Standūs šereliai:** Vidutinis

**Primenantys šereliai:** Blunkanti mėlyna šerelių spalva

**Dydis:** Įprastas

## Suderinamumas

**Šepetėlio galvutės sistema:** Įstatoma

**Tinka šiems modeliams:** 2 serija – apnašų kontrolė, 2 serija – apsauga nuo apnašų, 3 serija – sveikos dantenos, „DiamondClean“, „DiamondClean Smart“, „EasyClean“, „Essence+“, „FlexCare“, „FlexCare Platinum“,

„FlexCare Platinum Connected“, „FlexCare+“, vaikams, „HealthyWhite“, „HealthyWhite+“, „PowerUp“, „ProtectiveClean“, 1100 serija, 2100 serija, 3100 serija, „Prestige 9900“, „DiamondClean 9000“

**„BrushSync“ režimas–poravimas**

**Netinka:** „Philips One“

## Pridėti priedai

**Šepetėlių galvutės:** 4 „W2 Optimal White“

## Kokybė ir funkcionalumas

**Pakeitimas:** Kas 3 mėnesius

**Patikrintas,:** kad būtų naudojamas optimaliau

## Nauda sveikatai

**Dantenu sveikata:** Padeda pagerinti dantenu higieną

**Apnašų pašalinimas:** Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų\*

**Balinimas:** Per savaitę baltesni dantys

