

PHILIPS

sonicare

„Sonic“ elektrinis
dantų šepetėlis

ProtectiveClean
4300

Integruotas spaudimo jutiklis

1 valymo režimas

1 „BrushSync“ funkcija

Kelioninis dėklas



HX6800/35



Švaresni dantys. Švelnus valymas.

Pašalinama iki 7 kartų daugiau apnašų nei valant rankiniu dantų šepetėliu

Pajuskite švelnaus valymo skirtumą dėl integruoto spaudimo jutiklio. Pašalinama iki 7 kartų daugiau apnašų nei valant rankiniu dantų šepetėliu.

Proven to improve oral health

- Pašalinkite iki 7 kartų daugiau apnašų su mūsų „InterCare“ šepetėlio galvute*
- Saugiai ir švelniai valo jautrias vietas, tinka naudoti ortodontinio gydymo metu

Designed around you

- Lengvos pradžios programa
- Skatinimas valyti kruopščiai
- Keliaukite lengviau

Innovative technology

- Praneša, jei spaudžiate per stipriai
- Visada žinokite, kada reikia keisti šepetėlio galvutes
- Sujungia šepetėlio rankenėlę ir išmaniąsias šepetėlio galvutes
- Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“


Ypatybės

Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų



Uždėkite mūsų „InterCare“ šepetėlio galvutę, kad dantenos taptų sveikesnės vos per 2 savaites. Itin ilgi šereliai lengviau pašalina daugiau apnašų sunkiai pasiekiamose vietose ir tarpdančiuose, kad dantenos būtų sveikos.

Stebi spaudimą valymo metu



Per stipriai valydami dantis galite pažeisti dantis ir dantenas. Norint to išvengti, „Philips Sonicare ProtectiveClean“ skleidžia švelnų pulsuojantį garsą, kad įspėtų, jog spaudžiate per stipriai.

Saugiai ir švelniai



Galite būti tikri, kad valysite dantis saugiai: mūsų technologija „Sonic“ tinkama naudoti dėvint kabes, karūnėles, turint plombų ir dantų su karūnėlėmis, ją galima naudoti siekiant išvengti dantų gedimo ir kasdienei dantenu sveikatai gerinti.

„Philips Sonicare“ technologija



Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“ veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų išskirtinai švarūs.

„BrushSync“ šepetėlio galvutės keitimo priminimas



Visos šepetėlio galvutės bėgant laikui nusidėvi. Tačiau mūsų technologija „BrushSync“ stebi, kiek laiko naudojote šepetėlio galvutę ir kaip stipriai valėte dantis. Kai ateis laikas ją pakeisti, apie tai perspės ant rankenos esanti lemputė ir trumpas pyptelėjimas. Taip būsite tikri, kad šepetėlio galvutė valo efektyviai.

Naudingi laikmačiai



Reikalingas elektrinis dantų šepetėlis su laikmačiu? Mūsų „QuadPacer“ perspėja, kai praėina pakankamai laiko valant kiekvieną burnos dalį, o „Smartimer“ praneša praėjus dviem rekomenduojamoms valymo minutėms.

Technologija „BrushSync“



Technologija su integruotu lustu aptinka ir sinchronizuoja išmaniąją šepetėlio galvutę su rankenėle. Išmanioji šepetėlio rankena ir išmaniosios šepetėlio galvutės kartu yra galingas derinys, dėl kurio veikia išmanieji keitimo priminimai.

Lengvai priraskite prie naujojo režimo



Pradedant ką nors naujo gali reikėti prie to pasirasti. Mūsų lengvos pradžios programa leidžia palaipsniui, švelniai didinti valymo šepetėliu galingumą per pirmus 14 valyvos naujuoju dantų šepetėliu kartų.

Patogus kelioninis dėklas ir kroviklis



Mūsų kelioniniame dėkle „premium“ higieniškai laikykite dantų šepetėlį, o su mūsų kompaktišku įkrovimo pagrindu įkraukite keliaudami. Vieną kartą iki galo įkrovę galite įprastai naudoti dvi savaites, tad galėsite nesukti galvos net ir keliaudami.

Specifikacijos

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): 14 dienų**

Baterijos tipas: Ličio jonų

Dizainas ir apdaila

Spalva: Juoda, Pastelinė rožinė

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Baterijos indikatorius: Indikatorius parodo baterijos įkrovą

Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Pridėti priedai

Įkroviklis: 1

Rankenėlė: 2 „ProtectiveClean“

Šepetėlių galvutės: 2 „InterCare“

Kelioninis dėklas: 2

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

Nauda sveikatai: Pagerina dantenų sveikatą vos per dvi savaites, Padeda sumažinti ertmių

„Performance“: Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų*

Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmartTimer“ laikmačiai

Atsakomoji reakcija į spaudimą: Naudotojas įspėjamas rankenėlės vibravimu

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

2 intensyvumai: Žemas, Aukštas

Išmanioji jutiklinė technologija

„BrushSync“ keitimo priminimas: Visada žinokite, kada, keisti šepetėlio galvutes

Spaudimo jutiklis: Įspėja, kai valoma per stipriai

