




Philips Sonicare  
„AirFloss Pro/Ultra“ –  
tarpdančių valymo  
prietaisas

su 4500 „ProtectiveClean“  
rankena  
1 antgalis  
1 šepetėlio galvutė



HX8424/30

## Užtikrintai sveikesnės dantenos per 2 savaites\*

Sukurta nenuosekliai naudojantiems tarpdančių siūlą

Nenuosekliai naudojantiems tarpdančių siūlą „AirFloss Pro/Ultra“\*\*\*\*\* antgalis – lengviausias būdas veiksmingai išvalyti tarpdančius. „AirFloss Pro/Ultra“ gali būti naudojamas su burnos skalavimo skysčiu arba vandeniu; klinikiniais tyrimais įrodyta, kad jis veiksmingai išvalo tarpdančius ir pagerina dantenu sveikatą.\*\*

### Improves oral health

- Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad tai taip pat veiksminga kaip ir tarpdančių siūlas, o jūs galėsite džiaugtis sveikomis dantenomis\*\*
- Pašalina iki 99,9 % apnašų\*\*\*
- Padeda išvengti ertmių tarpdantėse

### Optimize your brushing

- Sujungia išmaniąją šepetėlio rankeną ir išmaniąsias šepetėlio galvutes
- „Clean“ ir „White“ režimas

### Superior technology

- Oro ir mikrolašelių technologija
- Efektyvus antgalis
- Pritaikomi trijų pliūpsnių nustatymai

### The easiest way to effectively clean between teeth

- Lengvas būdas išsiugdyti sveiką įprotį

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Ypatybės

### Sveikesnės dantenos



Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad naudojant „Philips Sonicare AirFloss Ultra“ dantenos yra sveikesnės, kaip ir naudojant tarpdančių siūlą.\*\* Sveikesnės dantenos per dvi savaites.

### Pašalina iki 99,9 % apnašų




„AirFloss Ultra“ gydomose zonose pašalina iki 99,9 % apnašų.\*\*\*

### Padeda išvengti ertmių




Su „Philips Sonicare AirFloss Ultra“ antgaliu švelniai išvalysite apnašas, kurių nepasiekėte šepetėliu, todėl tarpdančiuose nesiformuos ertmės.

### Mikrolašelių technologija




Kliniškai patvirtinti rezultatai gauti pritaikius unikalią technologiją, kai naudojant orą ir burnos skalavimo skystį arba vandenį švelniai išvalomi tarpdančiai ir sritis prie dantenu.

### Efektyvus antgalis



Naujasis „AirFloss Ultra“ antgalis valo dar stipresniu oro ir mikrolašelių srautu, todėl jis yra itin efektyvus ir ekonomiškąs.

### Trijų pliūpsnių pritaikymas



„AirFloss Ultra“ antgalio purškimo galingumą galite reguliuoti taip, kaip jums patinka. Galite rinktis, kad spustelėjus įjungimo mygtuką būtų purškiama vieną, du arba tris kartus.

### Išvalo vos per 60 sekundžių



Naudodami „AirFloss Ultra“ visą burną išvalysite greičiau nei per 60 sekundžių. Pasirinkite purškimo dažnumą (vienas, du arba trys) ir laikykite nuspauštą įjungimo mygtuką, jei norite naudoti nuolatinio automatinio pliūpsnio funkciją, arba nuspauskite ir atleiskite, jei norite naudoti rankinio pliūpsnio režimą.

### Gaiva ir švara naudojant burnos skalavimo skystį



Pripildykite rezervuarą burnos skalavimo skysčio arba vandens, nukreipkite į norimą vietą ir spauskite mygtuką. Naudokite burnos skalavimo skystį, jei norite jausti gaivą ir sunaikinti mikrobus.

### Išsiugdykite sveiką įprotį



Interproksimalinis valymas labai svarbus visos burnos sveikatai. Naudodami „AirFloss“ lengvai išvalysite giliose tarpdantėse esančias sritis ir išsiugdysite sveiką įprotį.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Baltos spalvos su pilkais akcentais, Balta ir šviesiai mėlyna

## Maitinimas

- Įtampa: Kelių įtampų kroviklis

## Techniniai duomenys

- Baterija: Pakartotinai įkraunama
- Baterijos tipas: Ličio jonų
- Įkrovimo laikas: Visiškai įkraunama per 24 val.

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2-jų metų ribota garantija

## Lengva naudoti

- Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas
- Baterijos indikatorius: Rankenos LED rodo įkrovimo lygį
- Antgalio priedas: Lengva uždėti ir nuimti
- Baterijos naudojimo laikas: 1–3 savaitės\*\*\*\*\*

## Pridėti priedai

- Rankenėlė: 1 „ProtectiveClean“
- Įkroviklis: 1
- Šepetėlių galvutės: 1 „W2 Optimal White“

- Rankena „AirFloss Ultra“: 1
- Antgalis „AirFloss Ultra“: 1

## Valymo veiksmingumas

- Nauda sveikatai: Visą burną išvalysite per 60 sekundžių, Pagerinkite dantenu sveikatą per 2 savaites\*
- „Performance“: Pašalina iki 99,9 % apnašų\*\*
- Klinikiniais tyrimais patvirtinti rezultatai: Toks pat veiksmingas, kaip ir tarpdančių siūlas, sveikesnės dantenos, mažiau apnašų, mažiau kraujuojančios dantenos
- Tinkinami nustatymai: Automatinis arba rankinis įpurškimas, Vienas / dvigubas / trigubas įpurškimas\*\*\*
- Geriausiems rezultatams: Keiskite antgalį kas 6 mėnesius

## Režimai

- „Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien
- Balta: Pašalina paviršines dėmes

## Išmanioji jutiklinė technologija

- „BrushSync“ keitimo priminimas: Visada žinokite, kada, keisti šepetėlio galvutes



Išleidimo data 2021-12-28

Versija: 3.3.1

© 2021 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* arba sugrąžinsime pinigus

\*\* \* pacientai, turintys nedidelį arba vidutinį dantenu uždegimą, naudojo kartu su įprastu dantų šepetėliu ir antibakteriniu burnos skalavimo skysčiu; „AirFloss“ skirtas žmonėms, kurie tarpdančius valo nereguliariai, įprasti prie kasdienės tarpdančių valymo procedūros. Daugiau informacijos rasite palaikymo skirtuke, klausimuose ir atsakymuose.

\*\*\* Iš gydytų vietų: tyrimas atliktas laboratorijoje, individualūs rezultatai gali skirtis

\*\*\*\* „AirFloss Ultra“ ir „Pro“ yra tie patys gaminiai, tačiau gali būti skirtingai vadinami atsižvelgiant į šalį ar informacijos kanalą.

\*\*\*\*\* priklausomai nuo naudojamo įpurškimo nustatymo