

PHILIPS

sonicare

Końcówki Usuwanie
Płytki Nazębnej

C3 Premium Plaque Defence

Do 10x mniej płytki bakteryjnej

Do 4x większy kontakt
powierzchni czyszczącej

Elastyczne boki dostosowują się
do dziąseł

2 sztuki w opakowaniu

HX9042/17



Końcówka do walki z płytką bakteryjną

Do 10x mniej płytki bakteryjnej*

Końcówka szczoteczki C3 Premium Plaque Defence (Usuwanie Płytki Nazębnej) usuwa do 10x więcej płytki bakteryjnej niż szczoteczka manualna*. Końcówka dostosowuje się do kształtu zębów i dziąseł, dzięki zastosowaniu miękkich i elastycznych elementów bocznych, które zwiększają powierzchnię kontaktu z zębami 4-krotnie**, by łatwo usunąć płytkę bakteryjną, nawet w trudnodostępnych miejscach.

Innovative technology

- Zaawansowana technologia soniczna Sonicare
- Automatycznie wybiera optymalny program

Designed to optimize performance

- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych
- Zawsze skuteczne czyszczenie z Philips Sonicare
- Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie końcówki

Philips Sonicare's deep clean


- 4-krotnie większa powierzchnia kontaktu** ułatwia czyszczenie

For exceptional plaque removal

- Usuwa do 10x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna


Zalety

Zapomnij o płytce nazębnej




Dzięki elastycznej konstrukcji końcówka Usuwanie Płytki Nazębnej (Plaque Defence) usuwa do 10x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna*. Miękkie, gumowane i elastyczne boki, wykonują optymalną liczbę ruchów co pozwala uzyskać jeszcze większą moc sonicznego czyszczenia, gdzie mikrobąbelki wnikają również w trudno dostępne miejsca.

Dopasowująca się technologia czyszczenia



Włókna dopasowują się do kształtu zębów i dziąseł, zapewniając nawet 4-krotnie większy kontakt z powierzchnią czyszczącą niż w przypadku innej główki szczoteczki** oraz amortyzuje nadmierny nacisk podczas szczotkowania, co pozwala na głębsze czyszczenie nawet trudno dostępnych miejsc.

Parowanie w programie BrushSync™



Dzięki unikalnej technologii parowania końcówki BrushSync™, główka szczoteczki Philips Sonicare C3 Plaque Defence (Usuwanie

Płytki Nazębnej) synchronizuje się z wyposażoną w funkcję BrushSync™ rączką Philips Sonicare oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne usuwanie płytki bakteryjnej. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.

Technologia Philips Sonicare



Szczoteczki Philips Sonicare, wykonują optymalną liczbę ruchów pulsacyjnych. To połączenie dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną i szerokich ruchów wymiatających – rekomendowanych przez dentystów, które usuwają rozbitą płytkę bakteryjną, przebarwienia i osad. Unikalna kombinacja kształtu włókien oraz ich ruchów sprawia, że wytwarzane są mikrobąbelki, które docierają do trudno dostępnych miejsc jak przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł.

Przypomnienie o wymianie główki szczoteczki



Pamiętaj wymieniaj końcówki co 3 miesiące dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Funkcja BrushSync™ przypomni Ci o zbliżającym się terminie wymiany. Funkcja szczoteczki rejestruje, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby i informuje, gdy nadejdzie czas na wymianę końcówki. Jeśli nie masz funkcji BrushSync™,

wystarczy, że będziesz obserwować niebieskie włókna — zmiana koloru na biały świadczy o konieczności wymiany końcówki na nową.

Pelen komfort psychiczny podczas szczotkowania



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są skuteczne w czyszczeniu, ale i bezpieczne dla zębów i dziąseł. Poddane wszechstronnym i wymagającym testom, gwarantują najwyższą jakość i wyjątkową skuteczność przy każdym szczotkowaniu.

Łatwy montaż



Końcówka C3 Plaque Defence (Usuwanie Płytki Nazębnej) pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem Philips One. Prosty montaż ułatwia wymianę i codzienne czyszczenie. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosia: Średnio miękka

Kolor: Biały

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski kolor włosia

Materiał końcówki szczoteczki: Miękkie elastyczne brzegi

Wymiary: Standardowa

Inteligentne rozpoznawanie końcówki

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie

Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean, Seria 1100, Seria 2100, Seria 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000

Nie nadaje się do: Philips One

Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 2 C3 Premium Plaque Defence

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego użytkowania

Korzyści dla zdrowia

Usuwanie płytki nazębnej: Usuwa 10 razy więcej płytki nazębnej*

