

PHILIPS

sonicare

Testine standard per
spazzolino sonico

W2 Optimal White

Confezione da 8

Misura standard

Ad aggancio

Associazione con modalità
BrushSync

HX6068/13



Denti più bianchi fino al 100% in appena una settimana*

Pulizia avanzata per denti bianchi, senza macchie

La testina W2 Optimal White è perfetta per chi desidera una pulizia profonda, per denti bianchi e senza macchie e un sorriso radioso. La testina è ideale anche per mantenere la luminosità ottenuta fra un trattamento sbiancante professionale e l'altro

Tecnologia innovativa

- Seleziona automaticamente la modalità ottimale per risultati eccezionali**
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare

Progettato per ottimizzare le prestazioni

- Testate per soddisfare la tua igiene orale
- Design ad aggancio per una facile sostituzione della testina
- Sostituisci le testine quando serve, e ottieni una pulizia ad alte prestazioni. Sempre.

Per denti eccezionalmente bianchi

- Le setole a diamante ti regalano denti fino al 100% più bianchi in 1 settimana

Per una cura eccezionale di denti e gengive

- Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale


In evidenza

Puoi dire addio alla placca



Le innumerevoli setole di alta qualità rimuovono fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

Denti bianchi in poco tempo



Le innumerevoli setole disposte a forma di diamante di DiamondClean sono in grado di rimuovere le macchie dovute a cibi e bevande. Un sorriso più bianco fino al 100%*, in soli 7 giorni.

Associazione con modalità BrushSync™



Otterrai sempre la migliore pulizia possibile con la funzione di associazione BrushSync™**. La testina Philips Sonicare W2 Optimal White si

sincronizza con il manico dello spazzolino Philips Sonicare dotato di BrushSync™**, selezionando la modalità e il livello di intensità ottimali per un'eccezionale cura delle gengive. Tu devi solo iniziare a spazzolare.

Sostituzione testine



Le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo, ma BrushSync™ ti ricorderà di sostituirle per tempo. Il tuo spazzolino intelligente monitora per quanto tempo e con quale intensità utilizzi una testina e ti avvisa quando è arrivato il momento di sostituirla. Non hai uno spazzolino Philips Sonicare intelligente? Ti basta controllare le setole blu: quando diventano bianche è il momento di sostituire la testina.

Pulizia con la massima tranquillità



Tutte le testine Philips Sonicare sono sicure e delicate su denti e gengive. Durante i test, tutte le testine vengono messe a dura prova per garantire prestazioni eccezionali e durata ogni volta che le utilizzi.

Tecnologia Philips Sonicare



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Inserimento facile ad aggancio



La testina DiamondClean si adatta perfettamente a tutte le impugnature di spazzolini Philips Sonicare, eccetto Philips One ed Essence. Basta agganciarla e sganciarla per una facile sostituzione e pulizia.

Specifiche

Consumer Trade Item

Height: 22.1 cm

Width: 6 cm

Length: 4.4 cm

Net weight: 0.061 Kg

Gross weight: 0.084 Kg

GTIN: 8710103860341

Country of origin: AT

Harmonized system code: 96032100

Scatola esterna

Height: 7.7 cm

Width: 22 cm

Length: 23 cm

Net weight: 0.305 Kg

Gross weight: 0.536 Kg

GTIN: 18710103860348

Aspetto e rifiniture

Colore: Black

Consistenza rigida delle setole: Media

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Misura: Standard

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 2 Plaque Defence, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean,

Serie 1100, Serie 2100, Serie 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000

Associazione con modalità BrushSync

Accessori inclusi

Testine: 8 standard W2 Optimal White

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

Benefici per la salute

Rimozione della placca: Rimuove fino a 7 volte più placca*

Salute delle gengive: Per migliorare le condizioni delle gengive

Sbiancamento: Denti più bianchi in una sola settimana

