

PHILIPS

Электрическая
звуковая зубная щетка

Philips Sonicare
ExpertClean 7500

Удобное приложение для чистки
зубов****

Встроенный датчик давления

Распознавание чистящей насадки

4 режима, 3 уровня интенсивности



HX9691/02



Все, что вам нужно для здоровья полости рта

Удаляет в 10 раз больше налета*

Правильно ухаживать за полостью рта довольно тяжело. ExpertClean поможет вам с уходом между приемами у стоматолога. Интеллектуальные датчики помогут добиться идеального давления на щетку, а отчеты в приложении позволят придерживаться привычного режима чистки.

Оцените стильный и удобный дизайн

- Простая зарядка и стильный дизайн
- Комфорт в поездке

Здоровье полости рта у пользователей ExpertClean улучшилось

- Глубокая очистка и защита чувствительных десен
- Состояние десен в 7 раз лучше* всего за 2 недели
- Удаляет в 10 раз больше налета* для тщательной чистки
- Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами

Позвольте ExpertClean адаптироваться под ваши потребности


- Персонализированная чистка зубов
- Уведомляет о чрезмерном давлении на щетку
- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку
- BrushSync автоматически выбирает для вас оптимальный режим

Придерживайтесь режима с индивидуальными рекомендациями

- Руководства для новичков и создание здоровых привычек


Особенности

Удаляет до 10 раз больше налета*



Будьте уверены в тщательной чистке зубов с удаляющей налет чистящей насадкой C3 Premium Plaque Defence для электрической зубной щетки. Мягкие и гибкие щетинки повторяют контуры ваших зубов, обеспечивая в 4 раза более тесный контакт** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах.

Состояние десен в 7 раз лучше*



Сделайте акцент на здоровье десен с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Небольшой размер и щетинки для ухода за линией десен делают ее идеальным решением для поддержания здоровья десен. У использующих эту насадку людей количество воспалений десен уменьшается до 100 %, а десны становятся до 7 раз более здоровыми всего за 2 недели*.

C3 Premium Plaque Defence



Чистящая насадка C3 Premium Plaque Defence создана для тщательного ухода за полостью рта. Мягкая боковая часть и гибкие щетинки идеально


повторяют контуры зубов, обеспечивая до 4 раз более тесный контакт и помогая удалять налет в труднодоступных местах**.

Чистящая насадка G3 Premium Gum Care



Чистящая насадка G3 Premium Gum Care создана для ухода за здоровьем десен. Небольшой размер и специальные щетинки для десен позволяют бережно и эффективно чистить зубы в районе линии десен, в котором обычно начинается воспаление.

Отчет о сеансе



ExpertClean дает вам рекомендации по созданию и поддержанию здоровых привычек между приемами у стоматолога. Встроенные интеллектуальные датчики оповещают о чрезмерном давлении на щетку, а при подключении к приложению Sonicare отчет о сеансе позволяет следовать верному курсу и отслеживать ваш прогресс.


4 режима, 3 уровня интенсивности



ExpertClean располагает рядом режимов — Clean (Чистка), White+ (Осветление+), Gum Health (Здоровье десен) и Deep Clean+ (Глубокая чистка+)

— которые помогут вам эффективнее чистить зубы. Режим Clean (Чистка) подходит для качественной ежедневной чистки зубов, White+ (Осветление+) — для удаления потемнений, Gum Health (Здоровье десен) обеспечивает бережную и эффективную чистку десен, а Deep Clean+ (Глубокая чистка+) подходит для максимально тщательной чистки. Три настройки интенсивности позволяют выбирать между высоким уровнем для тщательной чистки и низким уровнем для более чувствительных зубов.

Встроенный датчик давления



ExpertClean регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При слишком сильном нажатии на зубы эта умная зубная щетка издаст звуковой сигнал. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.

Распознавание чистящей насадки



Интеллектуальные чистящие насадки обеспечивают оптимальный выбор режима и уровня интенсивности для максимально эффективной чистки. К примеру, вы используете чистящую насадку G3 Premium Gum Care. Технология ExpertClean BrushSync автоматически синхронизирует чистящую насадку с режимом Gum Health (Здоровье десен) для эффективной чистки ваших десен.

Характеристики

Подключения

Беспроводная технология Bluetooth®: Обучающее приложение

Мощность

Напряжение: 110–220 В

Технические характеристики

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 14 дней***

Батарея: Перезарядка

Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Белый и золотой

Обслуживание

Гарантия: Ограниченная гарантия сроком на 2 года

Совместимость

Совместимость с ОС Android: Телефоны на базе ОС Android, Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0

Совместимость с ОС iOS: iPad 3-го или более высокого поколения, iPhone 4S или более поздней версии, с iOS7 или более поздней версией, с операционной системой версии iOS7

Удобство использования

Совместимость ручки: Удобные съемные насадки

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Индикатор замены: Для наилучших результатов, в качестве напоминания загорается значок

В комплекте

Дорожный футляр: Дорожный зарядный чехол с USB

Зарядное устройство: 1

Насадки: C3 Premium Plaque Control, 1 шт., G3 Premium Gum Care, 1 шт.

Ручка: 1 ExpertClean

Качество чистки

Высокое качество: Удаляет до 10 раз больше налета*

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Польза для здоровья: Состояние десен в 7 раз лучше*

Таймер: BrushPacer и SmartTimer

Оценка силы нажатия: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

Режимы

3 уровня интенсивности: Низкий, Средняя, Высокий

Deep Clean+ (Глубокая чистка+): Обеспечивает максимально тщательную чистку

Gum Health: Обеспечивает бережную и эффективную чистку десен

White+ (Осветление+): Для удаления потемнений

Режим чистки: Для ежедневной тщательной чистки

Функция подключения BrushSync

C3 Premium Plaque Control: Синхронизация с режимом Clean (Чистка)

G3 Premium Gum Care: Сопряжение с режимом Gum Health (Здоровые десны)

Технология интеллектуального датчика

Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

BrushSync: напоминания о замене: Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

Технология BrushSync: Синхронизация зубной щетки и, чистящих насадок

Поддержка ПО

Обновления ПО: Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.



* по сравнению с обычной зубной щеткой

** по сравнению с DiamondClean

*** при использовании дважды в день в течение двух минут

**** Мобильное приложение Philips Sonicare поддерживается на территории Российской Федерации. Поддержка мобильного приложения на территории Республики Казахстан и Республики Беларусь не осуществляется.