

Philips Sonicare
AirFloss Pro/Ultra –
diffusion

1 buse



HX8481/03

Triple action pour une meilleure santé des gencives

Efficacité pour ceux qui n'utilisent pas toujours la soie dentaire

Pour les personnes utilisant de la soie dentaire de façon irrégulière, le AirFloss Pro/Ultra**** est la façon la plus simple de nettoyer les zones interdentaires. Le AirFloss Pro/Ultra peut être utilisé avec du rince-bouche ou de l'eau et des essais cliniques ont démontré qu'il est aussi efficace que la soie dentaire pour la santé des gencives.**

Améliore la santé bucco-dentaire des patients

- Des études cliniques ont prouvé une efficacité équivalente au fil dentaire pour la santé des gencives.**
- Aide à réduire les caries dans les espaces interdentaires
- Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***

Technologie avancée

- Canule haute performance
- Technologie qui allie air et micro-gouttelettes
- Personnalisation triple jet


Nettoie simplement et efficacement les espaces interdentaires

- Nettoie en 60 secondes seulement : visez, appuyez, nettoyez
- Une bouche fraîche et propre avec du bain de bouche
- Pour prendre facilement de bonnes habitudes

PHILIPS
sonicare


Caractéristiques

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire




AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.**

Technologie de micro-gouttelettes



Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.

Prenez facilement de bonnes habitudes



Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. Facile à utiliser, l'appareil AirFloss Ultra permet de prendre de bonnes habitudes.

Des gencives plus saines



Il est cliniquement prouvé que l'AirFloss Ultra de Philips Sonicare améliore la santé des gencives autant que le fil dentaire.** Des gencives plus saines en seulement deux semaines.

Nettoie en 60 secondes seulement



Avec AirFloss Ultra, les patients nettoient la totalité de leur bouche en moins de 60 secondes par jour. Il leur suffit de sélectionner la fréquence du jet (simple, double ou triple) et de maintenir le bouton d'activation enfoncé pour des jets continus automatiques, ou d'appuyer ponctuellement sur ce bouton pour le mode de jet manuel.

Aide à éviter les caries entre les dents



En éliminant en douceur la plaque dentaire que le brossage n'a pas pu enlever, l'appareil Philips Sonicare AirFloss Ultra empêche que des

caries ne se forment entre les dents de votre patient.

Canule haute performance




La nouvelle canule haute performance AirFloss Ultra amplifie la puissance de notre technologie qui allie air et micro-gouttelettes, pour une efficacité inégalée.

Personnalisation triple jet



Personnalisez le puissant jet de votre AirFloss Ultra selon les préférences de vos patients, en optant pour des jets simples, doubles ou triples à chaque fois que vous appuyez sur le bouton d'activation.

Une bouche fraîche et propre avec du bain de bouche



Utilisation avec du bain de bouche pour une fraîcheur exceptionnelle et une action antimicrobienne.

Spécifications

Alimentation

- Tension: Chargeur multitenion

Spécificités techniques

- Batterie: Rechargeable
- Type de batterie: Lithium ION
- Temps de charge: Charge complète en 24 heures

Design et finition

- Couleur: Noire

Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

- Manche: Design ergonomique ultracompact
- Indicateur d'autonomie: LED sur le manche indiquant le niveau de charge
- Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement
- Autonomie de la batterie: 1 à 3 semaines*****

Accessoires inclus

- Chargeur: 1
- Manche AirFloss Ultra: 1
- Canule AirFloss Ultra: 1

Performances de brossage

- Bénéfices santé: Nettoie entièrement la bouche en 60 secondes, Des gencives plus saines en 2 semaines*
- Performances: Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire**
- Résultats cliniquement prouvés: Aussi efficace que le fil dentaire, pour des gencives plus saines, pour une réduction de la plaque dentaire, pour réduire le saignement des gencives
- Réglages personnalisables: Auto-burst ou jet manuel, Jet simple/double/triple***
- Pour des résultats optimaux: Remplacer la canule tous les 6 mois



Date de publication
2023-12-19

Version: 2.2.3

UPC: 0 75020 08179 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* **En complément d'une brosse à dents manuelle et d'un rinçage-bouche antimicrobien chez des patients atteints de gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider à adopter une routine de nettoyage quotidienne chez les utilisateurs peu fréquents de soie dentaire. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre foire aux questions à l'adresse www.philips.com/airfloss/faq.
* ** Dans les zones traitées; en étude de laboratoire, les résultats réels dans la bouche peuvent varier
* ** *AirFloss Ultra et Pro sont les mêmes produits mais peuvent être nommés différemment selon le pays et le canal.
* ** * ** en fonction du réglage de jet utilisé