



Philips Sonicare AirFloss  
Fill&Charge-station

Automatisch vullen en opladen

Vult in minder dan 10 seconden  
Tot 2 weken mondwater  
25% kleiner dan monddouche\*



HX8460/01

## Altijd klaar om te vertrekken

Werkt met alle AirFloss-handvatten

AirFloss is nu nog gebruiksvriendelijker. Het vul- en oplaadstation vult uw handvat automatisch en houdt het opgeladen, zodat het altijd klaar is voor gebruik. Wachten is niet meer nodig: onmiddellijk klaar voor een ononderbroken mondverzorgingsroutine.

### De makkelijkste manier voor effectieve reiniging tussen de tanden

- Vult automatisch in minder dan 10 seconden
- Houdt uw handvat opgeladen
- Het reservoir is groot genoeg voor 2 weken mondwater

### Designed to fit your lifestyle

- 25% kleiner dan monddouche\*
- Onderweg opladen

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Fill&Charge-station

Automatisch vullen en opladen Vult in minder dan 10 seconden, Tot 2 weken mondwater, 25% kleiner dan monddouche\*

# Specificaties

### Ontwerp en afwerking

- Kleur: Wit met grijze accenten

### Compatibiliteit

- Handvatten van elektrische tandenborstels: EasyClean, 3-serie, FlexCare, FlexCare+, FlexCare Platinum, HealthyWhite, HealthyWhite+

### Meegeleverde artikelen

- Docking station: 1 oplader voor verschillende voltages
- Fill&Charge-station: 1
- Extra klepje voor AirFloss: 1
- Extra klepje voor AirFloss Ultra: 1

HX8460/01

# Kenmerken

### Vult in minder dan 10 seconden



Wanneer u uw handvat op het station plaatst, vult het vul- en oplaadstation het handvat snel met mondwater. Geen gedoe meer met flessen en geen zorgen meer over morsen.

### Tot 2 weken mondwater

Niet meer dagelijks opruimen van gemorste vloeistof uit een fles, geen zorgen meer over morsen. Het vul- en oplaadstation bevat voor meerdere weken mondwater om uw dagelijkse routine te vereenvoudigen.

### Houdt uw handvat opgeladen



Het vul- en oplaadstation houdt uw geplaatste handvat opgeladen en werkt ook met veel Philips Sonicare-handvatten.

### onderweg



De batterij van uw AirFloss-handvat gaat tot 2 weken mee voordat hij moet worden opgeladen. Voor langere reizen verwijdert u gewoon de reisoplader van de voet van het vul- en oplaadstation. De oplader kan ook worden gebruikt voor veel Philips Sonicare-handvatten.

### 25% kleiner dan monddouche\*

Het ontwerp van het vul- en oplaadstation is aantrekkelijk, compact en minimalistisch, zodat het op uw wastafelblad en bij het interieur van uw badkamer past.



Publicatiedatum  
2024-08-30

Versie: 2.0.2

EAN: 87 10103 78227 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* WP 100; WP 660