

PHILIPS

sonicare

Microjet
interdentaire

AirFloss Pro/Ultra

avec la DiamondClean 9000

contient 1 canule et 1 tête de
brosse

Verre de charge, coffret de
voyage



HX8494/03



Des gencives plus saines en 2 semaines

Conçu pour les personnes qui n'utilisent pas régulièrement de fil dentaire

Destiné aux personnes ne procédant pas à un nettoyage régulier des espaces interdentaires, AirFloss Ultra est simple et efficace. Vous pouvez utiliser AirFloss Ultra avec du bain de bouche ou de l'eau. Des études ont prouvé qu'il était aussi bénéfique que du fil dentaire pour la santé des gencives.**

Améliore la santé bucco-dentaire

- Des études cliniques ont prouvé une efficacité équivalente au fil dentaire pour la santé des gencives.**
- Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***
- Aide à réduire les caries dans les espaces interdentaires

Assure un nettoyage optimal

- Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire*, pour un nettoyage en profondeur
- Expérience de brossage personnalisée
- Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur

Technologie avancée

- Technologie qui allie air et micro-gouttelettes
- Canule haute performance

Nettoie simplement et efficacement les espaces interdentaires

- Pour prendre facilement de bonnes habitudes
- Nettoie en 60 secondes seulement : visez, appuyez, nettoyez


Points forts

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire




AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.***

Technologie de micro-gouttelettes




Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.

Prenez facilement de bonnes habitudes



Le nettoyage interdendaire est très important pour la santé bucco-dentaire. Facile à utiliser et offrant un nettoyage en profondeur, AirFloss permet de prendre de bonnes habitudes.

Des gencives plus saines



Il est cliniquement prouvé que l'AirFloss Ultra de Philips Sonicare améliore la santé des gencives autant que le fil dentaire.** Des gencives plus saines en seulement deux semaines.

Aide à réduire les caries



En éliminant en douceur la plaque dentaire oubliée lors du brossage, AirFloss Ultra de Philips Sonicare aide à prévenir la formation de caries entre les espaces interdentaires.

Canule haute performance



La nouvelle canule haute performance AirFloss Ultra amplifie la puissance de notre technologie qui allie air et micro-gouttelettes, pour une efficacité inégalée.

Nettoie en 60 secondes seulement



Avec AirFloss Ultra, vous nettoyez la totalité de votre bouche en moins de 60 secondes par jour. Il vous suffit de sélectionner la fréquence du jet (simple, double ou triple). Maintenez le bouton d'activation enfoncé pour des jets continus automatiques, ou appuyez ponctuellement sur ce bouton pour le mode de jet manuel.

4 modes, 3 réglages d'intensité



La DiamondClean 9000 propose les modes Clean, White+, Gum Health et Deep Clean+ afin de répondre à vos besoins en matière de brossage. Le mode Clean est conçu pour un brossage quotidien optimal, White+ élimine les taches, Gum Health permet un brossage doux et efficace des gencives, et Deep Clean+ un brossage en profondeur vivifiant. Vous avez le choix entre trois intensités. Optez pour la plus élevée si vous souhaitez intensifier votre brossage ou pour la plus basse si vous souffrez de sensibilité dentaire.

Caractéristiques

Alimentation

Tension: Chargeur multi-tension

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Temps de charge: Charge complète en 24 heures

Design et finition

Couleur: Noire

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Indicateur d'autonomie: LED sur le manche indiquant le niveau de charge

Manche: Design ergonomique ultracompact

Afficheur: Écran lumineux

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à clipser

Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement

Accessoires inclus

Chargeur: 1

Housse de voyage: Coffret de voyage USB

Têtes de brosse: 1 Premium Plaque Defense C3

Manche: 1 DiamondClean 9000

Verre de charge: 1

Manche AirFloss Ultra: 1

Concentrateur: 1

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Bénéfices santé: Nettoie entièrement la bouche en 60 secondes, Des gencives plus saines en 2 semaines*

Performances: Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire**

Résultats cliniquement prouvés: Aussi efficace que le fil dentaire, pour des gencives plus saines, pour une réduction de la plaque dentaire, pour réduire le saignement des gencives

Réglages personnalisables: Auto-burst ou jet manuel, Jet simple/double/triple***

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Efficacité blancheur: Effet blancheur 2 fois plus efficace*

Pour des résultats optimaux: Remplacer la canule tous les 6 mois

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur

Gum Health: Apporte une attention particulière aux molaires

White+: Pour éliminer les taches de surface



* Satisfait ou remboursé

** Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes qui ne procèdent pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir de bonnes habitudes quotidiennes. Reportez-vous à la FAQ dans l'onglet Assistance pour de plus amples informations.

*** Au niveau des zones prises en charge. Étude réalisée en laboratoire ; les résultats observés en milieu buccal peuvent être différents.