

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique

FlexCare Platinum

3 modes et 3 intensités

2 têtes de brosse

Avec capteur de pression

Assainisseur UV pour tête de
brosse



HX9172/14

Un brossage en profondeur et en douceur

Jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire éliminée et des gencives plus saines*

La FlexCare Platinum offre un nettoyage en profondeur et en douceur, afin de protéger vos dents et vos gencives. Grâce à la tête de brosse AdaptiveClean et au capteur de pression intuitif, elle élimine un maximum de plaque dentaire en douceur, quelle que soit votre technique de brossage.

Vous aide à respecter les recommandations de brossage

- Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort
- Minuteurs pour encourager un brossage rigoureux
- Éliminez les bactéries avec l'assainisseur UV pour tête de brosse

Permet un brossage personnalisé

- Trois réglages d'intensité et trois modes de nettoyage
- Nouveau mode Deep Clean pour les zones difficiles

Le brossage en profondeur de Philips Sonicare


- Technologie de nettoyage AdaptiveClean, pour un nettoyage en profondeur tout en douceur
- Suit le contour de vos dents et de vos gencives pour un nettoyage en profondeur
- Une action de nettoyage dynamique pour une meilleure santé bucco-dentaire

Adapté à votre mode de vie

- Coffret de voyage et batterie à autonomie prolongée
- Coffret et chargeur de voyage pratiques

Points forts

Un brossage en profondeur, quelle que soit votre technique



Corrigez facilement vos mauvaises habitudes grâce à la FlexCare Platinum nouvelle génération. Grâce à la tête de brosse innovante AdaptiveClean et au capteur de pression intuitif, même les zones difficiles d'accès deviennent simples à nettoyer. Les brins de la tête de brosse AdaptiveClean suivent le contour de vos dents et de vos gencives, afin d'obtenir jusqu'à 4 fois plus de surface de contact** et d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire. Si vous vous brossez les dents trop fort, le capteur de pression transmet de légères vibrations au manche, afin de vous inciter à exercer moins de pression sur vos gencives, tout en éliminant efficacement la plaque dentaire.


Tête de brosse AdaptiveClean



L'AdaptiveClean est la seule tête de brosse à dents électrique capable de suivre la forme exacte de vos dents et de vos gencives. Avec ses bords doux et souples en caoutchouc, elle épouse chaque contour. Avec 4 fois plus de surface de contact, elle élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire le long des gencives et


entre les dents. Elle absorbe la pression excessive que vous pourriez exercer le long des gencives, ce qui vous permet de les préserver, quelle que soit votre technique de brossage.

Capteur de pression



Vous ne réalisez pas forcément que vous vous brossez les dents trop fort, mais la brosse à dents FlexCare Platinum vous prévient. Si vous exercez une pression trop élevée, le capteur de pression intuitif fait vibrer doucement le manche de la brosse à dents, pour que vous sachiez exactement quelle pression exercer. Des études ont démontré que 7 brosseurs « agressifs » sur 10 réussissaient à réduire leur pression de brossage grâce au capteur de pression.

Une expérience de brossage personnalisée



Avec ses trois réglages d'intensité et trois modes de nettoyage, la FlexCare Platinum offre un confort optimal, pour un nettoyage en profondeur. Si vous devez porter une attention particulière aux zones difficiles, le mode Deep Clean 3 minutes offre des résultats exceptionnels. Utilisez le mode Clean pour un nettoyage quotidien impeccable, ou le mode

White pour éliminer les taches. Optez pour une intensité basse, moyenne ou élevée en fonction de vos préférences personnelles.

Mode Deep Clean



Notre nouveau mode Deep Clean offre un brossage exceptionnel dans les zones difficiles d'accès. Le mouvement unique de la tête de brosse dans ce mode associé à une longue durée de brossage de 3 minutes font de ce mode le choix idéal si vous souhaitez porter une attention particulière aux zones difficiles.

Technologie Sonique



Réalisant plus de 31 000 mouvements par minute, la FlexCare Platinum nouvelle génération procure un nettoyage optimal, visible et perceptible. Le mouvement de nettoyage dynamique de notre technologie sonore conduit les fluides en profondeur dans les espaces interdentaires et le long de la gencive. La brosse FlexCare Platinum masse doucement les gencives, afin de stimuler la circulation sanguine et de faciliter l'élimination de la plaque dentaire. Le nettoyage est doux et efficace, avec des résultats cliniquement prouvés.

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines**

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Gris avec façade blanche

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Afficheur: Écran lumineux

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Autonomie de brosse: Jusqu'à 3 semaines***

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare standard

Housse de voyage: 1

Manches: 1 FlexCare Platinum

Chargeur: 1

Assainisseur UV: 1

Performances de brosse

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brosse par minute

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Performances: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*

Capteur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Minuteur: Quadpacer et SmartTimer

Efficacité blancheur: Aide à éliminer naturellement les taches

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

3 réglages d'intensité: Fort, Faible, Moyen

Blanc: Élimine les taches à la surface des dents

Deep Clean: Pour un nettoyage en profondeur revigorant



* Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

** Par rapport à une tête de brosse DiamondClean

*** Sur la base de deux cycles de brosse de deux minutes par jour