

PHILIPS

IPL-ihokarvanpoistolaite,
jossa SenseIQ-tekniikka

Lumea IPL 8000 Series

SmartSkin-tunnistin

4 älykästä lisäosaa: vartalo,
kasvot, bikinialue, kainalot

Lumea IPL -sovellus

Johdolliseen käyttöön

BRI947/00



SenseIQ mukautuu tarpeisiisi

Nauti sileästä ihosta jopa 12 kuukauden ajan*

Lumea IPL 8000 -sarja mukautuu tarpeisiisi ja tekee käsittelystä nopeaa. SenseIQ-tekniikka, älykkäät lisäosat ja Lumea IPL -sovellus takaavat sileän ihon pitkäksi aikaa.

Hellävarainen ja tehokas käsittely, tuloksena sileä iho pitkään

- Kehitetty helpoksi ja tehokkaaksi yhteistyössä ihotautilääkärien kanssa
- Nopeat tulokset – käsittely vain kaksi kertaa kuukaudessa
- Erittäin pitkä johto joustavaan käsittelyyn

Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle

- Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle – neljä älykästä lisäosaa
- Sopii useimmille ihon sävyille ja karvojen väreille

Yksilöllistä karvanpoistoa IPL-käsittelyllä

- Tehosta rutiinejasi Philips Lumea IPL -sovelluksella
- Hellävarainen ja mukava käyttää SenseIQ-tekniikan ansiosta


Kohokohdat

Neljä älykästä lisäosaa



Erityisesti suunnitellut lisäosat sopivat täydellisesti kehon kaikkiin muotoihin, ja niiden liittäminen aktivoi tehokkaimman ohjelman kullekin kehonosalle. Kasvot: litteä muoto ja pieni ikkuna, jossa UV-suodatin. Vartalo: sisäänpäin kaartuva muoto ja suuri ikkuna. Bikinialue ja kainalot: ulospäin kaartuva muoto vaikeasti saavutettavia kohtia varten.

Philips Lumea IPL -sovellus



Maksuton opastussovelluksemme auttaa sinua suunnittelemaan käsittelyaikataulun ja myös pitäytymään siinä. Sovellus myös ohjaa sinut vaihe vaiheelta jokaisen käsittelyn läpi. Sovelluksen on ladannut yli 2,1 miljoonaa käyttäjää.

Kehitetty yhdessä dermatologien kanssa



Terveysteknologian johtavana yrityksenä Philips kehitti Lumea IPL - ihokarvojenpoistojärjestelmän yhdessä ihotautilääkärien kanssa helpoksi ja tehokkaaksi kotikäyttöä. Kauneushoitoissa käytettävään teknologiaan perustuva Lumea IPL tarjoaa hellävaraisen käsittelyn herkimmillekin alueille.

Nopeita tuloksia – kahdesti kuussa



Alkuun pääsyyn tarvitaan kaksi viikkoa – puolet vähemmän käsittelyjä kuin muilla merkeillä. Ylläpitokäsittelyä tarvitaan vain kerran kuussa. Siinä kaikki. Molempien säärien käsittely vie vain 8,5 minuuttia.

SenseIQ-teknikka



Lumea 8000 -sarjan laitteessa on viisi helposti säädettävää valoasetusta. SmartSkin-tunnistin tunnistaa ihon sävyn ja auttaa löytämään miellyttävimmän asetuksen. Älykkäät lisäosat mukauttavat käsittelyn kullekin vartalon alueelle parhaiten sopivaksi.

Erittäin pitkä johto



Kätevä käyttää erittäin pitkän johdon ansiosta, mikä myös helpottaa laitteen liikuttamista iholla.

Useimmille iho- ja karvatyypeille



IPL tarvitsee ihokarvojen värin pigmentin ja ihon sävyn pigmentin välistä kontrastia, joten se toimii luonnollisen tummanvaaleille, ruskeille tai mustille ihokarvoille ja ihon sävyille vaaleasta tummanruskeaan (I–V).

Tekniset tiedot

Lisäosien tekniset tiedot

Vartalolisäosa: Muoto: kupera ja kaareva, Ikkunan koko: 4,1 cm², Vartalolle suunniteltu käsittelyohjelma: sääret, käsivarret ja vatsa

Kasvolisäosa: Muoto: litteä, Ikkunan koko: 2 cm², lisäsuodatin, Kasvoille suunniteltu käsittelyohjelma: ylähuuli, leuka ja leukalinja

Bikininirajojen lisäosa: Muoto: kovera ja kaareva, Ikkunan koko: 3 cm², Herkälle bikinialueelle suunniteltu käsittelyohjelma

Kainalolisäosa: Muoto: kovera ja kaareva, Ikkunan koko: 3 cm², Kainaloille suunniteltu käsittelyohjelma

Turvallisuus ja säädettävät asetukset

Integroitu UV-suodatin: Suojaa ihoa UV-valolta

5 valotehoasetusta: Säädettävissä omalle ihotyypillesi sopivaksi

Integroitu turvajärjestelmä: Estää tahattomat välähdykset

SmartSkin-tunnistin: Oikea asetus tarpeen mukaan

Käyttötila

Liuku ja välähdys: Nopeaan käsittelyyn

Johdoton / johdollinen käyttö: Johdolliseen käyttöön

Leima ja välähdys: Pienten alueiden käsittelyyn

Tekniset tiedot

Jännite: 100–240 V

Tehokas lamppu: Rakennettu kestäväksi, 450 000 välähdystä, mikä vastaa 39 vuoden pituista lampun käyttöikää**

Huolto

Takuu: 2 vuoden yleinen takuu + 1 vuoden lisätakuu, kun rekisteröit tuotteen 90 päivän sisällä

Pakkauksen sisältö

Käyttöohjeet: Käyttöopas

Säilytys: Meikkipussi

Sovitin: 19,5 V / 4 000 mA

Käyttöaika

Kainalot: 2,5 min

Bikininirajat: 2 min

Kasvot: 1,5 min

Sääret: 8,5 min

