

# PHILIPS

## sonicare

Periuță de dinți  
sonică electrică - trial

FlexCare Platinum

3 moduri, 3 intensități

2 capete de periere

Cu senzor de presiune

Sterilizator UV pentru capul de  
periere



HX9142/32

## Tehnicile lor pot varia, dar rezultatele nu

### Prima noastră perie cu tehnologia Adaptive Cleaning

La baza tehnologiei noastre Adaptive Cleaning sunt două componente - capul de periere inovator AdaptiveClean și senzorul de presiune intuitiv. Ambele caracteristici îi ajută pe pacienții tăi să își perieze dinții cu mai multă inteligență și nu cu mai multă putere.

#### S-a dovedit că îmbunătățește sănătatea orală

- Quadpacer
- Smarttimer
- Sterilizator UV

#### Concepute pentru tine

- Cap de periere InterCare

#### Te îndrumă să urmezi recomandările dentiștilor

- Senzor de presiune intuitiv

#### Îți oferă curățare superioară

- Cap de periere AdaptiveClean
- Experiențe de periere personalizabile
- Periuță de dinți cu tehnologie Sonicare

#### Oferă o experiență de periere personalizată


- Noul mod Deep Clean: periază fără efort zonele cu probleme

# FlexCare Platinum

Periuță de dinți sonică electrică - trial


## Repere

### Cap de periere AdaptiveClean




Marginile moi și flexibile, fabricate din cauciuc, permit perilor să se adapteze formei unice a dinților și a gingiilor pacienților, pentru a oferi o suprafață de contact de până la 4 ori mai mare\*. Flexibilitatea capului de periere face ca perii să urmărească delicat linia gingiilor și să absoarbă presiunea excesivă aplicată la periaj. Mișcarea accentuată de curățare oferă o senzație unică în gură și o curățare superioară pe linia gingiilor și în locurile greu accesibile\*. S-a demonstrat că îndepărtează de până la 10 ori mai multă placă bacteriană decât o periuță manuală în locurile greu accesibile\*.

### Cap de periere InterCare



Perii extra-lungi, cu o densitate sporită, ajung între dinți mai în profunzime, îndepărtând considerabil mai multă placă bacteriană\* interproximală. Ideal pentru pacienții cu gingii sângerânde sau cu risc ridicat de inflamare a gingiilor.

### Senzor de presiune intuitiv



Dacă este aplicată o presiune prea mare, mânerul pulsează ușor pentru a-i avertiza pe pacienți că apasă prea tare și pentru a-i ghida


spre utilizarea unei tehnici corecte de periere. În cadrul unui studiu efectuat pe pacienți din S.U.A., 7 din 10 persoane care își periau dinții agresiv au redus presiunea de periere în urma utilizării senzorului de presiune.

### Modul Deep Clean



Noul mod Deep Clean oferă o curățare excepțională în locurile greu accesibile. Datorită mișcării unice a capului de periere, precum și duratei de periere extinse, de 3 minute, acest mod este alegerea ideală atunci când dorești să acorzi mai multă atenție zonelor cu probleme.

### Experiențe de periere personalizate



Cele trei setări de intensitate și cele trei moduri de curățare oferă confort și performanță optime pentru o experiență de periere mai personalizată, fiind perfect adaptate nevoilor tale. Modul Deep Clean cu durata de trei minute oferă o curățare excepțională în locurile greu accesibile. Este modul perfect pentru pacienții care trebuie să acorde mai multă atenție zonelor cu probleme.

HX9142/32

### Sterilizator UV




Omoară până la 99 % din bacterii și virusuri\*. Este disponibil ca accesoriu la unul dintre distribuitorii noștri.

### Smarttimer



Cronometrul de 2 minute asigură un timp de periere recomandat de dentiștii profesioniști.

### Quadpacer



Cronometrul pentru un interval de 30 de secunde încurajează perierea riguroasă a fiecărei părți a gurii.

### Tehnologie Sonică



Împinge fluidul între dinți și de-a lungul liniei gingiilor, pentru o curățare puternică, dar totuși delicată.

# FlexCare Platinum

Periuță de dinți sonică electrică - trial

HX9142/32

## Specificații

### Alimentare

Tensiune: 110-220 V

### Specificații tehnice

Baterie: Reîncărcabilă

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 3 săptămâni\*\*

Tip baterie: Litiu ION

### Design și finisaj

Culoare: Gri platinat

### Service

Garanție: Garanție 2 ani

### Ușor de utilizat

Mâner: Design ergonomic subțire

Afișaj: Afișaj iluminat

Sistem capete de periere: Capete de periere cu

aplicare rapidă

Indicator baterie: Indicator luminos pentru baterie

Timp de periere: Până la 3 săptămâni\*\*\*

### Articole incluse

Mâner: 1 FlexCare Platinum

Capete de periere: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare standard

Toc de transport: 1

Încărcător: 1

Sterilizator UV: 1

### Performanță de curățare

Beneficii pentru sănătate: Îmbunătățește sănătatea gingiilor în doar două săptămâni

Performanță: Elimină de până la 10 ori mai multă placă bacteriană\*

Senzor de presiune: Mânerul vibrează pentru a te atenționa

Beneficii de albire: Ajută la îndepărtarea naturală a petelor

Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

Cronometru: Quadpacer și SmarTimer

### Moduri

3 intensități: Ridică, Redusă, Medie

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

Deep Clean: Pentru o curățare profundă și revigorantă

Alb: Îndepărtează petele de suprafață

