



Philips Sonicare F1  
Standard nozzle  
Canule de jet dentaire

2 canules



HX3042/00

## Un jet d'eau puissant

Pour un nettoyage classique

Utilisez la canule standard pour un nettoyage classique. Son jet d'eau simple élimine les débris et nettoie parfaitement entre les dents.

### Un nettoyage sans effort grâce à une technologie sophistiquée

- Canule F1 Standard pour un nettoyage classique
- La pointe de guidage assure un bon positionnement

**PHILIPS**  
**sonicare**

Canule de jet dentaire  
2 canules

## Caractéristiques

### Compatibilité

- Compatible avec: n'importe quel appareil Philips Sonicare Power Flosser

### Facile d'utilisation

- Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse

facilement

- Remplacement de la canule: Tous les 6 mois, pour une bonne hygiène

### Accessoires inclus

- Canule F1 Standard: 2

HX3042/00


## Points forts

### Un jet d'eau puissant



Utilisez la canule standard pour un nettoyage classique. Son jet d'eau simple élimine les débris et nettoie parfaitement entre les dents.

### Pointe de guidage



La canule fine inclinée et la pointe de guidage facilitent le positionnement. Placez la pointe de la canule juste au-dessus du sillon gingival, appuyez légèrement, de manière à ce qu'elle soit en contact avec le sillon gingival et les dents, puis faites-la glisser d'une dent à l'autre.



Date de publication  
2023-12-19

Version: 4.4.1

EAN: 87 10103 94702 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)