



Philips Sonicare F1
Standard nozzle
Munstycke till mundusch

2 munstycken



HX3042/00

En kraftfull vattenstråle

För regelbunden rengöring

Använd standardmunstycket för regelbunden rengöring. Det använder sig av en enda vattenström för att ta bort rester och rengöra ordentligt mellan tänderna.

An effortless clean with advanced technology

- F1 Standardmunstycke för regelbunden rengöring
- Orienteringsändan garanterar korrekt placering

PHILIPS
sonicare

Munstycke till mundusch
2 munstycken

Specifikationer

Kompatibilitet

- Kompatibel med: alla Philips Sonicare Power Flosser

Lättanvänd

- Munstycke: Lätt att fästa och ta bort
- Byte av munstycke: Var sjätte månad, för god

hygien

Medföljande tillbehör

- F1 Standardmunstycke: 2

HX3042/00


Funktioner

En kraftfull vattenstråle



Använd standardmunstycket för regelbunden rengöring. Det använder sig av en enda vattenström för att ta bort rester och rengöra ordentligt mellan tänderna.

Spets



Det smala vinklade munstycket och orienteringsändan gör det enkelt att hitta rätt placering. Placera munstyckesspetsen strax ovanför tandköttskanten, tryck försiktigt så att munstyckesspetsen är i kontakt med tandköttskanten och tänderna och dra från en tand till nästa.



Publiceringsdatum
2023-07-31

Version: 4.4.1

EAN: 87 10103 94702 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com