

# PHILIPS

## sonicare

Standarta zobu  
birstes uzgaļi

W Optimal White

2 kompl.

Standarta izmērs

Uzspraužams

BrushSync savienošanas funkcija

HX6062/10



## Līdz pat 100 % baltāki zobi tikai vienas nedēļas laikā\*

Mūsdienīga tīrīšana aplikuma likvidēšanai un baltākiem zobiem

W2 Optimal White birstes uzgaļi ir ideāli piemērots cilvēkiem, kas vēlas notīrīt plankumus no zobu virsmām spilgtam, baltākam smaidam. Šis birstes uzgaļis arī lieliski saglabā smaida spilgtumu starp profesionālām zobu balināšanas procedūrām.

### Innovative technology

- Automātiski izvēlas optimālu darbības režīmu vislabākajiem rezultātiem\*\*
- Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija

### Designed to optimize performance

- Rūpīgi pārbaudīts atbilstoši jūsu mutes dobuma veselības prasībām
- Uzspraužama konstrukcija ērtai birstes uzgaļu uzlikšanai
- Vienmēr zināsiet, kad to nomainīt. Tīrīšana vienmēr būs efektīva.

### Izcili baltiem zobiem

- Rombveida sariņi padara zobus par 100% baltākus 1 nedēļas laikā

### Izcilai zobu un smaganu kopšanai

- Likvidē līdz pat 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

## W Optimal White

Standarta zobu birstes uzgaļi

HX6062/10


# Izceltie produkti

### Atvadies no zobu aplikuma



Bieži izvietoti augstas kvalitātes sariņi likvidē līdz 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste.

### Baltāki zobi isā laikā



DiamondClean uzgaļis plankumu noņemšanai ir gatavots no blīvi izvietotiem rombveida sariņiem un likvidē ēdienu un dzērienu radītus plankumus no zobu virsmas. Jūs pamanīsiet, ka zobi ir par 100%\* baltāki jau pēc 7 dienām.

### BrushSync™ savienošanas funkcija



Birstes uzgaļu viedā savienošanas funkcija BrushSync™ Jauj bez liekām pūlēm nodrošināt optimālu tīrīšanas rezultātu\*\*. Philips Sonicare

W2 Optimal White birstes uzgaļis savienojas ar Philips Sonicare zobu suku rokturi, kas atbalsta BrushSync™ viedo savienošanos\*\*, un automātiski izvēlas tīrīšanai piemērotāko darbības režīmu un intensitātes līmeni. Jums atliek tikai tīrīt.

### Birstes uzgaļu nomaiņa



Pēc 3 lietošanas mēnešiem birstes uzgaļu efektivitāte samazinās, taču BrushSync™ jums par to savlaicīgi atgādinās. Jūsu viedā zobu suka reģistrē to, cik bieži un ar kādu spēku jūs tīrāt zobus, un informē, ja ir pienācis laiks nomainīt birstes uzgaļi. Jums nav viedā Philips Sonicare zobu birste? Šajā gadījumā pievērsiet uzmanību zilās krāsas sariem — ja tie kļūst balti, ir pienācis laiks nomainīt birstes uzgaļi.

### Mierīgs prāts zobu tīrīšanas laikā



Visi Philips Sonicare birstes uzgaļi ir droši un saudzīgi zobiem un smaganām. Pārbaužu ietvaros tiek vērtēta uzgaļu efektivitāte visos darbības režīmos, lai garantētu izcilu veiktspēju un izturību katrā tīrīšanas reizē.

### Philips Sonicare tehnoloģija



Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija raída ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

### Vienkārši uzspraužams



Jūsu W DiamondClean zobu birstes uzgaļi nevainojami sader ar jebkuru Philips Sonicare zobu birstes rokturi, izņemot Philips One un Essence. Tas ir viegli uzspraužams un noņemams, nodrošinot vieglu nomaiņu un tīrīšanu.

# W Optimal White

Standarta zobu birstes uzgāji

HX6062/10

## Specifikācijas

### Dizains un apdare

Saru stingrums: Vidēja

Krāsa: Balta

Sari ar indikatoru: Zila saru krāsa, kas paliek blāva

Lielums: Standarta

### Saderība

Birstes uzgāju sistēma: Uzspaužams

BrushSync savienošanas funkcija

Piemērots šiem modeļiem: 2 sērijas aplikuma kontrole, 2 sērijas aizsardzība pret aplikumu, 3 sērijas smaganu veselība, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean, Series 1100, 2100 sērija, Series 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000  
Nav piemērots: Philips One

### Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgāji: 2 W2 Optimal White, standarta

### Kvalitāte un sniegums

Maināmas detaļas: Ik pēc 3 mēnešiem

Pārbaudīts: optimālai lietošanai

### Veselības ieguvumi

Nosēdumu noņemšana: Likvidē līdz 7X vairāk aplikuma\*

Smaganu veselība: Palīdz uzlabot smaganu veselību

Whitening: Baltāki zobi tikai vienas nedēļas laikā

