



Philips Sonicare
ソニックケア プロテクト
クリーン + エアーフ
ロスウルトラ

4100 プロテクトクリーンハン
ドル付属
ノズル 1 本付属
ブラシヘッド 1 本付属



HX8492/75

電動歯ブラシとエアーフロスウルトラで 3 分間の新習慣

一緒に使って、より効果的なオーラルケアを

2 分間のブラッシング + 1 分間の簡単歯間ケア

Improves oral health

- 最大 99.9% の歯垢を除去 ***

ブラッシングを最適化

- 強すぎるブラッシングをお知らせ
- ソニックケアに慣れていただくためのイージースタート機能
- 音波水流
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- 歯垢をしっかり除去

Superior technology

- 空気とミクロの水滴を用いた独自技術
- 高性能ノズル
- 3 段階の噴射力設定が可能

The easiest way to effectively clean between teeth

- かかる時間はわずか 60 秒：当てて、押して、洗浄。

PHILIPS

sonicare

特長

歯垢をしっかり除去



密集した高品質の毛先が歯肉縁の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届きます。

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします (RFID 内蔵ブラシヘッドを使用した場合)。

強すぎるブラッシングをお知らせ




歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。

音波水流



1 分間に約 31,000 回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁もしっかりとやさしく磨きます。

ソニックケアに慣れていただくためのイージースタート機能




フィリップス ソニックケアでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめてから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

最大 99.9% の歯垢を除去



洗浄部分の歯垢を最大 99.9% 除去します。

ミクロの水滴を用いた独自技術



空気とマウスウォッシュまたは水を組み合わせ、パワフルかつやさしく歯間と歯肉縁を洗浄する当社の独自技術で、その歯垢除去に効果的です。

わずか 60 秒で洗浄



エアーフロスウルトラなら、お口全体の洗浄を毎日 60 秒で済ませられます。噴射回数 (1 回、2 回、3 回) を選択したら、起動ボタンを押すだけ。起動ボタンを押し続けると自動連続噴射モード、押し離せば手動噴射モードになります。

高性能ノズル



新しいエアーフロスウルトラ高性能ノズルは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術のパワーを増幅し、より効果的かつ効率的に歯間を洗浄し歯垢を除去。

仕様

デザインと仕上げ

- 色: シルバー, ホワイトライトブルー

電源

- 対応電圧: 100-240V (海外電圧対応)

仕様

- バッテリー: 充電式
- バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー
- 充電時間: ニッケル水素充電電池

サービス

- 本体保証: 2 年間保証

使いやすさ

- 充電表示ランプ: ハンドルのランプが充電残量を表示
- ハンドル: スリムなデザイン
- ノズル装着方式: はめ込み式
- バッテリー残量: 1 ~ 3 週間 ****

内容・付属品

- ハンドル: プロテクトクリーン 1 本
- ブラシヘッド: C2 クリーンプラス 1 本
- 充電器: 1
- エアーフロスウルトラハンドル: 1
- エアーフロスウルトラノズル: 1

洗浄性能

- 性能: 歯垢を除去
- 健康上の利点: 歯垢を除去, 歯垢を除去
- 臨床的に証明された効果: -, -, -, -
- カスタマイズ可能な設定: 自動連続噴射または手動噴射, 1 回, 2 回, 3 回の噴射回数 ***
- 性能維持のための推奨事項: 6 か月に一度ノズルを交換

モード

- クリーン: 歯をキレイに

スマートセンサーテクノロジー

- ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID 内蔵ブラシヘッドを使用した場合), ブラシヘッドの交換時期



Philips Japan, Ltd.

発行日 2023-02-01

バージョン: 7.7.1

EAN: 08 71010 38873 55

© 2023 Philips Japan, Ltd.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

* エアーフロス ウルトラ使用時 / 2014 年米国 Gottenbos 氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります。
** 連続噴射機能を使用した場合
*** クリーンモードで 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回 (プロテクトクリーン) / 1 日 1 回、1 回噴射モードで 1 分間使用した場合 (エアーフロス ウルトラ)
**** エアーフロスウルトラは国やチャネルによって製品名が異なる場合があります。
***** ご使用の噴射設定によって異なります
***** 手磨きよりも効果的