

Philips Sonicare
ソニックケア エアーフ
ロス ウルトラ

ノズル 1 本付属



HX8341/01

歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%^{*1}除去

^{*1} エアーフロス ウルトラ使用時 / 2014 年米国 Gottenbos 氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります。

デンタルフロスが面倒な方でも、エアーフロス ウルトラなら効果的に歯間を洗浄できます。マウスウォッシュや水を入れ、水と空気の 3 連続ジェット噴射で歯間の汚れや歯垢を除去します。

Improves patients' oral health

- 歯ぐきの健康を推進^{*2}
- 虫歯予防を助けます
- 最大 99.9% の歯垢を除去^{*1}

Superior technology

- 空気とミクロの水滴を用いた独自技術
- 高性能ノズル
- 3 段階の噴射カスタマイズが可能

The easiest way to effectively clean between teeth

- お口の健康のために重要な歯間ケア
- 約 60 秒で洗浄

PHILIPS

sonicare

特長

最大 99.9% の歯垢を除去*1



歯間の歯垢を最大 99.9% 除去します*1。*1 エアーフロス ウルトラ使用時 / 2014 年米国 Gottenbos 氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります。

ミクロの水滴を用いた独自技術



空気とマウスウォッシュまたは水を組み合わせ、パワフルかつやさしく歯間と歯肉縁を洗浄する当社の独自技術で、その歯垢除去に効果的です。

お口の健康のために重要な歯間ケア



歯間の汚れは歯みがきだけでは落としきれず、専用のケアが必要です。エアーフ

ロス ウルトラは使い方簡単、手を汚さずに歯間ケアをすることができます。

歯ぐきの健康を推進*2



歯ぐきや歯のエナメル質にやさしく、約 2 週間で歯ぐきの健康を推進します*2。*2 電動デンタルフロスは手磨きと同様。フィリップス調べ (2012 年)

約 60 秒で洗浄



お口全体の洗浄を毎日約 60 秒*3 で完了。噴射回数 (1 回、2 回、3 回) を選択したら、起動ボタンを押すだけ。起動ボタンを押し続けると自動連続噴射モード、押して離せば手動噴射モードになります。*3 連続噴射機能を使用した場合

虫歯予防を助けます



ブラシが届かない部分の歯垢をやさしく除去することで、歯間の虫歯予防を助けます。

高性能ノズル



新しいエアーフロスウルトラ高性能ノズルは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術のパワーを増幅し、より効果的かつ効率的に歯間を洗浄し歯垢を除去。

3 段階の噴射カスタマイズが可能



エアーフロス ウルトラの噴射回数は、お好みに合わせて変更できます。起動ボタンを押すごとに、1 回、2 回、3 回からカスタマイズできます。

仕様

デザインと仕上げ

- 色: シルバー

電源

- 対応電圧: 100-240V (海外電圧対応)

仕様

- バッテリー: 充電式
- バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池
- 充電時間: ニッケル水素充電電池

サービス

- 本体保証: 2年間保証

使いやすさ

- 充電表示ランプ: ハンドルのランプが充電残量を表示

- ハンドル: スリムなデザイン
- ノズル装着方式: はめ込み式
- バッテリー残量: 1~3週間 ****

内容・付属品

- 充電器: 1
- エアーフロスウルトラハンドル: 1
- エアーフロスウルトラノズル: 1

洗浄性能

- 性能: 歯垢を除去
- 健康上の利点: 歯垢を除去, 歯垢を除去
- 臨床的に証明された効果: -, -, -, -
- カスタマイズ可能な設定: 自動連続噴射または手動噴射, 1回, 2回, 3回の噴射回数 ***
- 性能維持のための推奨事項: 6か月に一度ノズルを交換



Philips Japan, Ltd.

発行日 2023-02-01

バージョン: 2.2.2

EAN: 08 71010 37129 78

© 2023 Philips Japan, Ltd.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

*** 連続噴射機能を使用した場合
**** ご使用の噴射設定によって異なります
*。