

PHILIPS

sonicare

ホワイトプラス（旧ダイヤモンドク
リーン） ブラシヘッド レギュラー

W2 White Plus

8本組

レギュラーサイズ

簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ブラシヘッド認識機能対応

HX6068/67



ひし形の毛先がステインを除去し、自然な白い歯へ ステイン（着色汚れ）を除去し、歯に自然な白さを

ホワイトプラスブラシヘッドは、歯垢を除去するだけでなく歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去。自然な白い歯がこぼれる明るい笑顔を手に入れたい方に最適です。

新機能

- ブラシヘッド認識機能対応
- 音波水流

パフォーマンスを最適化する設計

- 厳格なテストに合格したブラシヘッドがお口の健康を守ります
- すべてのフィリップス ソニケアー電動歯ブラシ*²に対応
- ブラシヘッド交換お知らせ機能

自然な白い歯のために

- ひし形の毛先により7日間で最大2倍のステイン除去*

歯と歯ぐきの優れたケア

- 手磨きの最大7倍歯垢を除去*

W2 White Plus

ホワイトプラス (旧ダイヤモンドクリーン) ブラシヘッド レギュラー

HX6068/67


特長

手磨きの最大7倍歯垢を除去*



密集した高品質な毛先が、手磨きの最大7倍歯垢を除去します*。* クリーンモード使用時/フィリップス調べ

ひし形の毛先により7日間で最大2倍のステイン除去*



ひし形に密集した毛先により、食べ物や飲み物による歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去。7日間で最大2倍のステインを除去し自然な白い歯へ導きます*。* ホワイトモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ

毎日のお口のケアをより確かに



フィリップス ソニックケアでは安心してお使いいただくために、すべてのブラシヘッドに対して使用感や耐久性などの品質テストが行われています。

音波水流



毎分約 31,000 ストロークの高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッド交換お知らせ機能のついたハンドルとお使いいただくことで、ブラシヘッド交換のタイミングをハンドルでお知らせします。ブラシヘッ

ドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

すべてのフィリップス ソニックケア電動歯ブラシ*2に対応



ホワイトプラス ブラシヘッドは、フィリップス ソニックケアのはめ込み式ハンドルに対応しています*2。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。

*2 PhilipsOne、ソニックケアキッズ、eシリーズを除く

ブラシヘッド認識機能対応



ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定します。(9900 プレステージ、ダイヤモンドクリーン スマート、ダイヤモンドクリーン、プロテクトクリーン〈プレミアム〉対応、モード・強さはお好みで変更可能)

W2 White Plus

ホワイトプラス (旧ダイヤモンドクリーン) ブラシヘッド レギュラー

HX6068/67

仕様

デザインと仕上げ

毛の硬さ: ふつう

色: ホワイト

交換時期をお知らせ: 青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。

サイズ: レギュラー

互換性

ブラシヘッド装着方式: はめ込み式

ブラシヘッド認識機能対応: ○

使用できるモデル: 2 シリーズ ブラーク ディフェン

ス, ブラークディフェンス, ガムヘルス, ダイヤモンドクリーン, ダイヤモンドクリーン スマート, イージークリーン, エッセンスプラス, フレックスケアー, フレックスケアー ブラチナ, フレックスケアー ブラチナ コネクテッド, フレックスケアープラス, キッズ, ヘルシーホワイト, ヘルシーホワイトプラス, パワーアップ, プロテクトクリーン

使用できないモデル: Philips One

内容・付属品

ブラシヘッド: W2 ホワイトプラス レギュラー 8 本

品質と性能

交換: 約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。

テスト済み: 最適な使用のために

健康上の利点

歯ぐきの健康: 歯ぐきの健康を推進* *電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。

歯垢の除去: ○

ステイン除去: 自然な白い歯に

* ブラシヘッド認識機能のないハンドルをお使いの方は、ご自身で適切なモードを設定してご使用ください。

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.



仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-05-03
バージョン: 5.5.2

EAN: 87 10103 85489 0

www.philips.com