




Philips Sonicare Premium Clean

ソニックケア プレミアムクリーン ブラシヘッド レギュラー

1本入り

レギュラーサイズ
簡単にはめ込みできるブラシヘッド
ブラシヘッド認識機能対応



HX9041/24

最大 10 倍の歯垢を除去 *

フィリップス ソニックケア 史上最高 ** の歯垢除去力

プレミアムクリーン ブラシヘッドは、柔らかい側面が歯と歯ぐきの輪郭にフィットするため、歯に触れる表面積が一般的なブラシヘッドの最大 4 倍***。しっかり快適に磨けます。

Innovative technology

- フィリップス ソニックケアの最先端の音波水流
- ブラシヘッド認識機能対応

Designed to optimize performance

- お口の健康を守るために、厳格なテストを実施
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

Philips Sonicare's deep clean

- 歯や歯ぐきにフィットして、しっかり歯垢を除去

For exceptional plaque removal

- 歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 10 倍除去 *

PHILIPS

sonicare


特長

歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 10 倍除去*




届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去**。歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨けます。

歯や歯ぐきにフィットして、しっかり歯垢を除去



毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。

ブラシヘッド認識機能対応



ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、


ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定**** (ダイヤモンドクリーンスマート、プロテクトクリーン対応、モード・強さはお好みで変更可能)

音波水流



フィリップス ソニックケアの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。

ブラシヘッド交換お知らせ機能




ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします (ダイヤモンドクリーンスマート、プロテクトクリーン対応)。

簡単にはめ込みできるブラシヘッド



ソニックケアのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。(ソニックケアキッズ、eシリーズを除く)

歯と歯ぐきに安心を



フィリップス純正のソニックケアブラシヘッドは、歯と歯ぐきを安全かつ優しくケアします。歯磨きをするたびに、優れた使用感と耐久性をお届けするために、厳しい品質検査を行っています。

仕様

デザインと仕上げ

- 色: ホワイト

デザインと仕上げ

- 毛の硬さ: ふつう
- ブラシヘッド認識機能対応: 有
- ブラシヘッドの素材: やわらかく柔軟性の高いゴム製のヘッド
- 交換時期をお知らせ: 青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
- サイズ: レギュラー

互換性

- ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- 使用できるモデル: 2 シリーズ プラーク デイフェンス, プレミアムクリーン, ガムヘルス, ダイヤモンドクリーン, ダイヤモンドクリー

ン スマート, イージークリーン, エッセンスプラス, フレックスケア, フレックスケア プラチナ, フレックスケア プラチナ コネクテッド, フレックスケアプラス, キッズ, ヘルシーホワイト, ヘルシーホワイトプラス, パワーアップ, プロテクトクリーン

内容

- ブラシヘッド: プレミアムクリーン 1本

品質と性能

- 交換: 約3ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
- テスト済み: 最適な使用のために

健康上の利点

- 歯垢の除去: 約10倍の歯垢を除去*



Philips Japan, Ltd.

発行日 2022-01-29

バージョン: 2.0.2

EAN: 08 71010 38699 24

株式会社フィリップス・ジャパン

© 2022 Philips Japan, Ltd.

All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

* プレミアムクリーン ブラシヘッド使用時/手磨きと比べ/Milleman K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014

** フィリップス ソニックケア製品内において (2018年7月時点)

*** ホワイトプラス ブラシヘッドと比べた場合 **** ブラシヘッド認識機能のないハンドルをお使いの方は、ご自身で適切なモードを設定してご使用ください。